

Ultrasonic Toothbrush

ProBrush 9.0



medica+

JAPAN TECHNOLOGY





medica+

JAPAN TECHNOLOGY



Instruction Manual Ultrasonic ToothBrush

ProBrush 9.0

Content

Safety Tips	01 - 04
Fitting	05
Operator Panel Instruction	06 - 07
Function Instruction	08 - 10
Tooth-Brushing	11
Timing	12
Install & Use	13 - 14
Charging & Instruction	15 - 16
Clean & Maintenance	17
Environmental Protection	18 - 19
Fault Dignosis	20- 21
Specification	22

Safety tips

🚫 Prohibition!

■ Don't charge in the bathroom! Don't place the charger above or near water container (such as tub pool, etc).

■ Battery can not be replaced by yourself, can only replaced by authorized maintenance center. Manufacturer takes no responsibility for any accidents during replacement by users themselves. See page 13 in case of special reasons to be required to remove by self.

■ In order to avoid danger, once the power cord damages, please stop use this product at once.

⚠ Caution!

■ To ensure safety, 8-12 years old children, mental disorders and disabilities must be supervised or guided when they using this product.

⚠ Attention!

■ It is a normal phenomenon to feel stimulation when using this product at the first time. Please stop using this product and consult your dentist if feeling continuous stimulation in two weeks.

- Please stop using this product and contact your dentist if feeling pain when using it.
- It is normal that the main body is a little warm when charging, please cut off power supply when feeling very hot, and check it in the customer service center.

Safety tips

- All the product accessories should be used our corresponding accessories, like charger, brush head,charging line and adaptor which pass certification required in this country.
- The product is just only designed to clean your teeth, gum and tongue. Please do not use it for any other purposes. This product is for personal product, not for the use of dental clinics or institutions.
- People who just had the oral or periodontal surgery, or are under the treatment within two months,or there are other symptoms(including people whose dentures are week or gums are massively bleeding, etc.) ,or crowds whose oral is sensitive and vulnerable, please stop to use the product and consult your dentist.
- The toothbrush should only be used at room temperature and should not be exposed to the sun. It should be kept in airy place.
- Please cut off the power of charger when not charging .unplug from socket before . Please do not clean toothbrush head, toothbrush holder, charger, charging line with disinfectant in the dishwasher, washing machine and ultrasonic

cleaner. See page 11 for details of cleaning & care.


■ Please don't leak the gelatin, oil, glue or stimulation chemical liquids on the product surface.

Regularly clean power plug, preventing dust and dirt accumulation.

■ The suggested lifespan should be 3 years. Please don't use over 3 years. You should take out the battery form toothbrush before scrapped. If you want to learn how to dismantle battery please refer to Environmental Protection & Recycle at page 13.


■ When the power is on, the charger should not be in direct contact with or near metal objects, such as keys, coins, cell phone cases, metal caps, etc. The metal body can cause abnormality of wireless inductive charger or even damage the charger.

Fitting



* Please carefully check the fitting and its number

Operator panel instruction



■ ON/OFF BUTTON

Short press to start, choose the mode you need. Stop the toothbrush by pressing ON/OFF button for 4 seconds.

■ POWER ADJUSTMENT BUTTON






You can press the "+" or button to change the motor's vibration speed as your own preference to reach the power you need.

■ POWER INDICATION LIGHT

Display current power of toothbrush.
Weak, medium, strong 3 types power display.

■ MODES BUTTON

Display current choosed mode:

-  Clean
-  Polish
-  White
-  Sensitive
-  Massage

■ CHARGING LAMP

Display the condition of charging, full charged, low power.

Function description

■ ON/OFF BUTTON

Short press the On/Off button to turn on the toothbrush and it automatically enters the mode you use last time. The strength defaults to the strong power. Users can adjust the brush power as requirement. Turn off by pressing On/Off 4 seconds.

■ MODES BUTTON

Start the toothbrush according to individual demand to choose the suitable mode, and select mode when the light turning on. The user can switch to other mode at any time during the processing. Short pressing the start key can jump into the next mode. After selection, you can enter the brushing experience.

■ SMART REMINDER

For dental and oral health, the dentist recommends two minutes of brushing time. Every 30 seconds in the middle that your toothbrush will remind you it needs to change direction when there is a pause. (See page 8 for brushing teeth details)

■ INTELLIGENT MEMORY

According to your personal choice, the toothbrush will remember the pattern and the intensity you used last time, then start your brushing experience directly.

■ INTENSITY ADJUSTING

When the toothbrush is turned on, press «—» to weaken the strength. When the indicator light shows {••} is the maximum strength, when the indicator light shows {•} is medium strength, the indicator light shows • is the weakest strength. You also can press «+» to increase strength.

■ MODES

💧 **Clean: 38000 times/min**

High-frequency powerful vibration. This mode is the strongest cleaning mode of this sonic toothbrush. These people are recommended who have used sonic toothbrushes or use sonic toothbrushes frequently.

💎 **Polish: 1000 times/min**

High-frequency weak vibration. This mode is for those who use a sonic toothbrush for the first time or as an adaptive phase for those who just use a sonic toothbrush, or

for these people who don't like too strong power. This mode can help polish your teeth as shiny diamond with high frequency and suitable power.

 **White: 28000-38000 times/min**

High-low frequency rhythm fast vibration to help clean the teeth easily and removes the food debris perfectly.


 **Sensitive: 28000-38000 times/min**

Designed for the sensitive teeth or oral cavity people. Vibration from slow to fast, weak to strong, give the teeth a transitional adaptation process.

 **Massage: 28000-38000 times/min**

The vibration frequency are gradients, from strong to weak, then become strong, cycle like this. It gives good massage to the teeth and gum.

Tooth-brushing




Timing

■ We suggest brushing your teeth twice a day and 2 minutes for each time.


■ You will feel a temporary stop every 30 seconds during use. This aims to reminding you that this part has achieved its best cleaning effect, you need change brush area (Suggest brushing C as showed above)

1. Lateral teeth upper left & lower left
2. Inside teeth upper left & lower left
3. Inside teeth upper right & lower right
4. Lateral teeth upper right & lower right


Install & use




1. Put the head into the output axle carefully. Leave a space between the head and the main body, which is necessary for the vibration of the head. Try to start and test the toothbrush if working properly.




2. Put a little toothpaste on the head. Please don't turn on the toothbrush to prevent toothpaste from splattering.



3. Wet the head and toothpaste before brushing your teeth, which will allow the toothpaste to be more fully decomposed when brushing your teeth



4. Brush softly. Don't press too much, otherwise it will hurt gum and teeth surface. Move toothbrush head slowly, back and forth.



5. Don't forcefully press teeth when brushing.



6. Rinse your mouth with water after brushing.

Charging instruction

■ Please start your toothbrush first when initial use, if you find the toothbrush is in the low power or no power situation, please make sure your toothbrush fully charged before use.

■ Without operation longer than 6 months, please charge your toothbrush fully according to the charging instruction (shown in the right pictures)


■ While using your toothbrush, if charging lamp keeps flashing and your toothbrush don't shakes.. Your toothbrush is in shortage of power. Please recharge in time.

■ Please put toothbrush body on the charger and confirm that the charger has safely powered on.

■ It indicates under the charging when the charge lamp keep red after putting the main body in charging base. And it indicates fully charged when the indicator light keep green flash.

■ With a long time non-recharging, the charging lamp may light up after 6-10 minutes when recharging. This is a normal situation.

- Charged as instruction will guarantee the service lifetime of the battery.
- The charging icon.



Clean & Maintenance

Regular cleaning will maintain the best condition of the product and lengthen its service lifetime.



TO CLEAN THE BRUSH HEAD

Please clean the toothbrush head after every use, let it dry naturally.

Do not press and pull hard the bristle to avoid deformation and falling off.



TO CLEAN THE MAIN BODY

Clean your toothbrush with soft cloth and let it air drying. Do not immerse it in water for long time. Do not clean with hot water or acid. Cleaning solution: Suggest to use medical alcohol cleaning.



TO CLEAN CHARGER

Clean your toothbrush with soft cloth and let it air drying. Do not immerse it in water for long time. USB charging port do not immerse any liquid and do not clean with hot water or acid. Suggest to use medical alcohol cleaning.




TO REPLACE THE BRUSH HEAD

We suggest you change the head of your toothbrush every three months.

Environmental protection

■ •FL-A21 sonic toothbrush with a built-in rechargeable battery contains substances, which may pollute the environment. Please don't put this dumped toothbrush together with life garbage, need take out the battery and put it into recycling barrel. Our product should be delivered to corresponding recycling center, which is conducive to environmental protection. If you have any difficulties about taking out battery, you can send the product to our maintenance center.

■ If you intend to disassemble your product, please comply with the following procedures, and send all finished parts and battery to recycling center designated by the authority for environmental protection.



❗ Discard rechargeable battery, this action is not reversible.

- According to the following steps, the operation shall comply with the basic safety precautions. Be sure to protect your eyes, hands and workbench surface.
- Remove toothbrush head from the main body, turning on the power until the battery is completely exhausted.
- Put the suitable crosshead(standard) screwdriver into the slot located at the base of the toothbrush holder, release the bottom cover by counterclockwise rotation of a screwdriver.
- Put the handle of your toothbrush on a hard surface with buttons upward, carefully open the enclosure from bottom edge with slot type screwdriver(standard), until the enclosure is 2.5 cm away the bed.
- The slotted screwdriver(standard) will be used to pry out the elastic buckle, meanwhile, pushing down the toothbrush shell, and taking out the inner component of the toothbrush.
- The slotted screwdriver(standard) will be inserted into plastic box to pry out the battery.

Fault diagnosis

■ TOOTHBRUSH WEEK VIBRATION

1. The toothbrush is forcefully pressed on the teeth. Press the brush head lightly on the teeth.
2. There is a foreign body between the head and toothbrush. Clean up the foreign body of head and toothbrush.
3. Did not adjust the Intensity to maximum strength. Intensity adjustment according to page 6.

■ TOOTHBRUSH CAN ONLY BE USED FOR A SHORT TIME EVEN IF IT IS FULLY CHARGED

1. The main body isn't fully charged in right way. Please charge the battery again, the main body is placed vertically on the top of the charger to make it contact with the charger. See page 11 for charging method.
2. The toothbrush is Insufficient charge time. Charging time have to be 12 hours approx.
3. The toothbrush is power off. Charging in time.

■ TOOTHBRUSH DOESN'T WORK

1. Toothbrush is power off. Please charge the battery again ,the main body is placed vertically on the top of the charger to make it contact with the charger. See page 11 for charging method.

2. Toothbrush with faults. Maintenance only at customer service center.

3. The toothbrush is reached its service lifetime. direction when there is a pause. (See page 8 for brushing teeth details). If toothbrush has been used for 3 years or more years, the declaration has reached the end of the period. Please timely return the processing according to the regulations

* If you do not understand, please consult the after-sales service center of manufacturer.

Technical parameters

Product name: ProBrush 9.0 (Ultrasonic)

Main Body

Rated voltage: 3.7V DC

Rated power: 1.7W

Charger

Rated voltage: 5.0V DC

Rated power: 2.3W

⚠ Please carefully read the parameters in the specification and use the product correctly.



Руководство пользователя Ultrasonic ToothBrush

ProBrush 9.0

Содержание

Советы по безопасности	23 - 26
Сборка	27
Панель управления	28 - 29
Описание функций	30 - 32
Чистка зубов	33
Время	34
Установка и использование	35 - 36
Зарядка	37 - 38
Уход и чистка	39
Защита окружающей среды	40 - 41
Диагностика неисправностей	42 - 43
Спецификация	44

Советы по безопасности

⊘ Запрет!

■ Не заряжайте в ванной! Не устанавливайте зарядное устройство над или рядом с емкостью для воды (например, с ванной и т. д.).

■ Батарея не может быть заменена самостоятельно, ее можно заменить только в авторизованном сервисном центре. Производитель не несет ответственности за несчастные случаи при замене деталей самими пользователями. См. Стр. 13 в случае особых причин, которые необходимо устранить самостоятельно.

■ Во избежание опасности, если шнур питания поврежден, пожалуйста, немедленно прекратите использование этого продукта.

⚠ Внимание!

■ Для обеспечения безопасности детей в возрасте 8-12 лет, необходим родительский контроль или лиц которые опекают ребенка.

⚠ Внимание!

■ При первом использовании этого продукта ощущать стимуляцию - нормальное явление. Пожалуйста, прекратите использование этого продукта и проконсультируйтесь со своим

стоматологом, если чувствуете постоянную стимуляцию через две недели.

■ Пожалуйста, прекратите использование этого продукта и обратитесь к стоматологу, если чувствуете боль при его использовании.

■ Это нормально, что основной корпус немного нагревается во время зарядки – если корпус сильно нагревается, желательно отключить щетку от питания и обратиться в сервисный центр обслуживания клиентов.

Советы по безопасности

■ Для всех аксессуаров продукта должны использоваться наши соответствующие аксессуары, такие как зарядное устройство, насадка-щетка, зарядная линия и адаптер, которые проходят сертификацию, требуемую в этой стране.

■ Продукт предназначен только для чистки зубов, десен и языка. Пожалуйста, не используйте его для каких-либо других целей. Этот продукт предназначен для личного использования, а не для использования стоматологических клиник или учреждений.

■ Люди, которые только что перенесли операцию на полости рта или пародонтит, или находятся на лечении в течение двух месяцев, или есть другие симптомы (в том числе люди, у которых зубной протез не идеальный, десны кровоточат, и т. д.), Или люди у которых чувствительный и уязвимый рот. Пожалуйста, прекратите использование продукта и проконсультируйтесь с вашим стоматологом.

■ Зубную щетку следует использовать только при комнатной температуре и не подвергать воздействию солнца. Хранить необходимо в сухом месте с нормальной комнатной влажностью.

■ Отключите зарядное устройство от сети, если

оно не используется для подзарядки устройства. Пожалуйста, не чистите головку зубной щетки, держатель зубной щетки, зарядное устройство, линию зарядки с дезинфектором в посудомоечной машине, стиральной машине и ультразвуковом очистителе.


■ Пожалуйста, не допускайте утечки желатина, масла, клея или стимулирующих химических жидкостей на поверхность продукта.

Регулярно очищайте штепсельную вилку, предотвращая накопление пыли и грязи.


■ Предлагаемый срок службы должен составлять 3 года. Пожалуйста, не используйте более 3 лет. Перед утилизацией выньте аккумуляторную батарею. Если вы хотите узнать, как демонтировать аккумулятор, обратитесь к разделу «Защита окружающей среды и утилизация».

■ Когда питание включено, зарядное устройство не должно находиться в прямом контакте с металлическими предметами или рядом с ними, такими как ключи, монеты, чехлы для мобильных телефонов, металлические колпачки и т. д. Металлический корпус может вызвать неисправность беспроводного индуктивного зарядного устройства или даже повредить зарядное устройство.


Сборка



Корпус
1 шт.




Футляр
1 шт.



Зарядная
станция
1 шт.




Насадки
2 шт.



USB провод
1 шт.

* Пожалуйста, внимательно изучите комплектацию товара

Панель управления



■ КНОПКА ВКЛ / ВЫКЛ

Короткое нажатие, чтобы начать и выбрать необходимый режим. Остановите зубную щетку, нажав кнопку ВКЛ / ВЫКЛ в течение 4 секунд.

■ КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ

Вы можете нажать «+» или «-», чтобы изменить скорость вибрации двигателя в соответствии с






вашиими предпочтениями, чтобы достичь необходимой мощности.

■ ИНДИКАТОР МОЩНОСТИ

Отображение текущей мощности зубной щетки. Слабый, средний, сильный 3 вида мощности девайса.

■ КНОПКА РЕЖИМОВ

Показать текущий выбранный режим:

-  Чистка
-  Полировка
-  Отбеливание
-  Чувствительный
-  Массаж

■ ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ

Отображение состояния зарядки, полная зарядка, низкое энергопотребление.

Описание функций

■ КНОПКА ВКЛ / ВЫКЛ

Кратковременно нажмите кнопку включения / выключения, чтобы включить зубную щетку и она автоматически перейдет в режим, который Вы использовали в прошлый раз. По умолчанию режим мощности - сильный (самый мощный). Пользователи могут регулировать мощность щетки по мере необходимости. Выключите, удерживая кнопку включения / выключения 4 секунды.

■ КНОПКА РЕЖИМОВ

Запустите зубную щетку в соответствии с индивидуальным требованием, чтобы выбрать подходящий режим, и выберите режим при включении индикаторов. Пользователь может переключаться в другой режим во время работы, без необходимости перезарядки щетки.

■ УМНОЕ НАПОМИНАНИЕ

Каждые 30 сек. Ваша зубная щетка будет напоминать Вам о необходимости изменения направления чистки, это сопровождается паузой, которая запрограммирована производителем для Вашего удобства. (См. Стр. 8 для чистки зубов)

■ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ

По вашему личному выбору, зубная щетка запоминает режим и интенсивность, которую Вы использовали в прошлый раз,

■ НАСТРОЙКА ИНТЕНСИВНОСТИ

Когда зубная щетка включена, нажмите «-», чтобы ослабить силу. Индикатор показывает 3 режима интенсивности мощности, высокая мощность, средняя мощность и слабая мощность. Вы также можете нажать «+», чтобы увеличить мощность.

■ СПОСОБЫ

💧 Чистка: 38000 раз / мин

Высокочастотная мощная вибрация. Этот режим является самым сильным режимом чистки этой ультразвуковой зубной щетки. Этот режим рекомендуется тем, кто использовал звуковую зубную щетку или часто использует звуковую зубную щетку.

💎 Полировка: 1000 раз / мин

Высокочастотная слабая вибрация. Этот режим предназначен для тех, кто использует звуковую

зубную щетку в первый раз, или в качестве адаптивной фазы, кто просто использует ультразвуковую зубную щетку. Этот режим может помочь отполировать зубы, как блестящий алмаз с высокой частотой и подходящей мощностью.

🦷 **Отбеливание: 28000-38000 раз / мин**

Высокочастотная ритмичная быстрая вибрация, чтобы помочь очистить зубы, легко и идеально удаляет остатки пищи


☁️ **Чувствительный: 28000-38000 раз / мин**

Предназначен для чувствительных зубов, а также чувствительной полости рта. Вибрация от медленной до быстрой, от слабой до сильной, дает зубам переходный процесс адаптации.

«🦷» **Массаж: 28000-38000 раз / мин**

Частота вибрации - это градиенты, от сильных к слабым, затем они становятся сильными, вот такой цикл. Это дает хороший массаж для зубов и десен.

Чистка зубов



Время

■ Мы предлагаем чистить зубы два раза в день и по 2 минуты каждый раз.

■ Вы будете чувствовать временную остановку каждые 30 секунд во время использования. Эта часть достигла наилучшего эффекта очистки, и Вам нужно изменить направление щетки (продолжите чистку как показано выше)


1. Боковые зубы вверху слева и внизу слева

2. Внутренние стенки зубов вверху слева и внизу слева


3. Внутренние стенки зубов вверху справа и внизу справа

4. Боковые зубы вверху справа и внизу справа


Установка и использование




1. Осторожно вставьте головку в выходной мост. Оставьте пространство между головой и основным корпусом, которое необходимо для вибрации головы. Попробуйте запустить и проверить зубную щетку, работает ли должным образом.




2. Положите немного зубной пасты на головку щетки. Пожалуйста, не включайте зубную щетку, чтобы предотвратить разбрызгивание зубной пасты.



3. Смочите головку щетки и зубную пасту перед чисткой зубов, что позволит зубной пасте более полно разлагаться при чистке зубов.



4. Мягко почистить. Не нажимайте слишком сильно, иначе это повредит десны и поверхность зубов. Медленно перемещайте головку зубной щетки вперед и назад.



5. Не сильно нажимайте на зубы при чистке.




6. Прополощите рот водой после чистки.

Инструкция по зарядке

- Пожалуйста, запустите вашу зубную щетку. Если при первом использовании щетка не включается - необходимо убедиться что она заряжена, если индикаторы не загораются поставить щетку на зарядку.
- Если срок эксплуатации не превышает 6 месяцев, полностью зарядите зубную щетку в соответствии с инструкцией по зарядке (показано на рисунках справа).
- Если во время использования зубной щетки индикатор зарядки продолжает мигать, а зубная щетка не трясется, у вашей зубной щетки недостаточно энергии. Пожалуйста, перезарядите щетку.
- Пожалуйста, наденьте корпус зубной щетки на зарядное устройство и убедитесь, что зарядное устройство безопасно включено.
- Индикатор зарядки показывает под зарядкой, когда индикатор зарядки продолжает светиться красным цветом после помещения основного корпуса в зарядную базу. И указывает на полную зарядку, когда индикатор продолжает мигать зеленым.
- При длительном неиспользовании щетки

и/или при полной разрядке аккумуляторной батареи индикатор зарядки может загореться через 6-10 минут, это нормальная ситуация

■ Зарядка в соответствии с инструкцией увеличивает срок службы аккумуляторной батареи.



Уход и чистка

Регулярная чистка позволит сохранить наилучшее состояние продукта и продлить срок его службы.



ОЧИСТКА ЩЕТКИ

Чистите головку зубной щетки после каждого использования, дайте ей высохнуть естественным путем. Не нажимайте и не тяните щетину во избежание деформации и падения.



ОЧИСТКА КОРПУСА

Очистите корпус мягкой тканью и дайте ей высохнуть на воздухе. Не погружайте его в воду. Не мойте горячей водой или кислотой. Чистящий раствор: рекомендуем использовать медицинскую спиртовую чистку.



ОЧИСТКА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Очистите блок мягкой тканью и дайте ей высохнуть на воздухе. Не погружайте его в воду на длительное время. Порт зарядки USB не погружайте в жидкость и не промывайте горячей водой или кислотой. Используйте медицинскую чистку спиртом.




ЗАМЕНА НАСАДКИ

Мы предлагаем вам менять головку зубной щетки каждые три месяца.

Защита окружающей среды

■ Ультразвуковая зубная щетка со встроенным аккумулятором содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Пожалуйста, не кладите эту выброшенную зубную щетку вместе с живым мусором, нужно вынуть аккумулятор и положить его в емкость для утилизации. Наш продукт должен быть доставлен в соответствующий центр утилизации, который способствует охране окружающей среды.

■ Если вы намерены разобрать изделие, соблюдайте следующие процедуры и отправьте все готовые детали и батарею в центр утилизации, назначенный органом по охране окружающей среды.



❗ Откажитесь от аккумуляторной батареи, это действие не подлежит возврату.

- Согласно следующим шагам, операция должна соответствовать основным мерам безопасности. Обязательно защищайте глаза, руки и поверхность рабочего места.
- Снимите головку зубной щетки с основного корпуса, включите питание до полного разряда батареи.
- Вставьте подходящую крестообразную (стандартную) отвертку в паз, расположенный в основании держателя зубной щетки, освободите нижнюю крышку, повернув отвертку против часовой стрелки.
- Положите ручку зубной щетки на твердую поверхность кнопками вверх, аккуратно откройте корпус с нижнего края с помощью отвертки щелевого типа (стандарт), пока корпус не окажется на расстоянии 2,5 см от внутренней части.
- Отвертка со шлицем (стандартная) будет использоваться для извлечения эластичной застежки, в то же время отталкивая раковину зубной щетки и извлекая внутренний компонент зубной щетки.
- Отвертка со шлицем(стандартная) будет использоваться для извлечения аккумулятора.

Диагностика неисправностей

■ ЗУБНАЯ ЩЕТКА НЕ ДАЕТ ВИБРАЦИИ

1. Зубная щетка сильно надавливает на зубы. Слегка прижмите насадку к зубам.
2. Между головкой и зубной щеткой есть инородное тело. Очистить инородное тело от зубной щетки.

■ ЗУБНАЯ ЩЕТКА БЫСТРО РАЗРЯЖАЕТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНА ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНА

1. Батарея заряжена не полностью. Пожалуйста, зарядите аккумулятор снова, убедитесь, что основной корпус расположен вертикально на верхней части зарядного устройства, чтобы он соприкасался с зарядным устройством. См. Страницу 11 для способа зарядки.
2. Зубная щетка недостаточно заряжена. Время зарядки должно быть около 12 часов.
3. Зубная щетка выключена.

■ ЗУБНАЯ ЩЕТКА НЕ РАБОТАЕТ

1. Зубная щетка выключена. Пожалуйста, зарядите аккумулятор снова, основной корпус расположен вертикально на верхней части

зарядного устройства, чтобы он соприкасался с зарядным устройством. См. Страницу 11 для способа зарядки.

2. Зубная щетка с неисправностями. Обслуживание только в центре обслуживания клиентов.

3. Зубная щетка достигает срока службы.

Технические параметры

Модель: ProBrush 9.0 (Ultrasonic)

Корпус

Напряжение: 3.7 V DC

Мощность: 1.7 W

Зарядный блок

Напряжение: 5.0 V DC

Мощность: 2.3 W

⚠ Пожалуйста, внимательно прочитайте параметры в спецификации и правильно используйте продукт.

www.medica-plus.com



Інструкція користувача Ultrasonic ToothBrush

ProBrush 9.0

Зміст

Поради з безпеки	45 - 48
Збірка	49
Панель управління	50 - 51
Опис функцій	52 - 54
Чищення зубів	55
Час	56
Установка і використання	57 - 58
Зарядка	59 - 60
Догляд та чистка	61
Захист навколишнього середовища .	62 - 63
Діагностика несправностей	64 - 65
Специфікація	66

Поради з безпеки

⊘ Заборонено!

■ Не заряджайте у ванній! Не встановлюйте зарядний пристрій над або поряд з ємністю для води (наприклад, з ванною і т. д.).

■ Батарея не може бути замінена самостійно, її можна замінити тільки в авторизованому сервісному центрі. Виробник не несе відповідальності за нещасні випадки при заміні деталей самими користувачами. Див. стор. 13 в разі особливих причин, які необхідно усунути самостійно.

■ Щоб уникнути небезпеки, якщо шнур живлення пошкоджений, будь ласка, негайно припиніть використання цього продукту.

❗ Увага!

■ Для забезпечення безпеки дітей у віці 8-12 років, необхідний контроль батьків або осіб які опікають дитину.

⚠ Увага!

■ При першому використанні цього продукту відчувати стимуляцію - нормальне явище. Будь ласка, припиніть використання цього продукту і проконсультуйтеся зі своїм стоматологом, якщо

відчуваєте постійну стимуляцію через два тижні.

■ Будь ласка, припиніть використання цього продукту і зверніться до стоматолога, якщо відчуваєте біль при його використанні.

■ Це нормально, що основний корпус трохи нагрівається під час зарядки - якщо корпус сильно нагрівається, бажано відключити зубну щітку від електроживлення і звернутися в сервісний центр обслуговування клієнтів.

Поради з безпеки

■ Для всіх аксесуарів продукту повинні використовуватися наші відповідні аксесуари, такі як зарядний пристрій, насадка-щітка, зарядний пристрій і адаптер, які проходять сертифікацію, необхідну в вашій країні.

■ Продукт призначений тільки для чищення зубів, ясен і язика. Будь ласка, не використовуйте його для будь-яких інших цілей. Цей продукт призначений для особистого використання, а не для використання у стоматологічних клініках або інших медичних установах.

■ Люди, які тільки що перенесли операцію на порожнини рота або пародонтит, або знаходяться на лікуванні протягом двох місяців, або є інші симптоми (в тому числі люди, ясна кровоточать, і т. д.), Або люди у яких чутливий і вразливий рот. Будь ласка, припиніть використання продукту і проконсультуйтеся з вашим стоматологом.

■ Зубну щітку слід використовувати тільки при кімнатній температурі і не піддавати впливу сонця. Зберігати необхідно в сухому місці з нормальною кімнатною вологістю.

■ Від'єднайте зарядний пристрій від мережі, якщо він не використовується для підзарядки

пристрою. Будь ласка, не очищуйте головку зубної щітки, утримувач зубної щітки, зарядний пристрій, лінію зарядки з дезінфектором в посудомийній машині, пральній машині і ультразвуковому очищувачі.


■ Будь ласка, не допускайте витоку желатину, масла, клею або стимулюючих хімічних рідин на поверхню продукту.

Регулярно очищуйте штекер, запобігаючи накопиченню пилу і бруду.


■ Пропонований термін служби повинен становити 3 роки. Будь ласка, не використовуйте більше 3 років. Перед утилізацією вийміть акумуляторну батарею. Якщо ви хочете дізнатися, як демонтувати акумулятор, зверніться до розділу «Захист навколишнього середовища та утилізація».

■ Коли живлення включено, зарядний пристрій не повинен знаходитися в прямому контакті з металевими предметами або поруч з ними, такими як ключі, монети, чохла для мобільних телефонів, металеві ковпачки та т. д. Металевий корпус може викликати несправність бездротового індуктивного зарядного пристрою або навіть пошкодити зарядний пристрій.


Збірка



Корпус
1 шт.




Футляр
1 шт.



Зарядна
станція
1 шт.




Насадки
2 шт.



USB кабель
1 шт.

* Будь ласка, уважно вивчіть комплектацію товару

Панель управління



■ КНОПКА ВВІМ/ВИМ

Коротке натискання, щоб почати або вибрати потрібний режим. Зупиніть зубну щітку, натиснувши кнопку вмикання / вимикання протягом 4 секунд.

■ КНОПКА РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

Ви можете натиснути «+» або «-», щоб змінити






швидкість вібрації двигуна відповідно до ваших уподобань, щоб досягти необхідної потужності.

■ ІНДИКАТОР ПОТУЖНОСТІ

Відображення поточної потужності зубної щітки. Слабкий, середній, сильний 3 види потужності девайса.

■ КНОПКА РЕЖИМІВ

Показати поточний обраний режим:

-  Чистка
-  Полірування
-  Відбілювання
-  Чутливий
-  Масаж

■ Індикатор заряду

Відображення стану зарядки, повна зарядка, низьке енергоспоживання.

Опис функцій

■ КНОПКА ВВІМ/ВИМ

На короткий час натисніть кнопку включення / виключення, щоб включити зубну щітку і вона автоматично перейде в режим, який Ви використовували в минулий раз. За замовчуванням режим потужності - сильний (найпотужніший). Користувачі можуть регулювати потужність щітки в міру необхідності. Вимкніть, утримуючи кнопку включення / вимикання 4 секунди.

■ КНОПКА РЕЖИМІВ

Запустіть зубну щітку відповідно до індивідуальних вимог, щоб вибрати відповідний режим, і виберіть режим при вимкненні щітки. Користувач може перемикатися в інший режим під час роботи, без необхідності перезавантаження щітки.

■ РОЗУМНЕ НАГАДУВАННЯ

Для здоров'я зубів і порожнини рота стоматологи рекомендують дві хвилини чищення. Кожні 30 секунд чищення, ваша зубна щітка буде нагадувати Вам, що вона повинна змінити напрямок під час паузи. (див. стор. 8 для чищення зубів)

■ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ

За вашим особистим вибором, зубна щітка запам'ятовує режим і інтенсивність, яку Ви використовували в минулий раз, а потім почне чистку з цього режиму.

■ НАЛАШТУВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ

Коли зубна щітка включена, натисніть «-», щоб послабити потужність. Індикатор показує 3 режими інтенсивності потужності, висока потужність, середня потужність і слабка потужність. Ви також можете натиснути «+», щоб збільшити потужність.

■ СПОСОБИ

💧 Чистка: 38000 раз / хв

Високочастотна потужна вібрація. Цей режим є найсильнішим режимом чистки цієї ультразвукової зубної щітки. Цей режим рекомендується тим, хто використовував ультразвукову зубну щітку чи часто використовує ультразвукову зубну щітку.

💎 Полірування: 1000 раз / хв

Високочастотна слабка вібрація. Цей режим призначений для тих, хто використовує ультра-

звукову зубну щітку в перший раз, або в якості адаптивної фази, хто просто використовує ультразвукову зубну щітку. Цей режим може допомогти відполірувати зуби, як блискучий алмаз з високою частотою і підходящою потужністю.

Відбілювання: 28000-38000 раз / хв

Високочастотна ритмічна швидка вібрація, щоб допомогти очистити зуби, легко і ідеально видаляє залишки їжі


Чутливий: 28000-38000 раз / хв

Призначений для чутливих зубів, а також чутливої порожнини рота. Вібрація від повільної до швидкої, від слабкої до сильної, дає зубам перехідний процес адаптації.

Масаж: 28000-38000 раз / хв

Частота вібрації - це градієнти, від сильних до слабких, потім вони стають сильними, ось такий цикл. Це дає хороший масаж для зубів і ясен.

Чистка зубів




Час

■ Ми пропонуємо чистити зуби два рази в день і по 2 хвилини кожен раз


■ Ви будете відчувати тимчасову зупинку кожні 30 секунд під час використання, це означає, що ця частина досягла найкращого ефекту очищення, і Вам потрібно змінити напрямок щітки (продовжите чистку як показано вище)

1. Бічні зуби угорі ліворуч і внизу зліва
2. Внутрішні стінки зубів угорі ліворуч і внизу зліва
3. Внутрішні стінки зубів вгорі праворуч і внизу праворуч
4. Бічні зуби вгорі праворуч і внизу праворуч


Установка і використання




1. Обережно вставте голівку в вихідний міст. Залиште простір між головою і основним корпусом, яке необхідно для вібрації голови. Спробуйте запустити і перевірити зубну щітку, чи працює належним чином.




2. Покладіть трохи зубної пасти на голівку щітки. Будь ласка, не включайте зубну щітку, щоб запобігти розбризкування зубної пасти.




3. Змочіть голівку щітки і зубну пасту перед чищенням зубів, що дозволить зубній пасті більш повно розкладатися при чищенні зубів.



4. М'яко почистити. Не натискайте занадто сильно, інакше це зашкодить яснам і поверхні зубів. Повільно переміщайте голівку зубної щітки вперед і назад.



5. Не сильно натискайте на зуби при чищенні.



6. Прополощіть рот водою після чищення.

Інструкція по зарядці

■ Будь ласка, запустіть вашу зубну щітку. Якщо при першому використанні щітка не включається - необхідно переконатися що вона заряджена, якщо індикатори спалахують поставити щітку на зарядку.

■ Якщо термін експлуатації не перевищує 6 місяців, зробіть повну зарядку зубну щітку відповідно до інструкції по зарядці (показано на малюнках справа).

■ Якщо під час використання зубної щітки індикатор зарядки продовжує блимати, а зубна щітка не трясеться, у вашій зубної щітки недостатньо енергії. Будь ласка, перезарядіть щітку.


■ Будь ласка, надягніть корпус зубної щітки на зарядний пристрій і переконайтеся, що зарядний пристрій безпечно включено.

■ Індикатор зарядки показує під зарядкою, коли індикатор зарядки продовжує світитися червоним кольором після переміщення основного корпусу в зарядну базу. І вказує на повну зарядку, коли індикатор продовжує блимати зеленим.

■ При тривалому невикористанні щітки і / або

при повній розрядці акумуляторної батареї індикатор зарядки може спалахнути через 6-10 хвилин, це нормальна ситуація

■ Зарядка відповідно до інструкції збільшує термін служби акумуляторної батареї.



Догляд та чистка

Регулярне чищення дозволить зберегти найкращий стан продукту і продовжити термін його служби.



ОЧИСТКА ЩІТКИ

Чистіть головку зубної щітки після кожного використання, дайте їй висохнути природним шляхом. Не натискайте і не тягніть щетину, щоб уникнути деформації і падіння.



ОЧИЩЕННЯ КОРПУСУ

Очистіть корпус м'якою тканиною і дайте їй висохнути на повітрі. Не занурюйте його у воду, не мийте гарячою водою або кислотою. Очищуючий розчин: рекомендуємо використовувати медичний спирт.



ОЧИЩЕННЯ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Очистіть блок м'якою тканиною і дайте їй висохнути на повітрі. Не занурюйте його у воду на тривалий час. Порт зарядки USB-пристрій не занурюйте в рідину і не промивайте гарячою водою або кислотою. Використовуйте медичну чистку спиртом.




ЗАМІНА НАСАДКИ

Ми пропонуємо вам міняти головку зубної щітки кожні три місяці.

Захист навколишнього середовища

■ Ультразвукова зубна щітка з вбудованим акумулятором містить речовини, які можуть забруднювати навколишнє середовище. Будь ласка, не кладіть цю викинуту зубну щітку разом з живим сміттям, потрібно вийняти акумулятор і покласти його в ємність для утилізації. Наш продукт повинен бути доставлений до відповідного центру утилізації, який сприяє охороні навколишнього середовища.

■ Якщо ви маєте намір розібрати виріб, дотримуйтесь наступних процедури і відправте все готові деталі і батарею в центр утилізації, призначений органом з охорони навколишнього середовища.



❗ Відмовтесь від акумуляторної батареї, вона не підлягає заміні.

■ Згідно наступних кроків, операція повинна відповідати основним заходам безпеки. Обов'язково захищайте очі, руки і поверхню робочого місця.

■ Зніміть головку зубної щітки з основного корпусу, увімкніть живлення до повного розряду батареї.

■ Вставте відповідну хрестоподібну (стандартну) викрутку в паз, розташований в підставці тримача зубної щітки, звільніть нижню кришку, повернувши викрутку проти годинникової стрілки.

■ Покладіть ручку зубної щітки на тверду поверхню кнопками вгору, акуратно відкрийте корпус з нижнього краю за допомогою викрутки щілинного типу (стандарт), поки корпус не виявиться на відстані 2,5 см від внутрішньої частини.

■ Викрутка зі шліцом (стандартна) буде використовуватися для виймання еластичною застібки, в той же час відштовхуючи раковину зубної щітки і витягуючи внутрішній компонент зубної щітки.

■ Викрутка зі шліцом (стандартна) буде використовуватися для отримання акумулятора.

Діагностика несправностей

■ ЗУБНА ЩІТКА НЕ ДАЄ ВІБРАЦІЇ

1. Зубна щітка сильно натискає на зуби. Злегка притисніть насадку до зубів.
2. Між головкою і зубною щіткою є чужорідне тіло. Очистити чужорідне тіло від зубної щітки.

■ ЗУБНА ЩІТКА ШВИДКЕ РОЗРЯДЖЕННЯ, НАВІТЬ ЯКЩО ВОНА ПОВНІСТЮ ЗАРЯДЖЕНА

1. Батарея заряджена не повністю. Будь ласка, зарядіть акумулятор знову, переконайтеся, що основний корпус розташований вертикально на верхній частині зарядного пристрою, щоб він стикався із зарядним пристроєм. Див. сторінку 11 для способу зарядки.
2. Зубна щітка недостатньо заряджена. Час зарядки повинно бути близько 12 годин.
3. Зубна щітка вимкнена.

■ ЗУБНА ЩІТКА НЕ ПРАЦЮЄ

1. Зубна щітка вимкнена. Будь ласка, зарядіть акумулятор знову, основний корпус розташований вертикально на верхній частині зарядного пристрою, щоб він стикався із зарядним

пристроєм. Див. сторінку 11 для способу зарядки.

2. Зубна щітка з несправностями. Обслуговування тільки в центрі обслуговування клієнтів.

3. Зубна щітка досягає терміну служби.

Технічні характеристики

Модель: ProBrush 9.0 (Ultrasonic)

Корпус

Напруга: 3.7 V DC

Потужність: 1.7 W

Зарядний блок

Напруга: 5.0 V DC

Потужність: 2.3 W

⚠ Будь ласка, уважно прочитайте параметри в специфікації і правильно використовуйте продукт.

www.medica-plus.com