



Portable Oral irrigator

ProWater Clean 7.0



medica+

JAPAN TECHNOLOGY







Instruction Manual

Irrigator Station
ProWater Clean 7.0

Content

UL Standart	01 - 03
Product Description	04
Product Accessories	05
Operating Procedures	06 - 07
Usage Instructions	08 - 09
Recommended techniques	10 - 11
Disassembly Example	12
Battery Maintenance And Handling	13
Commons Problems	14 - 15
After-sales Services	16 - 17

UL Standart

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, the basic safety precautions below should always be followed.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

DANGERS:

To reduce the risk of electrocution:

- Do not handle charger with wet hands.
- Do not immerse in water or other liquid.
- Do not use while bathing.
- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub, shower stall or sink.
- Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
- Check the charger cord for damage before the first use and during the life of the product.

Warning


To reduce the risk of burns, electric shock, fire, serious injury or damage to issue:

- Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specified on the device or charger.
- Do not use this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped into any liquid. Contact your local distributor.
- Do not direct water under the tongue, into the ear, nose or other delicate areas. This product is capable of producing pressures that may cause serious damage in these areas. See operating instructions for correct usage.
- Use this product only as indicated in these instructions as recommended by your dental professional.
- It's normal phenomenon that caused gum bleeding when you use the water flosser in the first time, which depended on different gum bearing ability.
- Fill reservoir with water or other dental professional recommended solutions only.


- Do not drop or insert any foreign object into any opening on the product.
- Keep charging unit and cord away from heated surfaces.
- Do not operate where oxygen or aerosol sprays are being used.
- Do not use mouthwashes/rinses that contain iodine, bleach, or tea tree oil.
- Do not while wearing any oral jewelry. Remove prior to use.
- Do not use if you have an open wound on your tongue or in your mouth.
- If your physician advised you to receive antibiotic premedication before dental procedures, you should consult your dentist before using this instrument or any other oral hygiene aid.
- For household use only. Do not use outdoors.
- Closely instruct and supervise children and individuals with special needs in the proper use of this product.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.


Product Description



Product Accessories



Standart jet tips x 2 pcs.



Power recharger x 1 pcs.

The jet tip and other changeable components can be purchased at retail stores

Operator panel instruction




■ Preparation Work.

Extremely important! Prior to using for the first time, please fully charge the device, and insert the plug into the power socket, as well as connect to a power supply. During power charging the product cannot be used.



■ Installation And Dissambly of Jet Tip.

Insert the jet tip into the water outlet , until you hear a clicking sound.



As shown in Diagram 3, open the water tank lid and fill in water tank;

Note: please ensure that when filling in the water tank, the device is switched off.



If changing or removing the jet tip, please press on the disassembly button on the jet tip handle before removing the jet tip.


Usage Instructions

- This product has a memory function, and after switching it back on the water pressure mode will be the same as when the device was switched off.
- The standard, gentle and massage modes may be switched whether the device is on or off.
- The modes can be changed when the device is switched off, and you can select the mode you like before switching the device back on.
- Irrespective of the mode, after operating for 120 seconds the product will automatically switch off.
- When the switch button or mode button is used for with different colors, remaining battery power will be displayed. The red light show the battery power to be 35% at least. The blue light show the battery power to be 85% at least. The green light show the battery power to be full.
- During recharge, the three display lights will flash. When all three display lights are constantly on, this indicates that the power is recharged.

■ During usage, If all three display lights are flashing, this indicates that the product's power is insufficient, and recharging is required.


■ During recharge this product cannot be used.

■ Rotate the jet tip dial in order to adjust the direction of the water flow.




Recommended Techniques

Holding the device at downward slant, position the jet tip in the mouth, and direct the jet tip at teeth before switching on the device.




When the water flow and the gums are at a 90 degree angle, slightly close your mouth in order to avoid the water spraying out, and achieving the best results. Please first clench the teeth (rear teeth) and begin to apply to the incisors. Slide the water flow along the gums, as well as pause briefly between teeth, until the area around the gums and the spaces between the teeth are fully cleaned.




Disassembly Example

Holding the device at downward slant, position the jet tip in the mouth, and direct the jet tip at teeth before switching on the device.



2



Using both hands as indicated in Diagram 2 -use your left hand to hold the product body, and your right hand to hold the water tank. At the same time pull downwards to remove the water tank.

Battery Maintenance and Handling

Battery Maintenance

- Prior to first use the device it must be fully charged for approximately ten hours;
- If to be stored for a long-period of time, please fully charge the device in advance.
- In order to maximize the usage life of the battery, please promptly recharge when power is insufficient.

Battery Handling

- The device includes a lithium battery which cannot be changed. Towards the end of the battery life, please dispose in a local recycling centre.

Common problems and solutions

Problems	Reason	Method of handling
Leakage of water between jet tip and screw part	The seal ring on the fixed socket for the jet tip is damaged, and the jet tip cannot be installed properly	Contact the retailer for repair, and install the jet tip properly
Water tank leaks water	Seal ring is loose	Re-install correctly
Inadequate pressure	Low voltage usage	Use after recharging
Device can't be switched on	Low voltage usage	Use after recharging
Product is not discharging water	Filtration net is clogged	Clean the filtration net
Water tank sides are leaking water	Air entry hole is producing water	Standart phenomenon – high air pressure principle

If the above methods cannot resolve these problems, please consult with the retailer or proceed to the designated after-sales repair site for repairs.

Gentle reminder:

1. At the time of initial usage, please select “gentle mode,” in order to avoid the gums bleeding due to lack of adaption to usage. After consistent usage for two weeks there should be improvements. If bleeding is excessive or bleeding continues after two weeks, chronic gum inflammation could be an issue, and it is recommended that professional dental treatment be sought.
2. It is not recommended that the product be used by children, or people with dental implants, oral ulcers or open oral sores.

After-sales Services

Thank You For Purchasing The Medica+ Portable Oral Irrigator — Please Take Note Of The Following Issues:

1. Please retain the effective sales invoice issued by the retailer as a maintenance document.

2. Two years product malfunction warranty for non-human malfunctions is provided for this product in accordance with the relevant state provisions. If the product was purchased via Amazon, the documentation is not required, and only the order form number needs to be provided. In order for us to provide corresponding after-sales. Free maintenance (based on the invoice date for purchase of the device);

3. Where the following circumstances arise during the maintenance period,

costs and services fees shall be charged based on circumstances;

- The customer causes damage due to inappropriate usage or maintenance;
- Repairers who are not covered by third-party repair cause damage during repairs;
- Lack of a relevant sales document or more than two years have elapsed since the date of manufacture;
- Damage caused during usage for commercial purposes;
- Damage caused by force majeure events (such as storms, earthquake or fire).

4. Please carefully fill in the following form and deliver the device to the company's designated after-sale repairer for repair work.



Руководство пользователя

**Irrigator Station
ProWater Clean 7.0**

Содержание

Стандарты безопасности	19 - 21
Описание продукта	22
Аксессуары для продукта	23
Операционные процедуры	24 - 25
Инструкция по применению	26 - 27
Рекомендуемые методы	28 - 29
Пример разборки	30
Обслуживание батареи	31
Устранение неисправностей	32 - 33
Гарантийное обслуживание	34 - 35

Стандарты безопасности

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАЖНО

При использовании электротехнической продукции, особенно когда дети присутствуют, основные меры предосторожности ниже должны всегда соблюдаться.

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

Опасности:

Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током:

- Не прикасайтесь к зарядному устройству мокрыми руками.
- Не погружайте в воду или другую жидкость.
- Не используйте во время купания.
- Не кладите и не храните изделие там, где оно может упасть или попасть в ванну, душевую кабину или раковину.
- Не тяните за продукт, который упал в воду. Немедленно отсоедините.
- Проверьте шнур зарядного устройства на наличие повреждений перед первым использованием и в течение срока службы изделия.

Внимание

Чтобы снизить риск получения ожогов, поражения электрическим током, пожара, серьезных травм или возникновения проблем:

- Не подключайте это устройство к системе напряжения, которая отличается от системы напряжения, указанной на устройстве или зарядном устройстве.
- Не используйте этот продукт, если у него поврежден шнур или вилка, если он не работает должным образом, если он упал в какую-либо жидкость. Свяжитесь с местным дистрибьютором.
- Не направляйте воду под язык, в ухо, нос или другие деликатные области. Этот продукт способен создавать давление, которое может привести к серьезным повреждениям в этих областях. Смотрите инструкцию по эксплуатации для правильного использования.
- Используйте этот продукт только в соответствии с указаниями этих инструкций, рекомендованными вашим стоматологом.
- Кровоточивость десен – это нормальное явление, при первом использовании водного флоссера, зависит от особенностей строения ваших десен.
- Заполните резервуар водой или другими рекомендованными стоматологами средствами.


- Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия на устройстве.
- Держите зарядное устройство и шнур вдали от нагретых поверхностей.
- Не работайте там, где используются кислородные или аэрозольные баллончики.
- Не используйте жидкости для полоскания рта, содержащие йод, отбеливатель или масло чайного дерева.
- Перед использованием снять украшения из ротовой полости.
- Не используйте, если у вас есть открытая рана на вашем языке или во рту.
- Если ваш врач посоветовал вам принять антибиотик премедикацию перед стоматологическими процедурами, вам следует проконсультироваться со своим стоматологом перед использованием этого инструмента или любой другой помощи при гигиене полости рта.
- Только для домашнего использования. Не используйте на открытом воздухе.
- Внимательно проинструктируйте и наблюдайте за детьми и лицами с особыми потребностями в правильном использовании этого продукта.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.


Описание устройства



Аксессуары устройства



Насадки x 2 шт.




Зарядный блок x 1 шт.

Реактивный наконечник и другие сменные комплектующие можно приобрести в розничных магазинах

Операционные процедуры


■ Подготовка к работе

Крайне важно! Перед первым использованием, пожалуйста, полностью зарядите устройство и вставьте вилку в розетку, а также подключите к источнику питания. Во время зарядки устройство нельзя использовать.



■ Установка насадки

Вставьте насадку в выпускное отверстие для воды, пока не услышите щелчок.



Откройте крышку резервуара для воды и заполните резервуар для воды;

Примечание: пожалуйста, убедитесь, что при заполнении бака для воды устройство выключено.



При замене или снятии струйного наконечника, пожалуйста, нажмите кнопку блокировки на ручке струйного наконечника, прежде чем снимать насадку.


Руководство пользователя

- Этот продукт имеет функцию памяти, и после его включения режим давления воды будет таким же, как при выключении устройства.
- Стандартный, мягкий и массажный режимы можно переключать независимо от того, включено устройство или нет.
- Режимы можно изменить, когда устройство выключено, и вы можете выбрать нужный вам режим, прежде чем снова включить устройство.
- Независимо от режима, после 120 секунд работы устройство автоматически выключится.
- Когда кнопка переключателя или кнопка режима используется с разными цветами, будет отображаться оставшийся заряд батареи. Красный индикатор показывает, что заряд аккумулятора составляет не менее 35%. Синий индикатор показывает, что заряд аккумулятора составляет не менее 85%. Зеленый индикатор показывает, что аккумулятор полностью заряжен.
- Во время зарядки три индикатора будут мигать. Когда все три индикатора постоянно горят, это указывает на то, что питание заряжено.

■ Во время использования, если все три индикатора мигают, это указывает на то, что питание устройства недостаточно, и требуется перезарядка.

■ Во время перезарядки этот продукт не может быть использован.

■ Поверните ручку наконечника струи, чтобы отрегулировать направление потока воды.





Рекомендованная техника

Удерживая устройство под уклоном вниз, поместите наконечник струи в рот и направьте наконечник струи на зубы перед включением устройства.





Когда поток воды и десны находятся под углом 90 градусов, слегка закройте рот, чтобы избежать разбрызгивания воды и достижения наилучших результатов. Пожалуйста, сначала стисните зубы (задние зубы) и начните наносить на резцы. Проведите поток воды вдоль десен, а также сделайте короткую паузу между зубами, пока область вокруг десен и промежутки между зубами не будут полностью очищены.



Пример разборки

Удерживая устройство под уклоном вниз, поместите наконечник струи в рот и направьте наконечник струи на зубы перед включением устройства.



Обеими руками, как показано на рисунке, - левой рукой удерживайте корпус продукта, а правой рукой - бак для воды. В то же время потяните вниз, чтобы снять резервуар для воды.

Обслуживание аккумуляторов

Обслуживание батареи

- Перед первым использованием устройства его необходимо полностью зарядить примерно на десять часов;
- Если необходимо хранить в течение длительного периода времени, пожалуйста, полностью зарядите устройство заранее.
- Чтобы максимально продлить срок службы батареи, пожалуйста, своевременно перезаряжайте при недостаточном питании.

Работа с аккумулятором

- Устройство оснащено литиевой батареей, которую нельзя заменить. По окончании срока службы батареи, пожалуйста, утилизируйте в местном центре утилизации.

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Решение
Утечка воды между наконечником струи и винтовой частью	Уплотнительное кольцо на гнезде для наконечника повреждено, и насадка не может быть установлена	Свяжитесь с продавцом для ремонта
Бак для воды подтекает	Уплотнительное кольцо потеряно	Установите правильно
Неадекватное давление	Низкое напряжение	Зарядите устройство
Устройство не может быть включено	Низкое напряжение	Зарядите устройство
Продукт не сливает воду	Сетка фильтрации засорена	Очистить фильтрационную сетку
Бак для воды подтекает	Отверстие входа воздуха производит воду	Стандартное явление - принцип высокого давления воздуха

Если вышеуказанные методы не могут решить проблему, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или обратитесь в сервис.

1. Во время первоначального использования, пожалуйста, выберите «нежный режим», чтобы избежать кровоточивости десен из-за недостаточной адаптации к использованию. После последовательного использования в течение двух недель должны быть улучшения. Если кровотечение чрезмерное или продолжается через две недели, может возникнуть проблема с хроническим воспалением десен, поэтому рекомендуется обратиться за профессиональной стоматологической помощью.

2. Не рекомендуется использовать продукт детям или людям с зубными имплантатами или открытыми язвами полости рта.

Гарантийное обслуживание

Благодарим Вас за покупку портативного орального ирригатора Medica+. Обратите внимание на следующие вопросы:

1. Сохраните действующий счет-фактуру, выданный продавцом, в качестве документа на техническое обслуживание.

2. На этот продукт предоставляется двухлетняя гарантия на неисправность, не связанную с человеком, согласно соответствующим положениям штата. Если продукт был приобретен через Amazon, документация не требуется, и необходимо предоставить только номер формы заказа. Для того, чтобы мы предоставили соответствующее послепродажное обслуживание. Бесплатное обслуживание (на основании даты выставления счета на покупку

устройства);

3. Если в течение периода обслуживания возникают следующие обстоятельства, расходы и плата за услуги взимаются в зависимости от обстоятельств;

- клиент причиняет ущерб из-за ненадлежащего использования или технического обслуживания;

- Ремонтники, на которых не распространяется сторонний ремонт, наносят ущерб во время ремонта;

- Отсутствие соответствующего торгового документа или более двух лет прошло с даты изготовления;

- ущерб, причиненный при использовании в коммерческих целях;

- Ущерб, вызванный форс-мажорными событиями (такими как штормы, землетрясение или пожар).

4. Пожалуйста, внимательно заполните

следующую форму и доставьте устройство в уполномоченный ремонтный центр компании для проведения ремонтных работ.