



Foot massager

FootMass 5.0



medica+

JAPAN TECHNOLOGY



Instruction Manual

Foot massager
FootMass 5.0

Content

Safety instruction	01
Warranty Claims	07
Product Parts	08
Product Features	09
Product operation guide	12
Product maintenance	14
Troubleshooting	16
Product Specifications	17

Safety instruction

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- To ensure a safe and proper operation, please read the instruction manual carefully before using this product.
- Use this product only as described in this manual.
- Always unplug this product from the electrical outlet immediately after use and before cleaning.
- Do not use this product if you have sensitive skin, neuropathy or poor circulation. Don't let children or people with mental disabilities use the heating function without proper supervision. Improper use may be dangerous.
- Do not operate this product under a blanket or when covered. Over-heating can occur and cause fire, electric shock or injury.
- Do not cover this product in order to avoid electrical faults or damages due to excessively high motor temperature.
- Stop the massage immediately if you feel any discomfort.
- Never operate this product if it has been dropped, has a damaged cord or plug; experiences a malfunction, or if it has been

dropped in water. Please contact an authorized service centre to do the necessary check and repair.

- Do not use the components that are not recommended by Medica+.
- Do not insert any objects into any openings in the product.
- If you want to cut off the power supply, please make sure you have turned off all the operating controls, as well as remove the power plug from the socket.
- Please do not use this product as a medical device. If you need a professional diagnosis or treatment, please consult a professional medical person.

OPERATING ENVIRONMENT PRECAUTIONS

- Do not use this massager in humid or extremely dusty environments to avoid malfunction.
- Do not use this massager at a temperature above 40 degree centigrade.
- Do not use this massager outdoors.
- Avoid placing or operating this massager in direct sunlight or near a heating appliance, stove.

USER PRECAUTIONS

- Make sure that this product is far away from any hot surfaces.
- Please consult your doctor before use for those who have the following diseases:
 - Those who have heart disease, malignant tumor, back pain, spinal scoliosis, hypertension, osteoporosis, etc.
 - Those who are pregnant or having a menstrual period.
 - Those who have a physical discomfort, fever, a swelling or inflammation, bruises, allergies, etc.
 - Those who are warned by the doctor not to do any massage to avoid injury or physical discomforts such as blood clots (thrombosis), severe aneurysm, acute venous tumor, all kinds of skin inflammation, infectious skin disease (including subcutaneous tissue inflammation), etc.
 - Warnings: Do not use the massager together with the following medical instruments.
 - 1) Those who are using a pacemaker or other implantable medical equipment.
 - 2) Those who are using an artificial heart.
 - 3) Those who are wearing an electrocardiograph for similar medical equipment.Otherwise it will cause malfunction for those medical equipment, putting the user's life in danger.

PRECAUTIONS FOR POWER SUPPLY

- Do not turn on the switch when your hands are wet.
- Do not immerse in or spray water or liquid on the control power switch.

CORD/PLUG PRECAUTIONS

- Do not connect or remove the plug with wet hands. Otherwise you will suffer an electric shock or a product malfunction.
- Do not pull the wires when you pull out the power plug. Please hold the plug itself.
- As the default operating time is 15 minutes, all the functions will stop working after 15 minutes. Please unplug this product from the electrical outlet immediately after use.
- Keep the cord away from hot surfaces.
- Do not place the power plug under the product or any heavy items.
- Do not wind the power plug around the product lest it should be damaged and cause an electric shock or fire.
- Do not operate this product if it has a damaged cord or plug.
- Do not use this product if the power socket is loose.
- Do not carry this product by its supply cord or use the cord as a handle.

■ When the power plug is damaged, please call the service centre or an authorized technical person for the necessary check and maintenance.

ATTENTION


- Do not fall asleep while massager is on.
- Do not use this product while you are drunk or physically uncomfortable.
- Don't stand on the product or put a heavy weight on it.
- Do not use this product for more than 30 minutes.
- Do not use this product if the cloth cover is worn out.
- Do not use this product within an hour before or after a meal.
- When you are using the product at a low room temperature, do not suddenly use the heat function. You can adjust the room temperature to normal room temperature, before starting the heat function.
- When moving this product from a low temperature storage place to a warmer setting, it may cause malfunction due to water vapor gathered in the components. Set the product in a normal room temperature for one hour before using it.

- Do not use this product continuously if you find any components damaged or the product in an abnormal condition.
- When current interruption occurs during your massage, try to avoid further damage due to sudden power restoration.
- Stop using the product if there is thunder and lightning.

Warranty claims

1. Warranty is not transferable.
2. This warranty is effective only if the product is purchased from Medica+.
3. Proof of purchase (original receipt) is required for all warranty repairs.
4. All implied warranties, including but not limited to these implied warranties of fitness and merchantability, are limited to the duration stated in the warranty policy.
5. Damage due to misuse, improper treatment and unauthorized modification and repair are not covered by this warranty.
6. Warranty does not cover accessories and attachments which do not belong to the massage unit.
7. Warranty is not effective to rental, business, commercial, institutional or other non-residential users.
8. All services covered by this warranty must be approved by Medica+ and repaired by authorized technicians only.
9. If replacement parts for defective materials are not available, Medica+ reserves the right to make substitution in lieu of repair or replacement.

Product Parts




- 1. Control panel
- 2. Zipper
- 3. Plug
- 4. Detachable fabric cover
- 5. Upper cover
- 6. Lower cover

Product Features

- Specially designed for foot care; U-style wrapped air compressing massage with a comfortable warm heating function, to help relieve foot pains and discomfort.
- New programmes: Tone/Revive/Reflexology programmes are designed for different groups, to protect your foot, relieve your pressure, and ease your body and mind.

Product operation illustration

VIBRATION: Press on/off, It will control vibration function. Lights on, vibration function on, Lights off, vibration function is off. Under stand by mode, press vibration for 3 seconds, it can solely control vibration. 3 modes of vibration adjustment, Blue lights on for mode 1. Red lights on for mode 2. Green lights on for mode 3.




HEAT: Press the button, Red lights on for heating function. Lights off for close heating function.

Note: 1. when you turn the vibration function keys to adjust the intensity of the three levels of vibration.

Note: 2. under automatic massage function, intensity key is for adjust the intensity of air-compression.

PRODUCT OPERATION GUIDE: Auto program modes: Place your foot in the product ,before pressing the switch key on the screen. When the blue light is on , is mode ' TONE'; Red light is on, is mode 'Revive'; Green light is on , is mode 'Reflexology'; program.



ON/OFF: Control the product power switch, when in standby mode, the red light flashes; push this button, the green light on, all functions like program, vibration, heating, etc. are available to choose, push it again to turn off the function.

INTENSITY: 3 levels of air-compression intensity adjustment, green lights on for low level. Blue lights on for media level. Red lights on for strong level. Light off for close function.

Product operation Guide

a) Instructions before use

Please store this product in a dry place, do not expose the product to direct sunlight. Put the carpet under the product to minimize the working noise.

b) How to use it

This product uses only the 100-240V, 50/60Hz power supply. Make sure your indoor voltage fits this specification parameter.

- Connect the AC power cord to the socket.

*do not insert or remove the plug with a wet hand



Do not put your hands inside the cloth cover.

- Place your foot in the product, before pressing the switch key on screen. When the blue light is on, the other functions will follow. According to the indicators on the control panel, you can choose different massage modes.
- When you start the massage, the product will be countdown in 15minutes. After 15 minutes, the massage function is turned off, and it will recover to standby mode.
- When the product is on standby, press the main switch “0” to cut off the power.

Product maintenance

A) STORAGE

- Please store it in the packing carton, and put in a safe, dry, well-ventilated, and shaded place.
- Do not twist the power plug.
- Do not hang the power wire and pull the product.
- Avoid sharp items from destroying the surface of the product.
- Please don't store the machine under direct sunlight or in places of high temperature.

B) CLEAN

- Before cleaning, make sure that the power cord is unplugged from the electrical outlet and that the machine is completely cool.
- Use a damp cloth to clean the product. Ensure the product is completely dry before reuse.
- The detachable fabric cloth can be washed in a normal washing way.


*ATTENTION

Make sure not to use benzene or thinner and other corrosive detergents to clean the product.

C) MAINTENANCE

- Keep the product clean and store in a dry environment.

- When the product is not in use for a long time, please put a dustproof cover on the product.



Troubleshooting

If you meet the following problems, please referring to the following solutions. If the product is still malfunctioning or doesn't work, please send the product to our service centre or an authorized technician for the necessary checks and repair.

IT DOESN'T WORK

1. Plug isn't connected correctly to the socket.
Push the plug firmly into the socket.
2. The power switch at the back is off.
Switch on the power switch at the back of the product.
3. Switch key on control panel isn't on.
Switch on the on/off key on the panel.
Switch on the on/off key on the panel.
4. The fuse blows out.
Insert a tooth pick in the small hole of "fuse" under the switch power, before taking out the fuse.

STOP WORKING SUDDENLY

1. The power switch is off.
Check that the power plug is connected well.
2. Massage time is over 15 minutes.
Restart the power supply switch.

3. If it is working for a long time, the motor will be protected against overheating.

After the product is cooled down, please restart the ON/OFF power.

4. If you put heavy pressure on the rollers and the rollers do not work well.

Switch off the power supply, and turn it on again.

Product specification

Product name	Foot massager
Model number	FootMass 5.0
Voltage	100-240V, 50/60Hz
Power consumption	65W
Timer	15minutes



Руководство пользователя

**Массажёр для ног
FootMass 5.0**

Содержание

Инструкция безопасности	01
Претензии по гарантии	07
Схематическое отображение	08
Особенности продукта	09
Иллюстрация работы устройства	12
Обслуживание устройства	14
Устранение неисправностей	16
Спецификация устройства	17

Инструкция безопасности

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Для обеспечения безопасной и правильной работы, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием этого продукта.
- Используйте этот продукт только так, как описано в данном руководстве.
- Всегда отключайте этот продукт от электрической розетки сразу после использования и перед чисткой.
- Не используйте этот продукт, если у вас чувствительная кожа, невропатия или плохое кровообращение. Не позволяйте детям или людям с психическими расстройствами использовать функцию обогрева без должного присмотра. Неправильное использование может быть опасным.
- Не работайте с этим продуктом под одеялом или в покрытом состоянии. Перегрев может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
- Не накрывайте это изделие, чтобы избежать электрических неисправностей или повреждений из-за чрезмерно высокой температуры двигателя.

- Немедленно прекратите массаж, если почувствуете дискомфорт.
- Никогда не используйте этот продукт, если он упал, имеет поврежденный шнур или вилку; испытывает неисправность, или если он упал в воду. Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения необходимой проверки и ремонта.
- Не используйте компоненты, которые не рекомендованы MEDICA+.
- Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия устройства.
- Если вы хотите отключить источник питания, убедитесь, что вы отключили все элементы управления, а также выньте вилку из розетки.
- Пожалуйста, не используйте этот продукт в качестве медицинского устройства. Если вам нужен профессиональный диагноз или лечение, обратитесь к профессиональному врачу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не используйте этот массажер во влажной или очень пыльной среде, чтобы избежать неисправностей.
- Не используйте этот массажер при температуре выше 40 градусов по Цельсию.
- Не используйте массажер на открытом воздухе.

■ Не устанавливайте и не работайте с этим массажером под прямыми солнечными лучами или рядом с обогревателем, плитой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ■ Убедитесь, что этот продукт находится вдали от горячих поверхностей.

■ Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием для тех, кто имеет следующие заболевания:

■ Те, у кого есть болезни сердца, злокачественные опухоли, боли в спине, сколиоз позвоночника, гипертония, остеопороз и т. д.

■ Беременным и девушкам/женщинам у которых в текущее время менструальный период.

■ Те, у кого физический дискомфорт, жар, отек или воспаление, синяки, аллергия и т. д.

■ те, кого врач предупредил не делать массаж, чтобы избежать травм или физических неудобств, таких как сгустки крови (тромбоз), тяжелая аневризма, острая венозная опухоль, все виды кожных воспалений, инфекционные заболевания кожи (включая воспаление подкожных тканей), и т.п.

■ Предупреждения: не используйте массажер вместе со следующими медицинскими инструментами.

- 1) Те, кто использует кардиостимулятор или другое имплантируемое медицинское оборудование.
- 2) Те, кто использует искусственное сердце.
- 3) Те, кто носит электрокардиограф для аналогичного медицинского оборудования.

В противном случае это приведет к неисправности этого медицинского оборудования и подвергнет опасности жизнь пользователя.

Меры предосторожности при питании

- Не включайте выключатель, когда ваши руки мокрые.
- Не погружайте и не разбрызгивайте воду или жидкость на контрольный выключатель питания.

Меры предосторожности при использовании шнура / штекера

- Не подключайте и не вынимайте вилку мокрыми руками. В противном случае вы можете получить удар электрическим током или неисправность изделия.
- Не тяните за провода, когда вынимаете вилку из розетки. Пожалуйста, держитесь за вилку.
- Поскольку время работы по умолчанию составляет 15 минут, все функции перестанут работать через 15 минут. Пожалуйста, отключите этот продукт от электрической розетки сразу после использования.
- Держите шнур вдали от горячих поверхностей.

- Не кладите штепсельную вилку под изделие или любые тяжелые предметы.
- Не наматывайте штепсельную вилку на изделие, чтобы не повредить его и не повредить электрическим током или возгоранием.
- Не работайте с этим продуктом, если у него поврежден шнур или вилка.
- Не используйте устройство, если розетка не закреплена.
- Не переносите это изделие за шнур питания и не используйте его в качестве ручки.
- При повреждении штепсельной вилки, пожалуйста, позвоните в сервисный центр или уполномоченный технический персонал для проведения необходимой проверки и технического обслуживания.

Внимание

- Не засыпайте, когда массажер включен.
- Не используйте этот продукт, когда вы пьяны.
- Не стойте на изделии и не кладите на него тяжелый груз.
- Не используйте этот продукт более 30 минут.
- Не используйте этот продукт в течение часа до или после еды.
- При использовании продукта при низкой комнатной температуре не используйте внезапно функцию нагрева. Вы можете отрегу-

лизовать комнатную температуру до нормальной комнатной температуры перед запуском функции обогрева.

■ При перемещении этого продукта из низкотемпературного хранилища в более теплые условия, это может привести к неисправности из-за скопления водяного пара в компонентах. Установите продукт при нормальной комнатной температуре на один час, прежде чем использовать его.

■ Не используйте этот продукт постоянно, если вы обнаружите, что какие-либо компоненты повреждены или продукт находится в ненормальном состоянии.

■ Если во время массажа происходит прерывание тока, постарайтесь избежать дальнейшего повреждения из-за внезапного восстановления питания.

■ Прекратите использование продукта, если есть гром и молния.


1. Гарантия не подлежит передаче.

2. Данная гарантия действует только в том случае, если продукт приобретен у MEDICA+.

Претензии по гарантии

3. Подтверждение покупки (оригинал квитанции) требуется для всех гарантийных ремонтов.
4. Все подразумеваемые гарантии, включая, но не ограничиваясь этими подразумеваемыми гарантиями пригодности и пригодности для продажи, ограничиваются сроком, указанным в гарантийном талоне.
5. Ущерб от неправильного использования, неправильного обращения и несанкционированного изменения и ремонта не покрывается данной гарантией.
6. Гарантия не распространяется на аксессуары и принадлежности, которые не принадлежат массажному блоку.
7. Гарантия не действует для арендных, коммерческих, коммерческих, институциональных или других пользователей.
8. Все услуги, на которые распространяется данная гарантия, должны быть одобрены Medica + и ремонтироваться только уполномоченными специалистами.
9. Если запасные части для дефектных материалов отсутствуют, Medica + оставляет за собой право произвести замену вместо ремонта или замены.

Схематическое отображение



1. Панель управления
2. Молния
3. Подключение
4. Съемный тканевый чехол
5. Верхняя крышка
6. Нижняя крышка


Особенности продукта

- Специально разработан для ухода за ногами; U-style компрессирующий воздушный массаж с удобной функцией теплого нагрева, который помогает облегчить боль в ногах и дискомфорт.
- Новые программы: Программы Tone / Revive / Reflexology предназначены для разных групп, чтобы защитить вашу ногу, снять давление и облегчить ваше тело и разум.

Иллюстрация работы устройства

ВИБРАЦИЯ: Нажмите кнопку включения / выключения, она будет управлять функцией вибрации. Подсветка включена, функция вибрации включена, Подсветка выключена, функция вибрации выключена. В режиме ожидания нажмите вибрацию в течение 3 секунд, она может контролировать только вибрацию. 3 режима регулировки вибрации, синие огни в режиме 1. Красные огни в режиме 2. Зеленые огни в режиме 3.

ОБОГРЕВ: нажмите кнопку , Красный свет горит для функции обогрева. Гаснет для закрытой функции обогрева.




Примечание: 1. при повороте функциональных клавиш вибрации отрегулируйте интенсивность трех уровней вибрации.

Примечание: 2. в режиме автоматического массажа клавиша интенсивности предназначена для регулировки интенсивности сжатия воздуха.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА:

режимы автоматического программирования: поместите ногу в изделие, прежде чем нажимать кнопку переключения на экране. Когда горит синий свет, это режим «TONE»; Красный свет включен, режим «Возродить»; Зеленый свет включен, режим «Рефлексология»; программа.



ВКЛ / ВЫКЛ:

управление выключателем питания устройства, когда в режиме ожидания мигает красный индикатор; нажмите эту кнопку, зеленый свет включен, все функции, такие как программа, вибрация, нагрев и т. д. доступны для выбора, нажмите ее еще раз, чтобы отключить функцию.

ИНТЕНСИВНОСТЬ: 3 уровня регулировки интенсивности сжатия воздуха, зеленый свет включен для низкого уровня. Синие огни на уровне медиа. Красные огни включены для максимального обогрева. Выключенная лампа обозначает выключения функции обогрева.

Руководство по эксплуатации

а) Инструкции перед использованием


Пожалуйста, храните этот продукт в сухом месте, не подвергайте продукт воздействию прямых солнечных лучей. Положите ковер под изделие, чтобы минимизировать шум при работе.

б) как его использовать

Этот продукт использует только 100-240 В, 50/60 Гц. Убедитесь, что напряжение в помещении соответствует этому параметру.

■ Подключите шнур питания переменного тока в розетку.

* не вставляйте и не удаляйте вилка с мокрой рукой



Не кладите руки внутрь чехла из ткани.

■ Поставьте ногу на изделие, прежде чем нажимать клавишу переключения на экране. Когда горит синий свет, другие функции будут следовать. По индикаторам на панели управления вы можете выбирать разные режимы массажа.

■ Когда вы начнете массаж, продукт начнет обратный отсчет через 15 минут. После
Через 15 минут функция массажа отключится, и он вернется в режим ожидания.

■ Когда устройство находится в режиме ожидания, нажмите главный выключатель «0», чтобы отключить питание.

Обслуживание устройства

А) ХРАНЕНИЕ

- Пожалуйста, храните его в упаковочной коробке и храните в безопасном, сухом, хорошо проветриваемом и затененном месте.
- Не перекручивайте штепсельную вилку.
- Не вешайте провод питания и не тяните изделие.
- Избегайте острых предметов от разрушения поверхности изделия.
- Пожалуйста, не храните машину под прямыми солнечными лучами или в местах с высокой температурой.

Б) ЧИСТКА


- Перед чисткой убедитесь, что шнур питания отсоединен от электрической розетки и аппарат полностью охлажден.
- Используйте влажную ткань для очистки продукта. Перед повторным использованием убедитесь, что продукт полностью высох.
- Съемную ткань можно стирать обычным способом.

*Внимание

Не используйте бензол, растворитель и другие едкие моющие средства для очистки продукта.

В) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Содержите изделие в чистоте и храните в сухом месте.
- Если продукт не используется в течение длительного времени, наденьте на него пылезащитный чехол.



Исправление проблем

Если вы столкнулись со следующими проблемами, пожалуйста, обратитесь к следующим решениям. Если продукт все еще работает со сбоями или не работает, пожалуйста, отправьте продукт в наш сервисный центр или уполномоченному специалисту для необходимых проверок и ремонта.

НЕ РАБОТАЕТ

1. Штекер неправильно подключен к розетке.

Вставьте штекер в гнездо.

2. Выключатель питания сзади выключен.

Включите выключатель питания на задней панели изделия.

3. Переключатель на панели управления не включен.

Включите кнопку вкл / выкл на панели.

Включите кнопку вкл / выкл на панели.

4. Предохранитель перегорел.

Вставьте зубочистку в небольшое отверстие «предохранителя» под выключателем питания, прежде чем вынимать предохранитель.

ПЕРЕСТАНЬ РАБОТАТЬ ВНЕЗАПНО

1. Выключатель питания выключен.

Убедитесь, что штепсельная вилка подключена правильно.

2. Время массажа более 15 минут.
Перезапустите выключатель питания.
3. Если он работает в течение длительного времени, двигатель будет защищен от перегрева.
После охлаждения продукта, пожалуйста, перезапустите питание ВКЛ / ВЫКЛ.
4. Если вы оказываете сильное давление на ролики, и ролики не работают должным образом.
Выключите источник питания и включите его снова.

Спецификация продукта

Наименование товара	Массажер для ног
Номер модели	FootMass 5.0
Напряжение	100-240 В, 50/60 Гц
Мощность	65 Вт
Таймер	15 минут

