

ENG / UA / RU



Kids Brush 2.0



medica+
JAPAN TECHNOLOGY



medica+

JAPAN TECHNOLOGY

ENG



Instruction manual


Kids Brush 2.0

Content


Use Steps	01 - 02
Parameters	03
Functions.....	04-05
Characteristics	06-07
Product Structure	07
Attentions	08
Warranty terms	09-10

Use Steps


First use




1. Take out the toothbrush.



2. Anticlockwise turn the bottom cover and open the bottom cover.




3. Take out the battery and the battery protective film, and replace the battery (Positive down).




4. Cover the bottom cover clockwise screw it down.


Використання




5. Squeeze toothpaste on the brush.



6. Put the toothbrush into your mouth.




7. To select an appropriate gear, gently press the switch. It is 2 minutes for timing brush, and there is a reminder for changing the brushing area in 30 seconds. Press and hold for 3s to turn it off.



8. Brush scientifically: each tooth area shall be brushed for 30s for cleaner teeth.

9. Rinse the mouth with water cup and clean toothbrush with water after brushing the teeth.



Parameters

Main Engine

Product Size: 160.5 * 35 * 35mm

Rated Voltage: 1.5V

Rated Power: 0.51W

Rated Current: 0.34A

Functions

1. Four-gear Mode

First Gear Seven-color Mode: turn it on and display red, orange, yellow, green, blue, indigo and purple, the interval of color change is 0.5 without vibration, it lasts for 1 minute. This gear is recommended for children who are not suitable for the earthquake.

Second Gear Gently Brushing Mode: keep the light unchanged, it lasts for 2 minutes. This gear is recommended for children aged 2-5 years.

Third Gear Standard Brushing Mode: the light changes to the next color after the second gear, it lasts for 2 minutes. This gear is recommended for children aged 5-8 years.

Fourth Gear Strong Brushing Mode: the light changes to the next color after the third gear, and the total time is 2 minutes. This gear is recommended for children aged 8-12 years.

2. 2-minute Timing

For the second, third and fourth gear modes, when it is 30s, 60s and 90s, the lights flash once, twice and three times respectively, and the motor stops for one time, two times and three times respectively. The flashing and stopping time is 0.5s to remind changing of brushing area. 120s, the light flashes twice, and then it will be turned off.

3. Memory Function


Under any state of use, it will enter the memory mode after long press to turn off or shut down automatically. It will automatically enter the last use mode when you start the toothbrush next time.

Characteristics



DuPont Brush

It is made of American DuPont material, the end is rounding, which is strong and wear-resistant. It can protect the baby's gums while cleaning greatly.



Colorful Lights


It has cute animal model with colorful glare, children will love it for a good habit of teeth brushing.



Silicone Sleeve Design

The unique and creative silicone design is three-dimensional with more comfortable and smoother feeling, and kids will love the feeling of teeth brushing.

Product Structure



Replaceable Toothbrush Head

Main Engine

On-off Key

Battery Bottom Cover

Attentions

1. The normal working temperature is 0-50°C.
2. It is not used for a long time, please remove the battery, and store the toothbrush in a box and place it in a cool place.
3. Please try your best to dry the toothbrush head after brushing teeth.
4. When the product is working, the output power is maximum. It is forbidden to let the product work continuously for a long time.
Generally, the use time should be less than 10 minutes continuously.
5. Never walk or run when putting the toothbrush in your mouth.
6. Make sure that a supervisor is accompanying with kids and never leave your sight when brushing teeth.

Warranty terms

Dear customers:

Thanks for your support for the brand of MEDICA+. Please keep this card properly and enjoy the warranty service-with the warranty card.

Since the date of purchase, the warranty is guaranteed for one year in case of failure under normal conditions!

The following conditions are not covered by the warranty.

1. The product is damaged due to improper personal use or lack of reasonable maintenance;
2. The product is damaged by dismantling and reforming without permission;
3. The parts which do not belong to our company are applied to the product;
4. Damage caused by force majeure.

For the paid maintenance service provided outside the warranty, charge the corresponding fee according to the regulations. When applying for warranty, please send the product together with the documents (for example, invoice) which can prove the date of purchase to the customer service department.

The parts or the whole machine replaced during the warranty period belong to MEDICA+.

UA



Посібник користувача

Kids Brush 2.0

Зміст

Покрокова інструкція з
використання 01 - 02

Технічні параметри 03

Режими використання..... 04-05

Переваги та особливості..... 06-07


Складові товару 07

Застереження та рекомендації.... 08


Гарантійні умови 09-10

Кроки


Перше використання




1. Вийміть зубну щітку.



2. Поверніть нижню кришку проти годинникової стрілки та відкрутіть її.




3. Вийміть акумулятор і захисну плівку акумулятора та замініть акумулятор (плюс вниз).




4. Закрийте нижню кришку та закрутіть її за годинниковою стрілкою.


Використання




5. Видавіть зубну пасту на щітку.



6. Помістіть зубну щітку в рот.




7. Для вибору відповідного режиму обережно натисніть перемикач.



8. Чистіть за інструкцією: кожен ділянку чистіть протягом 30 секунд, щоб зуби були чистішими.

9. Прополощіть рот водою та водою
очистіть зубну щітку після чищення.



Параметри

Головний двигун

Розмір виробу: 160,5*35*35 мм

Номінальна напруга: 1,5 В

Номінальна потужність: 0,51 Вт

Номінальний струм: 0,34 А

Режими використання

1. Режим чотирьох передач

Перший кольоровий режим: послідовно відображає червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, синій, індиго та фіолетовий кольори, з інтервалом зміни кольору 0,5с., без вібрації, триває 1 хвилину.

Рекомендовано дітям, які не звикли до сильних вібрацій.

Другий режим обережного чищення: світло залишається незмінним, загальна тривалість 2 хвилини.

Рекомендовано дітям 2-5 років.

Третій режим стандартного чищення: індикатор змінюється на наступний колір після другої передачі. Триває 2 хвилини. Рекомендується дітям 5-8 років.

Четвертий режим потужного чищення: світло змінюється на наступний колір після третьої передачі. Триває 2 хв. Рекомендується дітям 8-12 років.

2. 2-хвилинний хронометраж

Для другого, третього та четвертого режимів передачі, на 30с., 60с. та 90с., індикатори блимають один, два та три рази відповідно. Час блимання та зупинки становить 0,5с., щоб нагадати про зміну зони чищення. На 120с. індикатор блимне двічі, а потім вимкнеться.

3. Функції пам'яті


У будь-якому стані використання він перейде в режим пам'яті після тривалого натискання, щоб автоматично ввімкнутися або вимкнутися. Після наступного запуску зубна щітка автоматично перейде в режим останнього використання.

Переваги та особливості



Щітка DuPont

Виготовлено з американського матеріалу DuPont із заокругленими кінцями, він міцний і зносостійкий. Це може значно захистити ясна дитини під час чищення.




Різнокольорові вогні

Завдяки милим формам тварин і різнокольоровим підсвічуванням, дітям сподобається її використовувати. Так вони навчаться хорошій звички чистити зуби.



Дизайн силіконового рукава
Унікальний та креативний силіконовий дизайн є тривимірним, він дуже зручний та приємний на дотик, дітям сподобається відчуття чистки зубів.

Складові товару



Змінна насадка зубної щітки

Головний двигун

Кнопка живлення

Нижня кришка акумулятора

Застереження та рекомендації

1. Нормальна робоча температура 0-50°C.
2. Якщо щітка не використовується протягом тривалого часу, будь ласка, вийміть батерею та зберігайте зубну щітку в коробці та помістіть її в прохолодне місце.
3. Після чищення зубів намагайтеся висушити насадку зубної щітки.
4. Коли виріб працює, вихідна потужність максимальна.
Забороняється залишати щітку безперервно працювати протягом тривалого часу. Як правило, час безперервного використання має бути менше 10 хвилин.
5. Під час використання зубної щітки, забороняється бігати та ходити.
6. Обов'язково будьте присутніми поруч з дитиною під час чищення зубів, за допомогою щітки.

Гарантійні умови

Шановні клієнти:

Дякуємо за вашу підтримку бренду MEDICA+. Будь ласка, зберігайте цю картку належним чином і насолоджуйтеся гарантійним обслуговуванням - з гарантійним талоном.

З дати покупки гарантія надається протягом одного року в разі поломки за нормальних умов!

Гарантія не поширюється за таких умов:

1. Якщо продукт пошкоджено через неправильне особисте використання або відсутність розумного обслуговування;
2. Якщо виріб пошкоджено внаслідок розбирання та реформування без дозволу;
3. Якщо до приладу були застосовані та використані інші частини, які не належать нашій компанії.

4. Пошкодження, викликані форс-мажорними обставинами.

Згідно з правилами за технічне обслуговування, що було надане поза гарантією, здійснюється додаткова оплата.

Частини всього виробу, замінені протягом гарантійного періоду, належать MEDICA+.

RU



Руководство пользователя

Kids Brush 2.0

Содержание

Пошаговая инструкция 01 - 02

Технические параметры 03

Режимы использования 04-05

Преимущества и
особенности 06-07


Состав товара 07

Предостережения и
рекомендации 08


Гарантийные условия 09-10

Шаги


Первое использование




1. Достаньте зубную щетку.



2. Поверните нижнюю крышку против часовой стрелки и откройте её.




3. Извлеките аккумулятор и защитную пленку аккумулятора и замените аккумулятор (плюс вниз).




4. Закройте нижнюю крышку и закрутите её по часовой стрелке.


Использование




5. Выдавите зубную пасту на щетку.



6. Поместите зубную щетку в ротик.




7. Для выбора соответствующего режима нажмите переключатель.



8. Чистите по инструкции: каждый участок чистите в течение 30 секунд, чтобы зубы были чище.

9. Прополощите рот водой и очистите зубную щетку после чистки.



Параметры

Главный двигатель

Размер изделия: 160,5*35*35 мм

Номинальное напряжение: 1,5 В

Номинальная мощность: 0,51 Вт.

Номинальный ток: 0,34 А

Режимы использования

1. Режим четырех передач

Первый цветовой режим: последовательно отображает красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, индиго и фиолетовый цвета, с интервалом изменения цвета 0,5с., без вибрации, длится 1 минуту. Рекомендовано детям, не привыкшим к сильным вибрациям. Второй режим осторожной чистки: свет остается неизменным, общая продолжительность 2 минуты. Рекомендовано детям 2-5 лет. Третий режим стандартной чистки: индикатор меняется на следующий цвет после второй передачи. Продолжается 2 минуты. Рекомендуются детям 5-8 лет. Четвертый режим мощной чистки: цвет меняется на следующий цвет после третьей передачи. Продолжается 2 мин. Рекомендуются детям 8-12 лет.

2. 2-минутный хронометраж

Для второго, третьего и четвертого режимов передачи на 30с., 60с. и 90с. индикаторы мигают один, два и три раза соответственно. Время мигания и остановки составляет 0,5с., чтобы напомнить об изменении зоны чистки. На 120с. индикатор мигает дважды, а затем выключится.

3. Функции памяти


В любом состоянии использования он перейдет в режим памяти после длительного нажатия для автоматического включения или выключения. После последующего запуска зубная щетка автоматически перейдет в режим последнего использования.

Преимущества и особенности



Щетка DuPont

Изготовлен из американского материала DuPont с закругленными концами, он прочен и износоустойчив. Это может значительно защитить десны во время чистки.



Разноцветные огни


Благодаря милым формам животных и разноцветной подсветке, детям понравится ее использовать. Так они научатся хорошей привычке чистить зубы.



Дизайн силиконового рукава

Уникальный и креативный
силиконовый дизайн
является трехмерным,
очень удобен и приятный
тактильно, детям
понравится сам процесс
чистки зубов.

Состав товара



Сменная насадка зубной щетки

Главный двигатель

Кнопка питания

Нижняя крышка аккумулятора

Предостережения и рекомендации

1. Обычная рабочая температура 0-50°C.
2. Если щетка не используется в течение длительного времени, извлеките батарею и храните зубную щетку в коробке и поместите ее в прохладное место.
3. После чистки зубов старайтесь высушить насадку зубной щетки.
4. Когда изделие работает, выходная мощность максимальна.
Запрещается оставлять щетку непрерывно работать в течение длительного времени. Как правило, время непрерывного использования должно быть менее 10 минут.
5. Никогда не ходите и не бегайте, когда кладете зубную щетку в рот.
6. Убедитесь, что детей сопровождает смотритель и не спускайте из виду во время чистки зубов.

Гарантийные условия

Уважаемые клиенты:

Спасибо за вашу поддержку бренда MEDICA+. Пожалуйста, храните эту карту должным образом и наслаждайтесь гарантийным обслуживанием – с гарантийным талоном.

С даты покупки гарантия предоставляется в течение одного года при поломке при нормальных условиях!

Гарантия не распространяется при таких условиях:

1. Если продукт поврежден из-за неправильного личного использования или отсутствия разумного обслуживания;
2. Если изделие повреждено в результате разборки и реформирования без разрешения;

3. Если части, не относящиеся к нашей компании, применяются к продукту;
4. Повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.

Согласно правилам, за техническое обслуживание предоставленное вне гарантии, осуществляется дополнительная оплата.

Части изделия, замененные в течение гарантийного периода, принадлежат MEDICA+.



medica+

JAPAN TECHNOLOGY