


ENG / UA / PL


**Portable Oral
irrigator**

ProWater Clean 7.0



medica+
JAPAN TECHNOLOGY






medica+

JAPAN TECHNOLOGY

ENG



medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Instruction manual

ProWater Clean 7.0

Contents

Caution.....	01-03
Product Description.....	04
Product Components.....	05
Control Panel.....	06-07
Usage.....	08-09
Recommended Methods.....	10
Disassembly.....	11
Battery.....	12
Common Issues.....	13-14
Warranty.....	15
Technical Specifications.....	16

Dear Customer!

Thank you for choosing Medica+ products.

Please read this manual carefully before using the device.

Caution

When using the device, especially near children, it is important to follow basic safety precautions, including:

To reduce the risk of electric shock:


- Do not touch the device with wet hands.
- Do not immerse it in water or any other liquid.
- Do not use it while bathing.
- Do not place or store the device in areas where it may fall into a bathtub, shower, or sink.
- Check the charging cord for damage before first use and throughout the device's lifespan

To reduce the risk of burns, electric shock, fire, serious injury, or device damage:

1. Do not use the device if the cord is damaged, if it is not functioning properly, or if it has been immersed in liquid. Contact a service center.
2. Do not direct water under the tongue, into the ear, nose, or other sensitive areas. The device may generate pressure that could cause serious injury.
3. Use this device only as specified in the manual and as recommended by your dentist.
4. Bleeding gums during the first use of the irrigator is normal and depends on individual characteristics.
5. Fill the reservoir only with water or other dentist-approved solutions.
6. Do not drop or insert foreign objects into the device's openings.
7. Keep the charger and cord away from heated surfaces.
8. Do not use the device in areas where oxygen or aerosol sprays are being used.
9. Do not pour mouth rinses containing iodine, bleach, or tea tree oil into the reservoir.


10. Do not use the device while wearing oral jewelry. Remove it before use.
11. Do not use the device if you have an open wound on your tongue or in your mouth.
12. For household use only. Do not use outdoors.
13. Instruct and supervise children and individuals with special needs on the proper use of this device.
14. Children should be supervised to ensure they do not play with the device.

Product Description




Product Components

- Irrigator – 1 piece
- Nozzles (0.8 mm) – 2 pieces
- Warranty Card – 1 piece
- User Manual – 1 piece




Standard Nozzles
x 2 pieces




Charger x 1 piece

Control Panel




Preparation

Before first use, fully charge the device by plugging the adapter into a power outlet and connecting it to the device. The device cannot be used while charging.




Installing and Removing Nozzles

Insert the nozzle into the water outlet until you hear a clicking sound. Open the water reservoir lid (as shown in the illustration) and fill it with water. The device must be turned off while filling the reservoir. To replace or remove the nozzle, first press the designated button, then gently pull it out.




Open the water reservoir lid as shown in the illustration and fill it with water. Ensure the device is turned off while filling the reservoir.



To replace or remove the nozzle, press the designated button before pulling it out.

Usage

1. The device has a memory function, so when turned on again, the water pressure mode will remain the same as it was before turning off.
2. Normal, Soft, and Pulse modes can be switched whether the device is on or off.
3. Modes can be changed while the device is off, allowing you to select the desired mode before turning it on.
4. Regardless of the mode, the device will automatically turn off after 120 seconds of operation.
5. If the power button or mode selection button lights up in different colors, it indicates the battery level:
 - Red light: Battery charge is at least 35%.
 - Blue light: Battery charge is at least 85%.
 - Green light: Battery is fully charged.
6. If all three indicators flash simultaneously during use, the battery is low and needs to be recharged.
7. Rotate the nozzle to adjust the direction of the water flow.




Recommended Methods

Hold the device at a downward angle, place the nozzle in your mouth, and aim it at your teeth before turning it on.

When the water stream and gums form a 90-degree angle, slightly close your mouth to prevent water splashing.


Begin by cleaning the back teeth, then move towards the front teeth (incisors).

Guide the water stream along the gumline, pausing briefly between teeth until the gum area and interdental spaces are thoroughly cleaned.



Disassembly

To detach the water reservoir from the device, hold it with both hands as shown in the illustration. Hold the main body of the device with your left hand and the water reservoir with your right hand. Pull the reservoir downward to remove it.



Battery

Battery Maintenance

- Fully charge the device for ten hours before first use.
- If you do not plan to use the device for an extended period, fully charge it in advance.
- To maximize battery lifespan, charge it when the battery level is low.

Common Issues

Issue	Cause	Solution
Water leakage between the nozzle and the threaded part	The sealing ring on the fixed socket for the nozzle is damaged, and the nozzle cannot be properly installed.	Contact the service center.
The water reservoir is leaking.	The sealing ring is not tightly fitted.	Reinstall it correctly.
Insufficient pressure.	Low battery charge.	Use after recharging.
The device does not dispense water.	The filter screen is clogged.	Clean the filter screen.
Water is leaking from the sides of the reservoir.	Water is entering the air intake hole.	A standard phenomenon – the principle of high air pressure.

If the above methods do not resolve these issues, please call the service center. The phone number is listed in the warranty card.

Important Reminder:

1. When using the device for the first time, select the "Soft mode" to avoid gum bleeding due to insufficient adaptation. After consistent use for two weeks, improvement should occur. If bleeding is excessive or persists after two weeks, it may indicate chronic gum inflammation, and it is recommended to consult a specialist for dental treatment.
2. The product is not recommended for use by children, as well as individuals with dental implants or open sores in the oral cavity.

Warranty

Dear Customers!

Please keep this instruction manual properly to use the warranty certificate. The warranty is provided for one year from the date of purchase (or for 2 or 3 years if an extended warranty is purchased) in case of malfunction under normal operating conditions.

The warranty does not cover the following cases:

1. If the product is damaged due to improper use or lack of proper maintenance.
2. If the device is damaged due to disassembly or modifications.
3. If parts not belonging to our company have been used with the device.
4. Damage caused by force majeure circumstances.

According to the terms, maintenance services provided outside the warranty period are subject to additional charges.

Parts replaced during the warranty period remain the property of MEDICA+

Technical Specifications

Water tank capacity: 170mL

Input voltage: 100-240VAC 50/60Hz;

Battery: lithium battery with a capacity of 1400mAh

Power : 5W

Adaptor: DC5V,1A

Motor rotation speed: 1200-1800 rpm/min

Charging time: 8 hours

Working mode: normal, soft, pulse

Water pressure: 30-100 psi


Flow rate: $\geq 220\text{mL}/\text{min}$

Noise: lower than 72 decibels

Waterproof grade: IPX7

Certificate: CE, RoHS, FDA"

UA



medica+
JAPAN TECHNOLOGY

**Посібник
користувача**

ProWater Clean 7.0

Зміст

Застереження	01-03
Опис товару	04
Комплектація продукту.....	05
Панель управління.....	06-07
Застосування.....	08-09
Рекомендовані методи	10
Розбирання	11
Акумулятор	12
Поширені проблеми.....	13-14
Гарантія.....	15
Технічні характеристики.....	16

Шановний клієнте!

Дякуємо, що обираєте продукцію Medica+.

Просимо уважно прочитати дану інструкцію перед використанням пристрою.

Застереження

Під час використання пристрою, особливо поруч із дітьми, важливо дотримуватись основних заходів безпеки, зокрема:

Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом:

1. Не торкайтеся пристрою мокрими руками.
2. Не занурюйте у воду або іншу рідину.
3. Не використовуйте під час купання.
4. Не кладіть і не зберігайте пристрій у місцях, де він може впасти або потрапити у ванну, душову кабінку чи раковину.
5. Перевіряйте шнур зарядного пристрою на наявність пошкоджень перед першим використанням і протягом усього терміну служби пристрою.

Щоб зменшити ризик опіків, ураження електричним струмом, пожежі, серйозних травм або пошкодження пристрою:

1. Не використовуйте цей пристрій, якщо у нього пошкоджений шнур, якщо він не працює належним чином, якщо він впав у рідину. Зверніться до сервісного центру.
2. Не спрямовуйте воду під язик, у вухо, ніс або інші чутливі місця. Цей пристрій може створювати тиск, який може спричинити серйозні пошкодження.
3. Використовуйте цей пристрій лише так, як зазначено в інструкції, та за рекомендацією вашого стоматолога.
4. Це нормально, що під час першого використання іригатора може виникнути кровотеча ясен, це зумовлено індивідуальними особливостями.
5. Наповнюйте резервуар тільки водою або іншими розчинами, рекомендованими стоматологом.
6. Не кидайте і не вставляйте сторонні предмети в отвори пристрою.
7. Тримайте зарядний пристрій і шнур подалі від нагрітих поверхонь.


8. Не використовуйте пристрій у місцях, де застосовуються кисневі або аерозольні спреї.
9. Не наливайте у резервуар ополіскувачі для порожнини рота, що містять йод, відбілювач або олію чайного дерева.
10. Не використовуйте під час носіння прикрас у ротовій порожнині. Зніміть їх перед використанням.
11. Не використовуйте, якщо у вас є відкрита рана на язиці або в роті.
12. Тільки для домашнього використання. Не використовувати на відкритому просторі.
13. Проінструкуйте та контролюйте дітей та людей з особливими потребами щодо правильного використання цього пристрою.
14. Діти повинні бути під наглядом, слідкуйте за тим, щоб вони не гравалися з приладом.

Опис товару




Комплектація продукту

- Іригатор -1 штука.
- Наконечники 0.8 мм. – 2 штуки.
- Гарантійний талон – 1 шт.
- Інструкція – 1 шт.




Стандартні
наконечники x 2 шт.




Зарядний пристрій x 1 шт

Панель управління




Підготовка

Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій, вставте вилку в розетку та підключіть його до джерела живлення. Під час заряджання пристрій не можна використовувати.




Встановлення та зняття наконечника

Вставте наконечник у вихідний отвір для води, поки не почуєте характерне клацання. Відкрийте кришку резервуара для води (як показано на малюнку) і наповніть його водою. Під час заповнення резервуара пристрій має бути вимкненим. Щоб замінити або зняти наконечник, спочатку натисніть відповідну кнопку, а потім акуратно вийміть його.



Відкрийте кришку резервуару для води, як показано на малюнку та заповніть його водою. Переконайте, що під час заповнення резервуару пристрій вимкнено.




У разі заміни або зняття насадки натисніть відповідну кнопку перш ніж витягнути її.

Застосування

1. Пристрій має функцію пам'яті, і після його повторного ввімкнення режим напору води буде таким самим, як і при вимкненні пристрою.
2. Normal, Soft і Pulse режими можна перемикаєти незалежно від того, увімкнений пристрій чи ні.
3. Режими можна змінювати, коли пристрій вимкнено, і ви можете вибрати потрібний режим перед тим, як увімкнути пристрій знову.
4. Незалежно від режиму, після 120 секунд роботи пристрій автоматично вимкнеться.
5. Якщо кнопка живлення або кнопка вибору режиму підсвічується різними кольорами, то відображається залишок заряду акумулятора. Червоне світло показує, що заряд акумулятора становить щонайменше 35%. Синє світло показує, що заряд акумулятора становить щонайменше 85%. Зелене світло вказує на повний заряд акумулятора.


6. Якщо під час використання всі три індикатори блимають, це означає, що заряду акумулятора недостатньо, і його потрібно підзарядити.
7. Повертайте наконечник, щоб відрегулювати напрямок потоку води.



Рекомендовані методи


Тримайте пристрій під нахилом до низу розташуйте наконечник в роті та спрямуйте його на зуби перед тим, як увімкнути пристрій.

Коли потік води і ясна знаходяться під кутом 90 градусів, злегка закрийте рот, щоб уникнути розбризкування води. Спочатку стисніть задні зуби і починайте працювати з різцями. Просувайте струмінь води вздовж ясен, а також робіть невеликі паузи між зубами, доки область навколо ясен і проміжки між зубами не будуть повністю очищені.



Розбирання

Щоб від'єднати резервуар від пристрою візьміть його обома руками, як показано на малюнку – лівою рукою тримайте корпус виробу, а правою – резервуар для води. Потягніть вниз резервуар, щоб вийняти його.



Акумулятор

Догляд за акумулятором

- Перед першим використанням пристрій необхідно повністю зарядити протягом десяти годин;
- Якщо ви не будете користуватися пристроєм тривалий час повністю зарядіть його заздалегідь.
- Для того, щоб максимально продовжити термін служби акумулятора заряджайте його, якщо заряду недостатньо.

Поширені проблеми

Проблема	Причина	Метод вирішення
Витік води між наконечником та гвинтовою частиною	Ущільнювальне кільце на нерухомому гнізді для розпилювача пошкоджено, і наконечник не може бути встановлений належним чином	Зверніться до сервісного центру
Резервуар для води протікає	Ущільнювальне кільце не щільно прилягає	Встановіть заново правильно
Недостатній тиск	Низький заряд батареї	Використовуйте після підзарядки
Пристрій не виводить воду	Фільтрувальна сітка засмічена	Очистіть фільтрувальну сітку
З боків резервуару тече вода	В отвір для входу повітря потрапляє вода	Стандартне явище – принцип високого тиску повітря

Якщо вищезазначені методи не допомогли вирішити ці проблеми, зателефонуйте у сервісний центр, номер зазначено у гарантійному талоні.

Важливе нагадування:

1. Під час першого використання обирайте "Soft режим", щоб уникнути кровоточивості ясен через недостатню адаптацію до використання. Після постійного використання протягом двох тижнів має відбутися покращення. Якщо кровоточивість надмірна або продовжується після двох тижнів, це може свідчити про хронічне запалення ясен, і рекомендується звернутися до спеціаліста за стоматологічним лікуванням.
2. Не рекомендується використовувати продукт дітям, а також людям із зубними імплантатами або відкритими виразками в ротовій порожнині.

Гарантійні умови:

Шановні клієнти!

Будь-ласка, зберігайте цю інструкцію належним чином, щоб скористатись гарантійним талоном. Гарантія надається протягом одного року з дати покупки (або протягом 2-х чи 3-х років за умови придбання розширеної гарантії) в разі поломки за нормальних умов експлуатації.

Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Якщо продукт пошкоджено через неправильне використання або відсутність належного обслуговування.
2. Якщо виріб пошкоджено внаслідок розбирання чи модифікацій.
3. Якщо до пристрою були застосовані та використані деталі, які не належать нашій компанії.
4. Пошкодження, викликані форс-мажорними обставинами.

Згідно з умовами, технічне обслуговування, що надається поза гарантією, підлягає додатковій оплаті.

Частини виробу, замінені протягом гарантійного періоду, залишаються власністю MEDICA+.

Технічні характеристики

Акумулятор - літієва батарея ємністю 1400mAh.

Вага - 0,500 кг.

Водонепроникність - IPX7 вологозахист.

Діапазон тиску - 30-100 PSI. (Фунтів на квадратний дюйм).

Зарядний адаптер - DC5v, 1a.

Найменування - Оральний іригатор

Робочі режими - нормальний, м'який, пульсуючий.

Потужність - 5W.

Розмір водного резервуару - 170 мл.

Розмір упаковки - 12x9x25 см.

Час зарядки - 8 годин


Швидкість обертання двигуна - 1200 - 1800 об/хв

Швидкість потоку - ≥ 220 мл/хв

Шум - нижче 72 децибел

Сертифікат - CE, RoHS, FDA.

PL



medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Instrukcja obsługi

ProWater Clean 7.0

Zawartość

Ostrzeżenia.....	01-03
Opis produktu.....	04
Wyposażenie.....	05
Panel sterowania.....	06-07
Zastosowanie	08-09
Zalecane metody.....	10
Demontaż	11
Akumulator	12
Typowe problemy.....	13-14
Gwarancja.....	15
Dane techniczne	16

Drogi kliencie!

Dziękujemy za wybranie produktów Medica+.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje.

Ostrzeżenia

Podczas korzystania z urządzenia, zwłaszcza w pobliżu dzieci, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych:

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:


1. Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.
2. Nie zanurzać w wodzie ani innych płynach.
3. Nie stosować podczas kąpieli.
4. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscach, w których mogłoby ono spaść lub wpaść do wanny, pryszniczicy lub zlewu.
5. Sprawdź kabel ładowarki pod kątem uszkodzeń przed pierwszym użyciem i przez cały okres użytkowania urządzenia.

Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru, poważnych obrażeń lub uszkodzenia urządzenia:

1. Nie używaj tego urządzenia, jeśli kabel jest uszkodzony, jeśli nie działa prawidłowo lub jeśli zostało upuszczone do cieczy. Należy skontaktować się z centrum serwisowym.
2. Nie należy kierować wody pod język, do ucha, nosa lub innych wrażliwych miejsc. Urządzenie może wytworzyć ciśnienie, które może spowodować poważne obrażenia.
3. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w instrukcji i zgodnie z zaleceniami dentysty.
4. Podczas pierwszego użycia irygatora może wystąpić krwawienie dziąseł, co wynika z różnic indywidualnych.
5. Zbiornik należy napełniać wyłącznie wodą lub innymi roztworami zalecanymi przez dentystę.
6. Nie wolno wrzucać ani wkładać ciał obcych do otworów urządzenia.
7. Ładowarkę i przewód należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni.
8. Nie używaj urządzenia w miejscach, w których stosowany jest tlen lub aerozole.


9. Do zbiornika nie należy dodawać płynów do płukania jamy ustnej zawierających jod, wybielacze lub olejek z drzewa herbacianego.
10. Nie używać podczas noszenia biżuterii w ustach. Przed użyciem należy ją zdjąć.
11. Nie stosować w przypadku otwartych ran na języku lub w jamie ustnej.
12. Wyłącznie do użytku domowego. Nie używać na zewnątrz.
13. Należy poinstruować i nadzorować dzieci i osoby o specjalnych potrzebach w zakresie prawidłowego korzystania z tego urządzenia.
14. Dzieci powinny być nadzorowane i upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

Opis produktu




Wyposażenie

- Irygator - 1 szt.
- Końcówki 0,8 mm - 2 sztuki
(zmień nazwę na zdjęciu - nie rękoności, ale nockpieces)
- Karta gwarancyjna - 1 szt.
- Instrukcje - 1 szt.




Standardowe końcówki
x 2 szt.




Ładowarka x 1 szt.

Panel sterowania




Przygotowanie

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je w pełni naładować, podłączyć do gniazdka elektrycznego i źródła zasilania. Nie używaj urządzenia podczas ładowania.



Założenie i zdjęcie końcówek

Włóż dyszę do wylotu wody, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Otwórz pokrywę zbiornika wody (jak pokazano na rysunku) i napełnij go wodą. Podczas napełniania zbiornika wody urządzenie musi być wyłączone. Aby wymienić lub wyjąć końcówkę, należy najpierw nacisnąć odpowiedni przycisk, a następnie delikatnie ją wyciągnąć.




Otwórz pokrywę zbiornika wody w sposób pokazany na ilustracji i napełnij go wodą. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone podczas napełniania zbiornika wody.



Podczas wymiany lub wyjęcia dyszy należy nacisnąć odpowiedni przycisk przed jej wyciągnięciem.

Zastosowanie


1. Urządzenie posiada funkcję pamięci i po ponownym włączeniu ustawienie ciśnienia wody będzie takie samo, jak po wyłączeniu.
2. Tryby Normal, Soft i Pulse można przełączać niezależnie od tego, czy urządzenie jest włączone, czy wyłączone.
3. Tryby można zmieniać, gdy urządzenie jest wyłączone, a żądany tryb można wybrać przed ponownym włączeniem urządzenia.
4. Niezależnie od trybu, urządzenie wyłączy się automatycznie po 120 sekundach pracy.
5. Jeśli przycisk zasilania lub przycisk trybu świecą się w różnych kolorach, wyświetlana jest pozostała moc akumulatora. Czerwone światło oznacza, że bateria jest naładowana w co najmniej 35%. Niebieskie światło oznacza, że bateria jest naładowana w co najmniej 85%. Zielone światło oznacza, że bateria jest w pełni naładowana.
6. Jeśli podczas użytkowania migają wszystkie trzy kontrolki, oznacza to, że bateria jest rozładowana i wymaga naładowania.
7. Obróć dyszę, aby ustawić kierunek przepływu wody.



Zalecane metody


Trzymaj urządzenie pod kątem w dół, umieść końcówkę w ustach i skieruj ją na zęby przed włączeniem urządzenia.

Gdy strumień wody i dziąsła znajdą się pod kątem 90 stopni, zamknij lekko usta, aby uniknąć rozpryskiwania wody. Najpierw zaciśnij tylne zęby i rozpocznij pracę siekaczami. Przesuwaj strumień wody wzdłuż dziąseł i zatrzymaj się na chwilę między zębami, aż obszar wokół dziąseł i przestrzenie między zębami będą całkowicie czyste.



Demontaż

Aby odłączyć zbiornik od urządzenia, chwyc go obiema rękami w sposób pokazany na ilustracji - lewą ręką przytrzymaj korpus produktu, a prawą zbiornik wody. Pociągnij zbiornik w dół, aby go wyjąć.



Akumulator

Dbanie o akumulator

- Przed pierwszym użyciem urządzenie musi być w pełni naładowane przez dziesięć godzin;
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wcześniej w pełni naładować.
- Aby zmaksymalizować żywotność baterii, należy ładować ją, gdy jest rozładowana.

Typowe problemy

Problem	Powód	Rozwiązanie
Wyciek wody między końcówką a częścią śrubową	Pierścień uszczelniający na gnieździe stałego rozpylacza jest uszkodzony i nie można prawidłowo zamontować rozpylacza.	Kontakt z centrum serwisowym
Zbiornik wody przecieka	Pierścień uszczelniający nie jest ciasno osadzony	Prawidłowa ponowna instalacja
Niewystarczające ciśnienie	Niski poziom naładowania baterii	Używanie po naładowaniu
Urządzenie nie odprowadza wody	Siatka filtra jest zatkana	Wyczyść siatkę filtra
Woda wycieka z boków zbiornika	Woda dostaje się do wlotu powietrza	Standardowe zjawisko - zasada wysokiego ciśnienia powietrza

Jeśli powyższe metody nie pomogą w rozwiązaniu tych problemów, należy skontaktować się z centrum serwisowym, którego numer podany jest na karcie gwarancyjnej.

Ważne przypomnienie:

1. Po raz pierwszy należy wybrać tryb "miękki", aby uniknąć krwawienia dziąseł spowodowanego niewystarczającą adaptacją do użytkowania. Po nieprzerwanym używaniu przez dwa tygodnie powinna być widoczna poprawa. Jeśli krwawienie jest nadmierne lub utrzymuje się po dwóch tygodniach, może to wskazywać na przewlekłą chorobę dziąseł i zaleca się leczenie stomatologiczne.
2. Produkt nie jest zalecany dla dzieci, osób z implantami dentystycznymi lub otwartymi ranami w jamie ustnej.

Warunki gwarancji:

Droży klienci!

Prosimy o prawidłowe przechowywanie niniejszej instrukcji w celu korzystania z karty gwarancyjnej. Gwarancja jest udzielana na okres jednego roku od daty zakupu (lub na okres 2 lub 3 lat w przypadku wykupienia rozszerzonej gwarancji) w przypadku awarii w normalnych warunkach pracy.

Gwarancja nie obejmuje takich przypadków:

1. Jeśli produkt zostanie uszkodzony z powodu niewłaściwego użytkowania lub braku odpowiedniej konserwacji.
 2. Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku demontażu lub modyfikacji.
 3. Jeśli w urządzeniu zastosowano części inne niż dostarczone przez naszą firmę.
 4. Szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
- Zgodnie z warunkami, konserwacja świadczona poza gwarancją podlega dodatkowej opłacie.

Części produktu wymienione w okresie gwarancyjnym pozostają własnością MEDICA+.

Dane techniczne

Akumulator - bateria litowa o pojemności 1400 mAh.

Waga - 0,500 kg.

Wodoodporność - ochrona przed wilgocią IPX7.

Zakres ciśnienia - 30-100 PSI (funtów na cal kwadratowy).

Adapter do ładowania - DC5v, 1a.

Nazwa - irygator do jamy ustnej

Tryby pracy - normalny, miękki, pulsacyjny.

Moc - 5 W.

Zbiornik na wodę - 170 ml.

Rozmiar opakowania - 12x9x25 cm.

Czas ładowania - 8 godzin

Prędkość obrotowa silnika - 1200-1800 obr.

Natężenie przepływu ≥ 220 ml/min

Hałas - poniżej 72 decybeli

Certyfikat - CE, RoHS, FDA.