ENG / UA / PL / DE

Lifting massager

Skin Lifting 7.0

medica+
JAPAN TECHNOLOGY



ENG

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Instruction manual lifting massager

Skin Lifting 7.0

Contents

Introduction 01-04

Names of Parts 05

Technical Specifications 06

Recommendations for use 07-08

Device Usage 09-14

Safety Instructions 15-16

Contraindications 16

Ring Usage and Device Cleaning 17

Warranty Obligations 18

Dear Customer!
Thank you for choosing Medica+ products.
Please read this manual carefully before using the device.

Introduction

This massager is specially designed by Medica+ for both home and professional use. It is intended for facial and neck massage. The device stimulates collagen and elastin production, provides lymphatic drainage and lifting effects, brightens pigmentation spots, regulates sebum production, minimizes pores, and improves skin tone and overall condition.

All stages of product development were carried out under the guidance of dermatology experts and engineers implementing advanced micro-vibration technologies. Thanks to its intelligent design and comprehensive approach, the Skin Lifting 7.0 microcurrent RF-Lifting facial massager provides highly effective skincare.

Principle of Acoustic Vibrations

The Microcurrent RF-Lifting Massager generates up to 8,000 high-frequency vibrations per minute. This intense action helps deeply cleanse pores, removing impurities even from the deepest skin layers. As a result, the skin becomes smooth, fresh, and radiant, achieving a healthy appearance and natural glow.

Principle of Heat and Cold Alternation

Repeated exposure to heat at 42°C stimulates collagen production, promoting skin cell regeneration, increasing elasticity, and helping to prevent wrinkles. The heat mode also aids in opening and cleansing pores.

Cooling down to 6°C instantly tightens pores, prevents moisture loss, and locks in nutrients within the skin. The alternation of warm and cold treatments enhances microcirculation in the deeper skin layers and accelerates cellular metabolism.
This skincare approach visibly reduces dark circles under the eyes and fine wrinkles around them.

The skin gains a natural glow and looks fresh even without makeup. Combined with micro-vibrations, the treatment enhances skin firmness and effectively relieves fatigue.

Principle of EMS (Electrical Muscle Stimulation)


The EMS technology activates skin cells, stimulates collagen production, enhances elasticity, smooths wrinkles, and gives the skin a healthy, well-groomed appearance.

Microcurrents relieve facial muscle tension, reducing the number and depth of wrinkles while improving overall skin condition. At the same time, they stimulate the muscles that support the facial contour, providing a noticeable lifting effect in the treated area. Additionally, microcurrents boost elastin and collagen production, enhance lymphatic drainage and blood circulation, and accelerate cellular metabolism. This process improves nutrient exchange and speeds up skin regeneration, resulting in a healthier, more youthful appearance.

Principle of LED Photon Therapy

- Blue light (470-480 nm) - penetrates to a depth of 0.25 mm, destroying harmful bacteria and preventing their re-growth. It has a strong anti-inflammatory and antibacterial effect. It helps to eliminate skin dullness and is effective in treating acne and post-acne.
- Red light (620-630 nm) - deeply penetrates the skin thanks to 18 LEDs, stimulating cellular metabolism, activating collagen production, improving blood circulation, and enhancing the effectiveness of cosmetic treatments. It tightens pores, regulates sebum production, increases skin elasticity, and is used in the treatment of acne.

Names of Parts



1. Hot and cold panel
2. LCD display
3. Charging port
4. USB charging cable
5. Mode switch
6. LED therapy activation button
7. Power level adjustment
8. Sponge attachment ring

Technical Specifications

Model: Skin Lifting 7.0
Power Supply: 5 V DC
Operating Temperature Range: 6–42 °C (±5 °C)
Vibration Frequency: 8,000 rpm (±10 %)
Charging Time: 2.5 hours
Charging current: 500 mA
Power: up to 8.5 W
Battery capacity: 1,000 mAh
Battery life: 40–60 minutes
Standby time: up to 45 days
EMS output voltage levels: 44 V, 58 V, 70 V
Electrical pulse type: pulsed
EMS frequency: 250 Hz
EMS duty cycle: 2 seconds on / 1 second off
Red LED wavelength: 631 ± 10 nm
Blue LED wavelength: 462 ± 10 nm
Net weight: 145 g
Device dimensions: 175 × 55 × 67 mm
Package dimensions: 215 × 150 × 80 mm

Recommendations for use

Introductory Course

We recommend starting with a 2-week course, performing the procedures every other day and using all of the device's modes. The duration of each mode is automatically timed on the device. A full session lasts approximately 20 minutes. After completing the course, take a 2-week break.

Continued Use

After the break, you can choose the modes you liked best and use only those. You can combine modes depending on your skin's needs.

Example of a Skincare Routine After Completing the Course

- Morning: Cool mode—to reduce puffiness and tone the skin; EMS mode—to stimulate facial muscles.
- In the evening: Mode 1—to cleanse the skin of impurities accumulated throughout the day; Mode 4 or 5—to moisturize and maintain skin elasticity.

- 2–3 times a week: a comprehensive treatment using Modes 3, 4, and 5.
- On days off or if your skin is particularly sensitive: use only mode 1 or 4 for gentle care.

If you choose a specific mode, you don't have to strictly follow the full session timer. If needed, you can repeat the treatment, following the recommendations for the selected mode and taking your skin's comfort into account.

Device Usage


Before first use, fully charge the device. Charging time is approximately 2.5 hours. To turn on, press and hold the power button (5) for 3 seconds. The device will automatically start in the "Clean" mode at the first power level, using vibration and heating. The temperature can be adjusted according to the skin's needs by pressing the button (7). To change the LED light color, press the button (6). The "Clean" mode is equipped with an intelligent timer that automatically ends the procedure after 5 minutes.

Cool Mode

Press the power button (5) again to activate the "Cool" mode. In this mode, the device uses vibration and cools the skin. The temperature can be adjusted using button (7). The intelligent timer automatically turns off the device after 2 minutes. After the procedure, the fan will continue to run for an additional 2 minutes to complete the cooling process.

EMS Lifting Mode (Electromyostimulation)

Press the power button (5) to activate the "EMS Lifting" mode. The device generates EMS microcurrents and vibration. The intensity of the microcurrents can be adjusted using button (7). The mode is equipped with an intelligent timer for 5 minutes.




Moisturizing Mode

Press the power button (5) to activate the "Moisturizing" mode. The device operates with vibration, heating, and EMS microcurrents. The intensity can be adjusted using button (7). The session duration is 5 minutes (intelligent timer).

Collagen Synthesis Mode


Press the power button (5) to activate the "Collagen Synthesis" mode. In this mode, the device vibrates, cools the skin, and generates EMS microcurrents. The intensity can be adjusted using button (7). The duration is 2 minutes (intelligent timer).

Instructions for Modes:




1st Mode "Clean" - Cleansing Mode

Used for additional skin cleansing. Moisten a cotton pad with toner. Secure the pad under the fixation ring. Perform the cleansing procedure, moving along the massage lines.




2nd Mode "Cool" - Cooling Mode

Cools the skin down to 6°C. Used for reducing puffiness, closing pores, preserving skin hydration, and toning the skin. It is used with Medica+ conductive gel, which is specially designed for this device to ensure maximum effectiveness.




3rd Mode "EMS Lifting" - Electromyostimulation Mode

Performed with Medica+ conductive gel. This mode provides a pronounced lifting effect in the treated area, reduces signs of ptosis, improves lymphatic drainage and blood circulation, stimulates muscles, and smooths wrinkles.




4th Mode "Moisturizing" - Moisturizing Mode

Heats the dermis to 42°C. Promotes deeper and more effective penetration of active ingredients from skincare products. Use after applying serum, fluid, or active ingredients suitable for your skin type.



5th Mode "Collagen Synthesis" - Collagen Synthesis Mode

Cools the skin down to 6°C. Helps to close pores, stimulates the production of collagen and elastin, and provides a rejuvenating effect.



Safety Instructions

- Please read this instruction before use. Follow the operating rules for safe use.
- Do not disassemble or modify the device yourself. In case of malfunction, contact the service center.
- Use the device only for its intended purpose according to the instruction.
- Avoid storing and using the device in high-temperature or high-humidity conditions (under direct sunlight, near an open flame, or in the bathroom).
- Do not use the device in wet conditions to prevent short circuits or electric shock.
- Keep the device out of reach of children and persons with limited capabilities. Children under 18 years old may use it only under adult supervision.
- After using the cooling mode, allow the device to cool down for at least 10 minutes before using it again.

Warning:

- If the device overheats, immediately stop using it to avoid burns.
- Do not subject the device to impacts or throw it to prevent damage.
- Use recommended cosmetic products (serums, gels) for better results.
- Do not use the device if the power cord is damaged.

Contraindications

- Pregnancy
- Cardiovascular disorders
- Arrhythmia
- Presence of a pacemaker, artificial heart, or lungs
- Presence of cancerous diseases
- Pathologies of internal organs
- Fever
- Acute phase of illness
- Increased sensitivity to skin diseases
- Sunburn
- Recently performed chemical peel, botox injections

Ring Usage and Device Cleaning

Using the circle

The device is equipped with a special circle to hold the cotton pad in place when using the first mode. After completing the first step, remove the circle and continue the procedure without it to prevent skincare products from getting under the circle.

Cleaning the Device

- Wipe the working plate with a cotton pad moistened with chlorhexidine or a damp antiseptic wipe.
- Do not wet the device's body or submerge it in water.
- The ring can be rinsed under running water. It must be thoroughly dried before reuse.

Warranty Obligations

Dear Customers!
Please keep this instruction carefully to use the warranty card. The warranty is provided for one year from the date of purchase (or for 2 or 3 years with the purchase of an extended warranty) in case of malfunction under normal operating conditions.

The warranty does not cover the following cases:

1. If the product is damaged due to improper use or lack of proper maintenance.
2. If the product is damaged as a result of disassembly or modifications.
3. If non-company parts were applied and used with the device.
4. Damage caused by force majeure circumstances.

According to the terms, technical services outside the warranty period are subject to additional charges.

Parts of the product replaced during the warranty period remain the property of MEDICA+.

UA

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Посібник користувача ліфтинг масажер

Skin Lifting 7.0

Зміст

Вступ 01-04

Назви частин 05

Технічні характеристики 06

Рекомендації з використання 07-08

Використання пристрою 09-14

Інструкція з безпеки 15-16

Протипоказання 16

Використання кільця
та очищення пристрою 17

Гарантійні умови 18

Шановний клієнте!
Дякуємо, що обираєте продукцію Medica+.
Просимо уважно прочитати дану інструкцію перед використанням пристрою.

Вступ

Даний масажер спеціально розроблений компанією Medica+ для домашнього та професійного використання. Він призначений для масажу обличчя та шиї. Пристрій стимулює вироблення колагену та еластину, має лімфодренажну та ліфтингову дію, освітлює пігментні плями, регулює вироблення себуму, зменшує пори, покращує колір і загальний стан шкіри.

Усі етапи розробки продукту виконані під керівництвом експертів у сфері дерматології та інженерів, які впроваджують сучасні технології мікровібрації. Завдяки інтелектуальному дизайну та комплексному підходу, мікрострумовий RF-Lifting масажер для обличчя Skin Lifting 7.0 забезпечує максимально ефективний догляд за шкірою.

Принцип дії акустичних коливань

Мікрострумовий RF Lifting масажер здійснює до 8000 високочастотних коливань за хвилину. Такий інтенсивний вплив допомагає глибоко очищати пори, видаляючи забруднення навіть із найглибших шарів шкіри. У результаті шкіра стає гладенькою, свіжою та сяючою, набуває здорового вигляду й природного блиску.

Принцип чергування тепла і холоду

Багаторазовий вплив тепла при температурі 42°C стимулює вироблення колагену. Цей сприяє відновленню клітин шкіри, підвищенню її еластичності та допомагає запобігти утворенню зморшок. Тепловий режим також сприяє відкриттю й очищенню пор.

Охолодження до 6°C, навпаки, миттєво звужує пори, блокує втрату вологи та утримує поживні речовини в шкірі. Чергування теплих і холодних впливів покращує мікроциркуляцію в глибоких шарах шкіри та прискорює клітинний метаболізм. Завдяки такому догляду помітно зменшуються темні кола під очима та дрібні зморшки навколо них.

Шкіра набуває природного сяйва й виглядає свіжою навіть без макіяжу. У поєднанні з мікроколиваннями процедура підвищує пружність шкіри та ефективно знімає втому.

Принцип дії EMS (Електрична стимуляція м'язів)


Технологія EMS активує клітини шкіри, стимулює вироблення колагену, підвищує еластичність, розгладжує зморшки та надає шкірі здорового, доглянутого вигляду.

Мікроструми знімають спазм мімічних м'язів, зменшуючи кількість і глибину зморшок, а також покращують загальний стан шкіри. Водночас вони стимулюють м'язи, що підтримують овал обличчя, забезпечуючи виражений ліфтинг-ефект у зоні впливу. Крім того, мікроструми активізують вироблення еластину й колагену, покращують лімфодренаж і кровообіг, прискорюючи метаболічні процеси в клітинах. Завдяки цьому посилюється обмін речовин і пришвидшується регенерація шкіри.

Принцип дії світлодіодних фотонів (LED - терапія)

- Блакитне світло (470-480 нм) – проникає на глибину 0,25 мм, знищуючи шкідливі бактерії та запобігаючи їх повторному розмноженню. Має виражену протизапальну та антибактеріальну дію. Допомагає усунути тьмяність шкіри, ефективно застосовується в терапії акне та постакне.
- Червоне світло (620-630 нм) – завдяки 18 світлодіодам глибоко проникає у шкіру, стимулює клітинний метаболізм, активує вироблення колагену, покращує кровообіг і підвищує ефективність косметичних процедур. Звужує пори, регулює вироблення себуму, підвищує еластичність шкіри та використовується при лікуванні вугрової хвороби.

Назва частин



1. Гаряча і холодна панель
2. LCD дисплей
3. Гніздо зарядки
4 USB-кабель для зарядки
5. Перемикач режимів
6. Кнопка ввімкнення світлодіодної терапії
7. Регуляція рівнів потужності
8. Кільце для фіксації спонжа

Технічні характеристики

Модель: Skin Lifting 7.0
Живлення: 5 В постійного струму
Діапазон робочих температур: 6–42 °C (±5 °C)
Частота вібрацій: 8000 об/хв (±10 %)
Час заряджання: 2,5 години
Струм заряджання: 500 мА
Потужність: до 8,5 Вт
Ємність акумулятора: 1000 мА·год
Час автономної роботи: 40–60 хвилин
Час роботи в режимі очікування: до 45 днів
Рівні вихідної напруги EMS: 44 В, 58 В, 70 В
Тип електричних імпульсів: імпульсний
Частота EMS: 250 Гц
Цикл роботи EMS: 2 секунди роботи /
1 секунда паузи
Довжина хвилі червоного LED-світла:
631 ± 10 нм
Довжина хвилі синього LED-світла: 462 ± 10 нм
Маса нетто: 145 г
Розміри пристрою: 175 × 55 × 67 мм
Розміри упаковки: 215 × 150 × 80 мм

Рекомендації з використання

Початковий курс

Рекомендуємо розпочати з курсу тривалістю 2 тижні, виконуючи процедури через день і використовуючи всі режими пристрою. Час кожного режиму автоматично відраховується на пристрої. Повний сеанс триває приблизно 20 хвилин. Після завершення курсу зробіть перерву на 2 тижні.

Подальше використання

Після перерви можна обрати режими, які найбільше вам сподобалися, та використовувати лише їх. Режими можна комбінувати між собою залежно від потреб шкіри.

Приклад схеми догляду після проходження курсу

- Вранці: режим Cool — для зменшення набряклості та тонізації шкіри; режим EMS — для стимуляції м'язів обличчя.

- Увечері: режим 1 — для очищення шкіри від забруднень, накопичених протягом дня; режим 4 або 5 — для зволоження та підтримання пружності шкіри.

- 2–3 рази на тиждень: комплексна процедура з використанням режимів 3, 4 та 5.

- У дні відпочинку або за підвищеної чутливості шкіри: використовуйте лише режим 1 або 4 для делікатного догляду.

Якщо обираєте один конкретний режим, можна не орієнтуватися суворо на повний таймер сеансу. За потреби процедуру можна повторити, дотримуючись рекомендацій для обраного режиму та враховуючи комфорт шкіри.

Використання пристрою


Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій. Час заряджання становить приблизно 2,5 години. Для ввімкнення натисніть і утримуйте кнопку живлення (5) протягом 3 секунд. Пристрій автоматично розпочне роботу в режимі «Clean» на першому рівні потужності, використовуючи вібрацію та нагрівання. Температуру можна регулювати відповідно до потреб шкіри, натискаючи кнопку (7). Для зміни кольору світлодіодного світла натисніть кнопку (6). Режим «Clean» оснащений інтелектуальним таймером, який автоматично завершує процедуру через 5 хвилин.

Режим охолодження «Cool»

Натисніть кнопку живлення (5) ще раз, щоб увімкнути режим «Cool». У цьому режимі пристрій використовує вібрацію та охолоджує шкіру. Температуру можна регулювати за допомогою кнопки (7). Інтелектуальний таймер автоматично вимикає пристрій через 2 хвилини. Після завершення роботи вентилятор продовжить працювати ще 2 хвилини для завершення процесу охолодження.

Режим «EMS Lifting» (Електроміостимуляція)

Натисніть кнопку живлення (5), щоб активувати режим «EMS Lifting». Пристрій генерує мікроструми EMS та вібрацію. Інтенсивність мікрострумів можна налаштувати за допомогою кнопки (7). Режим оснащений інтелектуальним таймером на 5 хвилин.




Режим зволоження «Moisturizing»

Натисніть кнопку живлення (5), щоб увімкнути режим «Moisturizing». Пристрій працює з вібрацією, нагріванням та мікрострумами EMS. Інтенсивність можна відрегулювати за допомогою кнопки (7). Тривалість сеансу – 5 хвилин (інтелектуальний таймер).


Режим синтезу колагену «Collagen Synthesis»

Натисніть кнопку живлення (5), щоб увімкнути режим «Collagen Synthesis». У цьому режимі пристрій вібрує, охолоджує шкіру та генерує мікроструми EMS. Інтенсивність можна налаштувати за допомогою кнопки (7). Тривалість роботи – 2 хвилини (інтелектуальний таймер).


Інструкція щодо режимів:




1-ий режим "Clean" -режим очищення.
Використовуємо для додаткового очищення шкіри. Змочіть ватний диск моніком. Закріпіть диск під фіксувальне кільце. Проведіть процедуру очищення, рухаючись по масажних лініях.




2-ий режим "Cool" —холодний режим.
Охолодження до 6 ℃.
Використовується для зняття набряків, закриття пор, збереження зволоження шкіри, тонізування шкіри. Використовується зі струмопровідним гелем Medica+, який створений спеціально під даний вид апарату забезпечуючи максимальну ефективність процедури.




3-ій режим "EMS Lifting" — режим електроміостимуляції.
Проводиться по струмопровідному гелю Medica+. На цьому режимі забезпечується вираженій ліфтинг ефект у зоні впливу, зменшуються прояви птозу, покращується лімфодренаж і кровообіг, стимулюються м'язи та розгладжуються зморшки.



4-ий режим "Moisturizing" — режим зволоження.
Прогрів дерми до 42 °C. Сприяє більш якісному та глибокому проникненню поживних речовин з доглядових засобів. Використовувати по сироватці/ флюїду/ активу за типом шкіри.



5-ий режим "Col Synthesis" — режим синтезу колагену.
Охолодження до 6 °C. Закриття пор, стимуляція вироблення власного колагену та еластину, омолоджуючий ефект.



Інструкція з безпеки

- Ознайомтеся з даною інструкцією перед використанням. Дотримуйтесь правил експлуатації для безпечного користування.
- Не розбирайте та не модифікуйте пристрій самостійно. У разі несправності звертайтеся до сервісного центру.
- Використовуйте пристрій лише за призначенням відповідно до інструкції.
- Уникайте зберігання та використання в умовах високої температури чи вологості (під прямими сонячними променями, біля відкритого вогню, у ванній кімнаті).
- Не використовуйте пристрій у вологих умовах, щоб запобігти короткому замиканню чи ураженню струмом.
- Бережіть пристрій від дітей та осіб із обмеженими можливостями. Дітям до 18 років дозволено користування лише під наглядом дорослих.
- Після використання в режимі охолодження дайте пристрою охолонути щонайменше 10 хвилин перед повторним використанням.

Попередження

- Якщо пристрій перегрівається, негайно припиніть використання, щоб уникнути опіків.
- Не піддавайте пристрій ударам, не кидайте його, щоб запобігти пошкодженню.
- Використовуйте рекомендовані косметичні засоби (сироватки, гелі) для кращого ефекту.
- Не використовуйте пристрій, якщо шнур живлення пошкоджений.

Протипоказання до процедури

- Період вагітності;
- Порушення серцево-судинної системи;
- Аритмія;
- Наявність електрокардіостимулятора, штучного серця чи легень;
- Наявність онкологічних захворювань;
- Патології внутрішніх органів;
- Лихоманка;
- Гостра фаза захворювання;
- Підвищена чутливість до шкірних захворювань;
- Сонячні опіки;
- Нещодавно виконаний хімічний пілінг, введення ін'єкцій ботоксу.

Використання кільця та очищення пристрою

Використання кільця

Пристрій оснащений спеціальним кільцем для фіксації ватного диска під час використання першого режиму. Після завершення першого етапу зніміть кільце та продовжуйте процедуру без нього, щоб запобігти потраплянню доглядових засобів під кільце.

Очищення пристрою

- Робочу пластину протирайте ватним диском, змоченим у хлоргексидині, або вологою антисептичною серветкою.
- Корпус пристрою не можна мочити або занурювати у воду.
- Кільце можна промивати під проточною водою. Перед повторним використанням його необхідно ретельно висушити.

Гарантійні умови

Шановні клієнти!
Будь-ласка, зберігайте цю інструкцію належним чином, щоб скористатись гарантійним талоном. Гарантія надається протягом одного року з дати покупки (або протягом 2-х чи 3-х років за умови придбання розширеної гарантії) в разі поломки за нормальних умов експлуатації.

Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Якщо продукт пошкоджено через неправильне використання або відсутність належного обслуговування.
2. Якщо виріб пошкоджено внаслідок розбирання чи модифікацій.
3. Якщо до пристрою були застосовані та використані деталі, які не належать нашій компанії.
4. Пошкодження, викликані форс-мажорними обставинами.

Згідно з умовами, технічне обслуговування, що надається поза гарантією, підлягає додатковій оплаті.

Частини виробу, замінені протягом гарантійного періоду, залишаються власністю MEDICA+.

PL

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Instrukcja obsługi masażera liftingującego

Skin Lifting 7.0

Zawartość

Wprowadzenie 01-04

Nazwy części 05

Dane techniczne 06

Zalecenia dotyczące użytkowania 07-08

Korzystanie z urządzenia 09-14

Instrukcje bezpieczeństwa 15-16

Przeciwwskazania 16

Użytkowanie pierścienia i
czyszczenie urządzenia 17

Zobowiązania gwarancyjne 18

Drogi kliencie!
Dziękujemy za wybranie produktów Medica+.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje.

Wprowadzenie

Ten masażer został specjalnie zaprojektowany przez Medica+ do użytku domowego i profesjonalnego. Przeznaczony jest do masażu twarzy i szyi. Urządzenie stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, ma działanie drenażowe i liftingujące, rozjaśnia plamy starcze, reguluje wydzielanie sebum, zmniejsza pory, poprawia koloryt i ogólną kondycję skóry.

Wszystkie etapy rozwoju produktu zostały przeprowadzone pod okiem ekspertów w dziedzinie dermatologii i inżynierów, którzy wdrażają nowoczesną technologię mikrowibracji. Dzięki inteligentnej konstrukcji i kompleksowemu podejściu, Mikroprądowy RF Lifting masażer do twarzy Skin Lifting 7.0 zapewnia najskuteczniejszą możliwą pielęgnację skóry.

Jak działają wibracje akustyczne

Mikroprądowy RF Lifting masażer dostarcza do 8000 wibracji o wysokiej częstotliwości na minutę. Ten intensywny efekt pomaga głęboko oczyścić pory, usuwając zanieczyszczenia nawet z najgłębszych warstw skóry. Rezultatem jest gładsza, świeższa i bardziej promienna skóra o zdrowym wyglądzie i naturalnym blasku.

Zasada naprzemiennego ciepła i zimna

Wielokrotny wpływ ciepła o temperaturze 42°C stymuluje produkcję kolagenu. Pomaga zregenerować komórki skóry, zwiększyć jej elastyczność i zapobiec powstawaniu zmarszczek. Ciepło pomaga również otworzyć i oczyścić pory.

Z kolei schłodzenie do 6°C natychmiast zwęża pory, blokuje utratę wilgoci i zatrzymuje składniki odżywcze w skórze. Naprzemienne działanie ciepła i zimna poprawia mikrokrążenie w głębszych warstwach skóry i przyspiesza metabolizm komórkowy.

Zabieg w widoczny sposób redukuje cienie i drobne zmarszczki wokół oczu. Skóra zyskuje naturalny blask i wygląda świeżo nawet bez makijażu. W połączeniu z mikrowibracjami zabieg poprawia elastyczność skóry i skutecznie łagodzi zmęczenie.

Jak działa EMS (elektryczna stymulacja mięśni)?


Technologia EMS aktywuje komórki skóry, stymuluje produkcję kolagenu, poprawia elastyczność, wygładza zmarszczki i nadaje skórze zdrowy, zadbany wygląd.

Mikroprądy łagodzą skurcze mięśni twarzy, zmniejszając liczbę i głębokość zmarszczek oraz poprawiając ogólną kondycję skóry. Jednocześnie stymulują mięśnie podtrzymujące owal twarzy, zapewniając wyraźny efekt liftingu w obszarze zabiegowym. Ponadto mikroprądy aktywują produkcję elastyny i kolagenu, poprawiają drenaż limfatyczny i krążenie krwi, przyspieszając procesy metaboliczne w komórkach. Zwiększa to metabolizm i przyspiesza regenerację skóry.

Zasada działania fotonów LED (terapia LED)

- Niebieskie światło (470-480 nm) - wnika na głębokość 0,25 mm, niszcząc szkodliwe bakterie i zapobiegając ich ponownemu rozwojowi. Ma wyraźne działanie przeciwzapalne i antybakteryjne. Pomaga wyeliminować matowość skóry, jest skutecznie stosowany w leczeniu trądziku i po trądziku.
- Światło czerwone (620-630 nm) - dzięki 18 diodom LED wnika głęboko w skórę, stymuluje metabolizm komórkowy, aktywuje produkcję kolagenu, poprawia krążenie krwi i zwiększa skuteczność zabiegów kosmetycznych. Zwęża pory, reguluje wydzielanie sebum, poprawia elastyczność skóry i jest stosowane w leczeniu trądziku.

Nazwa części



1. Gorący i zimny panel
2. Wyświetlacz LCD
3. Gniazdo ładowania
4. Kabel USB do ładowania
5. Przełącznik trybu
6. Przycisk do włączania terapii LED
7. Kontrola poziomu mocy
8. Pierścień do mocowania gąbki

Dane techniczne

Model: Skin Lifting 7.0
Zasilanie: 5 V prądu stałego
Zakres temperatur pracy: 6–42 °C (±5 °C)
Częstotliwość wibracji: 8000 obr./min (±10 %)
Czas ładowania: 2,5 godziny
Prąd ładowania: 500 mA
Moc: do 8,5 W
Pojemność akumulatora: 1000 mAh
Czas pracy na akumulatorze: 40–60 minut
Czas pracy w trybie czuwania: do 45 dni
Poziomy napięcia wyjściowego EMS: 44 V, 58 V, 70 V
Typ impulsów elektrycznych: impulsowy
Częstotliwość EMS: 250 Hz
Cykl pracy EMS: 2 sekundy pracy / 1 sekunda przerwy
Długość fali czerwonego światła LED: 631 ± 10 nm
Długość fali niebieskiego światła LED: 462 ± 10 nm
Masa netto: 145 g
Wymiary urządzenia: 175 × 55 × 67 mm
Wymiary opakowania: 215 × 150 × 80 mm

Zalecenia dotyczące użytkowania

Kurs początkowy

Zalecamy rozpoczęcie od kursu trwającego 2 tygodnie, wykonując zabiegi co drugi dzień i korzystając ze wszystkich trybów urządzenia. Czas trwania każdego trybu jest automatycznie odliczany na urządzeniu. Pełna sesja trwa około 20 minut.
Po zakończeniu kursu należy zrobić 2-tygodniową przerwę.

Dalsze stosowanie

Po przerwie można wybrać tryby, które najbardziej Ci się spodobały, i korzystać wyłącznie z nich. Tryby można łączyć ze sobą w zależności od potrzeb skóry.

Przykładowy schemat pielęgnacji po zakończeniu kuracji

-Rano: tryb Cool — w celu zmniejszenia obrzęków i ujędrnienia skóry; tryb EMS — w celu stymulacji mięśni twarzy.

- Wieczorem: tryb 1 — do oczyszczania skóry z zanieczyszczeń nagromadzonych w ciągu dnia; tryb 4 lub 5 — do nawilżania i utrzymania jędrności skóry.

- 2–3 razy w tygodniu: kompleksowy zabieg z wykorzystaniem trybów 3, 4 i 5.

- W dni odpoczynku lub w przypadku zwiększonej wrażliwości skóry: należy stosować wyłącznie tryb 1 lub 4 w celu delikatnej pielęgnacji.

Jeśli wybierasz jeden konkretny tryb, nie musisz ściśle trzymać się pełnego czasu trwania sesji. W razie potrzeby zabieg można powtórzyć, przestrzegając zaleceń dotyczących wybranego trybu i uwzględniając komfort skóry.

Korzystanie z urządzenia


Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie. Czas ładowania wynosi około 2,5 godziny. Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (5) przez 3 sekundy. Urządzenie automatycznie uruchomi się w trybie «Clean» na pierwszym poziomie mocy, wykorzystując wibracje i ciepło. Temperaturę można dostosować do skóry, naciskając przycisk (7). Aby zmienić kolor podświetlenia LED, naciśnij przycisk (6). Tryb «Clean» jest wyposażony w inteligentny timer, który automatycznie kończy zabieg po 5 minutach.

Tryb chłodzenia "Cool"

Naciśnij ponownie przycisk zasilania (5), aby włączyć tryb «Cool». W tym trybie urządzenie wykorzystuje wibracje do chłodzenia skóry. Temperaturę można regulować za pomocą przycisku (7). Inteligentny zegar automatycznie wyłącza urządzenie po 2 minutach. Po zamknięciu strony wentylator będzie działał przez kolejne 2 minuty, aby dokończyć proces chłodzenia.

Tryb «EMS Lifting» (elektromiostymulacja)

Naciśnij przycisk zasilania (5), aby aktywować tryb «EMS Lifting». Urządzenie generuje mikroprądy EMS i wibracje. Intensywność mikroprądów można regulować za pomocą przycisku (7). Tryb jest wyposażony w inteligentny timer na 5 minut.




Tryb nawilżania «Moisturizing»

Naciśnij przycisk zasilania (5), aby włączyć tryb «Moisturizing». Urządzenie działa w oparciu o wibracje, ciepło i mikroprądy EMS. Intensywność można regulować za pomocą przycisku (7). Czas trwania sesji wynosi 5 minut (inteligentny zegar).


Tryb syntezy kolagenu «Collagen Synthesis»

Naciśnij przycisk zasilania (5), aby włączyć tryb «Collagen Synthesis». W tym trybie urządzenie wibruje, chłodzi skórę i generuje mikroprądy EMS. Intensywność można regulować za pomocą przycisku (7). Czas działania wynosi 2 minuty (inteligentny zegar).


Instrukcje dotyczące trybów



1. Tryb "Clean" - tryb czyszczenia.
Stosować w celu dodatkowego oczyszczenia skóry. Zwilżyć płatek kosmetyczny tonerem. Zamocować krążek pod pierścieniem mocującym. Wykonaj procedurę oczyszczania, poruszając się wzdłuż linii masażu.




2. Tryb "Cool" - tryb zimny.
Chłodzenie do 6 ℃. Służy do łagodzenia obrzęków, zamykania porów, utrzymywania nawilżenia skóry i tonizowania skóry. Jest stosowany z żelem przewodzącym Medica+ , który został specjalnie zaprojektowany dla tego typu urządzenia, aby zapewnić maksymalną skuteczność zabiegu.




3. Tryb "EMS Lifting" - tryb elektromiostymulacji.

Jest wykonywany na przewodzącym żelu Medica+. Tryb ten zapewnia wyraźny efekt liftingu w obszarze zabiegowym, zmniejsza widoczność opadania powiek, poprawia drenaż limfatyczny i krążenie krwi, stymuluje mięśnie i wygładza zmarszczki.




4. Tryb "Moisturizing" - tryb nawilżania.

Rozgrzewa skórę do 42 ℃. Promuje lepszą i głębszą penetrację składników odżywczych z produktów pielęgnacyjnych. Stosować po serum/płynie/działaniu w zależności od rodzaju skóry.



5. Tryb "Col Synthesis" - tryb syntezy kolagenu.

Chłodzenie do 6 ℃. Zamyka pory, stymuluje produkcję własnego kolagenu i elastyny, działa odmładzająco



Instrukcje bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy przeczytać niniejszą instrukcję. Należy przestrzegać instrukcji obsługi w celu bezpiecznego użytkowania.
- Nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować urządzenia. W przypadku awarii należy skontaktować się z centrum serwisowym.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami.
- Unikać przechowywania i stosowania w warunkach wysokiej temperatury lub wilgotności (w bezpośrednim świetle słonecznym, w pobliżu otwartego ognia, w łazience).
- Nie używaj urządzenia w mokrych warunkach, aby uniknąć zwarcia lub porażenia prądem.
- Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych. Dzieci poniżej 18 roku życia powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Po użyciu trybu chłodzenia, przed ponownym użyciem należy odczekać co najmniej 10 minut, aż urządzenie ostygnie.

Ostrzeżenie

- W przypadku przegrzania urządzenia należy natychmiast zaprzestać jego używania, aby uniknąć poparzeń.
- Nie narażaj urządzenia na wstrząsy ani nie upuszczaj go, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
- Aby uzyskać najlepszy efekt, należy stosować zalecane produkty kosmetyczne (serum, żele).
- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel jest uszkodzony.

Przeciwwskazania do zabiegu

- Okres ciąży;
- Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego;
- Arytmia;
- Obecność rozrusznika serca, sztucznego serca lub płuc;
- Obecność nowotworu;
- Patologie narządów wewnętrznych;
- Gorączka;
- Ostra faza choroby;
- Nadwrażliwość na choroby skóry;
- Oparzenia słoneczne;
- Niedawny peeling chemiczny i zastrzyki z botoksu.

Użytkowanie pierścienia i czyszczenie urządzenia

Korzystanie z kółka

Urządzenie jest wyposażone w specjalne kółko, które utrzymuje wacik na miejscu podczas korzystania z pierwszego trybu. Po zakończeniu pierwszego etapu należy zdjąć kółko i kontynuować zabieg bez niego, aby zapobiec przedostawaniu się produktów do pielęgnacji

Czyszczenie urządzenia

- Płytkę roboczą należy przetrzeć wacikiem nasączonym chlorheksydyną lub wilgotną chusteczką antyseptyczną.
- Nie należy moczyć korpusu urządzenia ani zanurzać go w wodzie.
- Pierścień można opłukać pod bieżącą wodą. Przed ponownym użyciem należy go dokładnie wysuszyć.

Warunki gwarancji

Drodzy klienci!
Prosimy o prawidłowe przechowywanie niniejszej instrukcji w celu korzystania z karty gwarancyjnej. Gwarancja jest udzielana na okres jednego roku od daty zakupu (lub na okres 2 lub 3 lat w przypadku wykupienia rozszerzonej gwarancji) w przypadku awarii w normalnych warunkach pracy.

Gwarancja nie obejmuje takich przypadków:

1. Jeśli produkt zostanie uszkodzony z powodu niewłaściwego użytkowania lub braku odpowiedniej konserwacji.
2. Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku demontażu lub modyfikacji.
3. Jeśli w urządzeniu zastosowano części inne niż dostarczone przez naszą firmę.
4. Szkody spowodowane działaniem siły wyższej.

Zgodnie z warunkami, konserwacja świadczona poza gwarancją podlega dodatkowej opłacie.

Części produktu wymienione w okresie gwarancyjnym pozostają własnością MEDICA+.

DE

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Bedienungsanleitung
Lifting-Massagegerät

Skin Lifting 7.0

Inhalt

Einleitung 01-04

Bezeichnung der Teile 05

Technische Daten 06

Anwendungshinweise 07-08

Anwendung des Geräts 09-14

Sicherheitshinweise 15-16

Gegenanzeigen 17

Verwendung des Rings und
Reinigung des Geräts 18

Garantieverpflichtungen 19

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!
Vielen Dank, dass Sie sich für Produkte von Medica+ entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch.

Einleitung

Dieses Massagegerät wurde von Medica+ speziell für die Anwendung zu Hause und im professionellen Bereich entwickelt. Es ist für die Massage von Gesicht und Hals bestimmt. Das Gerät regt die Kollagen- und Elastinbildung an, fördert den Lymphabfluss und sorgt für einen Lifting-Effekt, hellt Pigmentflecken auf, reguliert die Talgproduktion, verfeinert die Poren und verbessert Hautton und Hautzustand insgesamt.
Alle Phasen der Produktentwicklung wurden unter Anleitung von Dermatologie-Experten und Ingenieuren durchgeführt, die moderne Mikrovibrationstechnologien umsetzen. Dank seines durchdachten Designs und seines ganzheitlichen Ansatzes ermöglicht das Mikrostrom-RF-Lifting-Gesichtsmassagegerät Skin Lifting 7.0 eine hochwirksame Hautpflege.

Prinzip der akustischen Vibrationen

Das Mikrostrom-RF-Lifting-Massagegerät erzeugt bis zu 8.000 hochfrequente Vibrationen pro Minute. Diese intensive Wirkung unterstützt die Tiefenreinigung der Poren und entfernt Verunreinigungen selbst aus den tiefsten Hautschichten. Dadurch wird die Haut glatt, frisch und strahlend und erhält ein gesundes Aussehen und einen natürlichen Glanz.

Prinzip des Wärme-Kälte-Wechsels

Die wiederholte Einwirkung von Wärme bei 42 °C regt die Kollagenproduktion an, fördert die Regeneration der Hautzellen, steigert die Elastizität und trägt dazu bei, Falten vorzubeugen. Der Wärmemodus unterstützt außerdem das Öffnen und Reinigen der Poren. Die Abkühlung auf 6 °C zieht die Poren sofort zusammen, verhindert Feuchtigkeitsverlust und schließt Nährstoffe in der Haut ein. Der Wechsel zwischen warmen und kalten Anwendungen verbessert die Mikrozirkulation in den tieferen Hautschichten und beschleunigt den Zellstoffwechsel.

Diese Pflegemethode verringert sichtbar die Augenringe und die feinen Fältchen um die Augen. Die Haut erhält eine natürliche Ausstrahlung und wirkt auch ohne Make-up frisch. In Kombination mit Mikrovibrationen steigert die Anwendung die Hautfestigkeit und lindert Müdigkeit wirksam.

Prinzip der EMS (elektrische Muskelstimulation)

Die EMS-Technologie aktiviert die Hautzellen, regt die Kollagenproduktion an, steigert die Elastizität, glättet Falten und verleiht der Haut ein gesundes, gepflegtes Aussehen. Mikroströme lösen Verspannungen der Gesichtsmuskulatur, verringern Anzahl und Tiefe der Falten und verbessern zugleich den Gesamtzustand der Haut. Gleichzeitig stimulieren sie die Muskeln, die die Gesichtskontur stützen, und sorgen im behandelten Bereich für einen deutlich sichtbaren Lifting-Effekt. Darüber hinaus fördern Mikroströme die Elastin- und Kollagenbildung, verbessern den Lymphabfluss und die Durchblutung und beschleunigen den Zellstoffwechsel.


Dieser Prozess verbessert den Nährstoffaustausch und beschleunigt die Regeneration der Haut, was zu einem gesünderen, jugendlicheren Erscheinungsbild führt.

Prinzip der LED-Photonentherapie

- Blaues Licht (470-480 nm) - dringt bis in eine Tiefe von 0,25 mm ein, zerstört schädliche Bakterien und verhindert deren erneutes Wachstum. Es wirkt stark entzündungshemmend und antibakteriell. Es hilft, die Mattheit der Haut zu beseitigen, und ist wirksam bei der Behandlung von Akne und Aknefolgen.

- Rotes Licht (620-630 nm) - dringt dank 18 LEDs tief in die Haut ein, regt den Zellstoffwechsel an, aktiviert die Kollagenproduktion, verbessert die Durchblutung und steigert die Wirksamkeit kosmetischer Behandlungen. Es zieht die Poren zusammen, reguliert die Talgproduktion, erhöht die Hautelastizität und wird bei der Behandlung von Akne eingesetzt.

Bezeichnung der Teile



1. Wärme- und Kühlfläche
2. LCD-Display
3. Ladebuchse
4. USB-Ladekabel
5. Modusschalter
6. Taste zur Aktivierung der LED-Therapie
7. Einstellung der Leistungsstufe
8. Befestigungsring für den Schwamm

Technische Daten

Modell: Skin Lifting 7.0
Stromversorgung: 5 V Gleichstrom
Betriebstemperaturbereich: 6–42 °C (±5 °C)
Vibrationsfrequenz: 8.000 U/min (±10 %)
Ladezeit: 2,5 Stunden
Ladestrom: 500 mA
Ausgangsleistung: max. 8,5 W
Akkukapazität: 1.000 mAh
Betriebsdauer: 40–60 Minuten
Standby-Zeit: bis zu 45 Tage
EMS-Ausgangsspannungen: 44 V, 58 V, 70 V
Art der elektrischen Impulse: gepulst
EMS-Frequenz: 250 Hz
EMS-Betriebszyklus: 2 Sekunden Betrieb / 1 Sekunde Pause
Wellenlänge des roten LED-Lichts: 631 ± 10 nm
Wellenlänge des blauen LED-Lichts: 462 ± 10 nm
Nettogewicht: 145 g
Geräteabmessungen: 175 × 55 × 67 mm
Verpackungsabmessungen: 215 × 150 × 80 mm

Anwendungshinweise

Erstanwendung

Wir empfehlen, mit einer 2-wöchigen Kur zu beginnen. Führen Sie die Anwendung jeden zweiten Tag durch und nutzen Sie dabei alle Modi des Geräts. Die Dauer der einzelnen Modi wird vom Gerät automatisch gesteuert. Eine vollständige Anwendung dauert ca. 20 Minuten. Legen Sie nach Abschluss der Kur eine Pause von 2 Wochen ein.

Weitere Anwendung

Nach der Pause können Sie die Modi auswählen, die Ihnen am besten gefallen haben, und nur diese verwenden. Die Modi lassen sich je nach Bedarf Ihrer Haut miteinander kombinieren.

Beispiel für einen Pflegeplan nach Abschluss der Kur

- Morgens: Cool-Modus – zur Reduzierung von Schwellungen und zur Straffung der Haut; EMS-Modus – zur Stimulation der Gesichtsmuskulatur.

- Abends: Modus 1 – zur Reinigung der Haut von Verunreinigungen, die sich im Laufe des Tages angesammelt haben; Modus 4 oder 5 – zur Befeuchtung der Haut und zur Erhaltung ihrer Elastizität.
- 2–3 Mal pro Woche: Komplettanwendung mit den Modi 3, 4 und 5.
- An Ruhetagen oder bei erhöhter Hautempfindlichkeit: Verwenden Sie ausschließlich Modus 1 oder 4 für eine schonende Pflege.

Wenn Sie nur einen bestimmten Modus wählen, müssen Sie sich nicht strikt an den Timer der Komplettanwendung halten. Bei Bedarf kann die Anwendung wiederholt werden. Beachten Sie dabei die Empfehlungen für den gewählten Modus und richten Sie sich nach dem Hautempfinden.

Anwendung des Geräts

Erstanwendung


Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Die Ladezeit beträgt etwa 2,5 Stunden. Zum Einschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste (5) 3 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät startet automatisch im Modus „Clean“ auf der ersten Leistungsstufe mit Vibration und Erwärmung. Die Temperatur lässt sich je nach Bedarf der Haut durch Drücken der Taste (7) anpassen. Um die Farbe des LED-Lichts zu wechseln, drücken Sie die Taste (6). Der Modus „Clean“ ist mit einem intelligenten Timer ausgestattet, der die Anwendung nach 5 Minuten automatisch beendet.

Cool-Modus

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (5) erneut, um den Modus „Cool“ zu aktivieren. In diesem Modus arbeitet das Gerät mit Vibration und kühlt die Haut. Die Temperatur lässt sich mit der Taste (7) anpassen. Der intelligente Timer schaltet das Gerät nach 2 Minuten automatisch aus. Nach der Anwendung läuft der Lüfter noch 2 weitere Minuten, um den Kühlvorgang abzuschließen.

EMS-Lifting-Modus (Elektromyostimulation)

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (5), um den Modus „EMS Lifting“ zu aktivieren. Das Gerät erzeugt EMS-Mikroströme und Vibration. Die Intensität der Mikroströme lässt sich mit der Taste (7) einstellen. Der Modus verfügt über einen intelligenten Timer von 5 Minuten.




Moisturizing-Modus

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (5), um den Modus „Moisturizing“ zu aktivieren. Das Gerät arbeitet mit Vibration, Erwärmung und EMS-Mikroströmen. Die Intensität lässt sich mit der Taste (7) einstellen. Die Anwendungsdauer beträgt 5 Minuten (intelligenter Timer).

Collagen-Synthesis-Modus


Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (5), um den Modus „Collagen Synthesis“ zu aktivieren. In diesem Modus vibriert das Gerät, kühlt die Haut und erzeugt EMS-Mikroströme. Die Intensität lässt sich mit der Taste (7) einstellen. Die Dauer beträgt 2 Minuten (intelligenter Timer).

Anleitung zu den Modi:




1. Modus „Clean“ - Reinigungsmodus

Dient der zusätzlichen Hautreinigung. Befeuchten Sie ein Wattepad mit Gesichtswasser. Befestigen Sie das Pad unter dem Befestigungsring. Führen Sie die Reinigung entlang der Massagelinien durch.




2. Modus „Cool“ - Kühlmodus

Kühlt die Haut auf 6 °C ab. Dient dazu, Schwellungen zu verringern, die Poren zu verschließen, die Feuchtigkeit der Haut zu bewahren und die Haut zu tonisieren. Er wird mit dem Leitgel von Medica+ verwendet, das speziell für dieses Gerät entwickelt wurde, um maximale Wirksamkeit zu gewährleisten.




3. Modus „EMS Lifting“ - Elektromyostimulationsmodus

Wird mit dem Leitgel von Medica+ durchgeführt. Dieser Modus sorgt im behandelten Bereich für einen ausgeprägten Lifting-Effekt, mindert Anzeichen einer Ptosis, verbessert Lymphabfluss und Durchblutung, stimuliert die Muskeln und glättet Falten.




4. Modus „Moisturizing“ - Feuchtigkeitsmodus

Erwärmt die Dermis auf 42 °C. Fördert ein tieferes und wirksameres Eindringen der Wirkstoffe aus Hautpflegeprodukten. Verwenden Sie ihn nach dem Auftragen eines Serums, eines Fluids oder von Wirkstoffen, die zu Ihrem Hauttyp passen.



5. Modus „Collagen Synthesis“ - Kollagensynthese-Modus

Kühlt die Haut auf 6 °C ab. Hilft, die Poren zu verschließen, regt die Produktion von Kollagen und Elastin an und wirkt verjüngend.



Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung durch. Befolgen Sie die Betriebsregeln für eine sichere Anwendung.
- Zerlegen oder verändern Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich bei einer Funktionsstörung an das Servicezentrum.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß und entsprechend der Anleitung.
- Vermeiden Sie die Lagerung und Verwendung des Geräts bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit (unter direkter Sonneneinstrahlung, in der Nähe offener Flammen oder im Badezimmer).
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter nassen Bedingungen, um Kurzschlüsse oder Stromschläge zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und von Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten auf. Kinder unter 18 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Lassen Sie das Gerät nach der Verwendung des Kühlmodus mindestens 10 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

Warnung:

- Wenn sich das Gerät überhitzt, beenden Sie die Verwendung sofort, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Setzen Sie das Gerät keinen Stößen aus und werfen Sie es nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie für bessere Ergebnisse die empfohlenen kosmetischen Produkte (Seren, Gele).
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Gegenanzeigen

- Schwangerschaft
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Herzrhythmusstörungen
- Vorhandensein eines Herzschrittmachers, eines künstlichen Herzens oder einer künstlichen Lunge
- Vorhandensein von Krebserkrankungen
- Erkrankungen der inneren Organe
- Fieber
- Akute Krankheitsphase
- Erhöhte Empfindlichkeit bei Hauterkrankungen
- Sonnenbrand
- Kürzlich durchgeführtes chemisches Peeling, Botox-Injektionen

Verwendung des Rings und Reinigung des Geräts

Verwendung des Rings

Das Gerät ist mit einem speziellen Ring ausgestattet, der das Wattepad bei der Anwendung des ersten Modus fixiert. Nehmen Sie den Ring nach Abschluss der ersten Phase ab und setzen Sie die Anwendung ohne Ring fort, damit keine Pflegeprodukte unter den Ring gelangen.

Reinigung des Geräts

- Wischen Sie die Arbeitsplatte mit einem in Chlorhexidin getränkten Wattepad oder mit einem feuchten antiseptischen Tuch ab.
- Das Gehäuse des Geräts darf nicht nass werden und nicht in Wasser getaucht werden.
- Der Ring kann unter fließendem Wasser abgespült werden. Vor erneuter Verwendung muss er gründlich getrocknet werden.

Garantieverpflichtungen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!
Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, um die Garantiekarte nutzen zu können. Die Garantie wird für ein Jahr ab Kaufdatum gewährt (bzw. für 2 oder 3 Jahre bei Erwerb einer Garantieverlängerung) für den Fall von Funktionsstörungen unter normalen Betriebsbedingungen.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

1. Wenn das Produkt durch unsachgemäße Verwendung oder mangelnde ordnungsgemäße Pflege beschädigt wurde.
2. Wenn das Produkt infolge von Demontage oder Veränderungen beschädigt wurde.
3. Wenn Teile, die nicht vom Unternehmen stammen, am Gerät angebracht und verwendet wurden.
4. Bei Schäden durch höhere Gewalt.

Gemäß den Bedingungen sind technische Leistungen außerhalb der Garantiezeit kostenpflichtig.
Während der Garantiezeit ausgetauschte Teile des Produkts bleiben Eigentum von MEDICA+.

medica+
JAPAN TECHNOLOGY