ENG / UA/ PL



Vibroskin 9.0

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

ENG

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Instruction manual

MEDICA+ Vibroskin 9.0
Ultrasonic Facial Skin Scrubber

Content

Safety Precautions..... 01-02

Suitable for skin with..... 02

Description..... 03-04

Contraindications..... 05-06

Recommendations for Use..... 06

Operating Modes..... 07-13

Switching On and Off..... 13

Charging the Device..... 14

Cleaning the Device..... 15

Warranty Terms 16

Technical Specifications..... 17

Dear Customer!

Thank you for choosing Medica+ products. Please read these instructions carefully before using the scrubber.

Safety Precautions

1. Fully charge the device before using it for the first time.
2. Before charging the device, make sure that the charging cable is not damaged or deformed.
3. Before storing the device, make sure that it is switched off. Store the device in a dry place out of the reach of children.
4. Use antiseptic wipes or a cotton pad moistened with chlorhexidine solution to clean the housing and the ultrasonic scrubber spatula. Do not use abrasive, aggressive or corrosive cleaning agents. Clean the device after each use.
5. Do not throw the device into a fire or store it in high-temperature or humid environments.
6. Do not immerse the device in water or rinse it directly under running water.

7. Do not use the device if it has been damaged as a result of being dropped.
8. Do not disassemble or repair this product yourself. For repairs, please contact a Medica+ service centre.

Suitable for skin with

- dull complexion;
- enlarged pores;
- excess sebum;
- uneven texture;
- tendency to develop comedones;
- reduced firmness;
- signs of photoaging.

Description

MEDICA+ Vibroskin 9.0 is a multifunctional cosmetic device for comprehensive skin care. It combines advanced cleansing and rejuvenation technologies to help maintain healthy-looking, well-cared-for skin.


In Sonic mode, the device uses ultrasonic vibrations at a frequency of 26 kHz, providing ultrasonic cleansing of the skin surface, gentle exfoliation of dead skin cells, and removal of surface impurities and excess sebum.

In addition to ultrasonic technology, the scrubber features the following functions:

- Ultrasonic cleansing;
- Lifting to tone the skin and help maintain its firmness;
- Iontophoresis to improve the penetration of active ingredients in cosmetic products;
- Desincrustation for more effective pore cleansing;

1. Scrubber spatula
2. LED indicator light
3. Ion– mode (moisturizing / nourishing)

4. Ion+ mode (deep cleansing)
5. Lifting mode (lifting)
6. Sonic mode (ultrasonic cleansing / peeling)
7. On/Off button
8. Battery charge indicator



The combination of these technologies promotes deep skin cleansing, improves microcirculation, enhances skin firmness and elasticity, stimulates natural regeneration processes, reduces imperfections, and improves the overall condition of the skin.

Contraindications

Although the ultrasonic skin scrubber is a safe cosmetic device for home use, its use is not recommended in the following cases:

- pregnancy and breastfeeding;
- presence of a pacemaker, implanted defibrillator, or other electronic medical implants;
- cardiovascular diseases or heart rhythm disorders;
- epilepsy and other neurological conditions for which the use of electrical cosmetic devices is contraindicated;
- cancer;
- acute infectious diseases or elevated body temperature;
- damaged skin, open wounds, burns, or severe inflammation in the treatment area;
- active dermatological conditions in the treatment area (dermatitis, eczema, psoriasis, etc.);
- severe allergic reactions or exacerbation of skin conditions;
- recent chemical peeling, intensive cosmetic procedures, or surgery — until the skin has fully recovered.

Caution! Do not use the device around the eyes, on the eyelids, mucous membranes, or damaged skin.

The device is not intended for use by children or by persons with physical, sensory, or cognitive impairments without supervision by a responsible person. Before first use, if you have any chronic medical conditions or concerns, it is recommended that you consult a physician.

Recommendations for Use

1. Before use, remove the protective cap from the ultrasonic spatula.
2. Press and hold the power button to switch the device on or off.
3. After switching the device on, briefly press the button (approximately 1 second) to cycle through the operating modes (Ion– / Ion+ / Lifting / Sonic).


Operating Modes

Mode 1 — Ion– (Moisturizing Mode) + Blue Light

This mode is used for gentle massage and helps improve the penetration of cosmetic products during the procedure.
High-frequency vibrations stimulate blood microcirculation and activate cellular metabolism. Regular use helps make the skin firmer, smoother, and well cared for.

Purpose: to promote the penetration of active ingredients in cosmetic products during the procedure, stimulate microcirculation, tone the skin, and improve its overall condition.
In this mode, hold the scrubber with the flat side of the spatula against the skin. Perform the procedure for 5 minutes, slowly moving the scrubber from the center of the face outward.






The procedure is performed using MEDICA+ LEDerm Blue Booster, serums, creams, essences, and face masks.
In this mode, the scrubber can be used 3–4 times a week.


Mode 2 — Ion+ (Deep Cleansing) + Red Light

This is an electrical mode used for deep cleansing / desincrustation. It helps cleanse the pores of excess sebum and impurities that accumulate within them. Cleansing is achieved through ionic/electrical action.

Purpose: deep cleansing of the pores and removal of excess sebum and impurities that accumulate within them.
In this mode, hold the scrubber with the edge of the spatula against the skin at a 45-degree angle. Move the spatula from the outer areas of the face toward the center.







Before the cleansing procedure, it is recommended to apply MEDICA+ Hydration Gel to the skin and leave it under plastic film for 15 minutes. After this time, remove the film from the area to be treated and begin the cleansing procedure. If necessary, the skin can be additionally moistened using a cotton pad soaked in toner or warm water.

After completing the procedure, apply MEDICA+ Soothing Mask or MEDICA+ Pore Control Mask to the skin.

- For oily and combination skin, the procedure can be performed 1–2 times a week.
- For dry facial skin — once a week.


The duration of the procedure is individual and depends on the degree of skin congestion. On average, it should not exceed 10–15 minutes.

Mode 3 — Lifting + Blue Light

This mode is used to complete the skincare procedure, tone the skin, and help maintain a feeling of firmness and smoothness.

Purpose: to complete a comprehensive skincare routine, tone the skin, help maintain its firmness and smoothness, and soothe the skin.
In this mode, hold the scrubber with the flat side of the spatula against the skin. Slowly move the scrubber from the center of the face outward.






The procedure is performed using MEDICA+ LEDerm Blue Booster, serums, creams, essences, and face masks.

- For an intensive course: 3–4 times a week.
- To maintain the results: 1–2 times a week.

Mode 4 — Sonic (Ultrasonic Cleansing) + Red Light

Provides ultrasonic cleansing of the skin surface. Ultrasonic vibrations at a frequency of 26 kHz gently remove dead skin cells. The procedure refreshes the skin, evens out its texture, improves the complexion, and enhances the effectiveness of subsequent skincare. Ultrasonic vibrations gently remove dead skin cells, surface impurities, makeup residue, and excess sebum. Helps make the skin smoother, fresher, and more even in texture.

Purpose: surface cleansing, gentle exfoliation of dead skin cells, and improvement of skin texture. Dead skin cells → surface impurities → smoothness → more even texture.
In this mode, hold the scrubber with the edge of the spatula against the skin at a 45-degree angle. Move the spatula from the outer areas of the face toward the center.



Before the cleansing procedure, it is recommended to apply MEDICA+ Hydration Gel to the skin and leave it under plastic film for 15 minutes. After this time, remove the film from the area to be treated and begin the cleansing procedure. After completing the procedure, apply MEDICA+ Soothing Mask or MEDICA+ Pore Control Mask to the skin.

- For oily and combination skin, the procedure can be performed 1–2 times a week.
- For dry facial skin — once a week.

Switching On and Off


- Briefly press the power button to switch on the device.
- Press and hold the power button for 1 second to switch off the device.
- If the device is not used after being switched on, it will automatically switch off after 5 minutes.

Charging the Device

1. Connect the charging cable to the device and a power source.
2. During charging, the indicator flashes. When the device is fully charged, the indicator remains steadily lit.
3. The device cannot be used while charging.

Charging Recommendations

- Use only the original charging cable supplied with the device.
- Before charging, make sure that the Type-C port is dry.
- Charge the device using a DC 5 V / 1 A power source or a USB port with equivalent specifications.
- Using chargers with different specifications may result in slow charging, overheating, or improper operation of the device.



Cleaning the Device

- After completing the procedure, switch off the device.
- Remove any cosmetic product residue from the metal spatula using a soft, damp cloth or a cotton pad moistened with chlorhexidine solution.
- After cleaning, wipe the device dry and allow it to dry completely.
- Store the scrubber in a clean, dry place.

Caution: Do not immerse the device in water or allow water to enter the housing or the charging port. Do not use alcohol, abrasive cleaners, or harsh chemicals for cleaning.

Warranty Terms

Dear Customers!
Please keep these instructions in a safe place in order to use the warranty card. The warranty is valid for one year from the date of purchase (or for 2 or 3 years if an extended warranty has been purchased) in the event of a malfunction under normal operating conditions.

The warranty does not cover the following cases:

1. If the product is damaged due to improper use or lack of proper maintenance.
2. If the product is damaged as a result of disassembly or modification.
3. If parts not supplied by our company have been fitted to or used with the device.
4. Damage caused by force majeure circumstances.

In accordance with the applicable terms, servicing provided outside the warranty is subject to an additional charge.
Any parts of the product replaced during the warranty period remain the property of MEDICA+.

Technical Specifications

Housing material: ABS plastic, stainless steel.
Battery capacity: 450 mAh.
Charging port: USB Type-C.
Power supply: DC 5 V / 1 A.
Overcharge protection: Yes.
Full charging time: approximately 1.5 hours.
Operating time: 45 minutes.
Power: 1.5 W.
Noise level: 65–70 dB.
Weight: 80 g.
Dimensions: 175 × 38 × 14 mm.
Ultrasonic vibration frequency for each mode:
ION−: 1 Hz
ION+: 1 Hz
Lifting: 500 Hz
Sonic: 26 kHz

UA

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Посібник користувача

Ультразвуковий скрабер для шкіри обличчя MEDICA+ Vibroskin 9.0

Зміст

Заходи безпеки 01-02

Підходить для догляду за шкірою 02

Опис 03-04

Протипоказання 05-06

Рекомендації по використанню 07

Режими роботи 08-14

Увімкнення та вимкнення 14

Заряджання пристрою 15

Очищення пристрою 16

Гарантійні умови 17

Технічні характеристики 18

Шановний клієнте!

Дякуємо, що обираєте продукцію Medica+. Просимо уважно прочитати дану інструкцію перед використанням скрабера.

Заходи безпеки

1. Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій.
2. Перед початком зарядки пристрою переконайтеся, що зарядний кабель не пошкоджений та не деформований.
3. Перед тим, як покласти прилад у місце зберігання, переконайтеся, що він вимкнений. Зберігайте пристрій в сухому та недоступному для дітей місці.
4. Використовуйте для очищення корпусу та лопатки ультразвукового скрабера антисептичні серветки чи ватний диск, змочений розчином хлоргексидину. Не використовуйте для очищення абразивні, агресивні або корозійно-активні засоби. Проводьте очищення після кожного використання.
5. Не кидайте пристрій у вогонь та не зберігайте його в умовах високих

температур чи вологого середовища.
6. Не занурюйте прилад у воду та не користуйтесь краном для його безпосереднього промивання.
7. Якщо прилад був пошкоджений в результаті падіння, не використовуйте його.
8. Не розбирайте та не ремонтуйте цей продукт самостійно. З питань ремонту звертайтесь у сервісний центр компанії Medica+.

Підходить для догляду за шкірою з

- тьмяним кольором;
- розширеними порами;
- надлишком себуму;
- нерівною текстурою;
- схильністю до появи комедонів;
- зниженням пружності;
- ознаками фотостаріння.

Опис


MEDICA+ Vibroskin 9.0 — це багатофункціональний косметологічний пристрій для комплексного догляду за шкірою. Він поєднує сучасні технології очищення та омолодження, допомагаючи підтримувати здоровий і доглянутий вигляд шкіри.

У режимі Sonic пристрій використовує ультразвукові коливання з частотою 26 кГц, які забезпечують ультразвукове очищення поверхні шкіри, делікатне відлущування ороговілих клітин та видалення поверхневих забруднень і надлишків себуму.

Крім ультразвукової технології, скрабер оснащений такими функціями:

- Ультразвукове очищення;
- Ліфтинг для тонізації та підтримання пружності шкіри;
- Іонофорез для покращення проникнення активних компонентів косметичних засобів;
- Дезінкрустація для ефективнішого очищення пор;

1. Лопатка скраберу
2. Світловий LED-індикатор
3. Режим Ion- (зволоження / живлення)
4. Режим Ion+ (глибоке очищення)
5. Режим Lifting (ліфтинг)
6. Режим Sonic (УЗ-чистка / пілінг)
7. Кнопка увімкнення/вимкнення
8. Індикатор заряду акумулятора



Поєднання цих технологій сприяє глибокому очищенню шкіри, покращенню мікроциркуляції, підвищенню пружності та еластичності, стимуляції природних процесів регенерації, зменшенню недосконалостей і покращенню загального стану шкіри.

Протипоказання

Незважаючи на те, що ультразвуковий скрабер є безпечним косметологічним пристроєм для домашнього використання, його застосування не рекомендується у таких випадках:

- вагітність та період грудного вигодовування;
- наявність кардіостимулятора, імплантованого дефібрилятора або інших електронних медичних імплантів;
- захворювання серцево-судинної системи, порушення серцевого ритму;
- епілепсія та інші неврологічні захворювання, за яких використання електричних косметологічних пристроїв протипоказане;
- онкологічні захворювання;
- гострі інфекційні захворювання або підвищена температура тіла;
- пошкодження шкіри, відкриті рани, опіки або виражені запальні процеси в зоні обробки;
- активні дерматологічні захворювання в зоні обробки (дерматит, екзема, псоріаз тощо);

- виражені алергічні реакції або загострення шкірних захворювань;
- нещодавно перенесені хімічний пілінг, інтенсивні косметологічні процедури або хірургічне втручання — до повного відновлення шкіри.

Увага! Не використовуйте пристрій у ділянці очей, на повіках, слизових оболонках та на пошкодженій шкірі.

Пристрій не призначений для використання дітьми, а також особами з фізичними, сенсорними або когнітивними порушеннями без нагляду відповідальної особи. Перед першим використанням за наявності будь-яких хронічних захворювань або сумнівів рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Рекомендації щодо використання

1. Перед початком використання зніміть захисний ковпачок із ультразвукової лопатки.
2. Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.
3. Після увімкнення короткими натисканнями кнопки (приблизно 1 секунда) послідовно перемикайте режими роботи (Ion- / Ion+/ Lifting/ Sonic).


Режими роботи

1 режим - Ion- (режим зволоження) + Блакитне світло

Режим використовується для делікатного масажу та сприяє покращенню проникнення косметичних засобів під час процедури. Високочастотні вібрації стимулюють мікроциркуляцію крові, активізують клітинний метаболізм. Регулярне використання допомагає зробити шкіру більш пружною, гладкою та доглянутою.

Призначення: сприяння проникненню активних компонентів косметичних засобів під час процедури, стимуляція мікроциркуляції, тонізація та покращення загального стану шкіри.
На даному режимі тримаємо скрабер пласкою стороною лопатки до шкіри. Проводьте процедуру протягом 5 хвилин, повільно рухаючи скрабер від центру обличчя до периферії.







Процедура проводиться з використанням – бустеру LEDerm Blue MEDICA+, сироваток, кремів, есенцій, масок для обличчя.
На даному режимі можна користуватись скрабером 3-4 рази на тиждень.


2 режим - Ion+ (глибоке очищення) + Червоне світло

Це електричний режим, який використовується для глибокого очищення / дезінкрустації. Допомагає очищати пори від надлишків себуму та забруднень, що накопичуються в порах. Очищення відбувається за рахунок іонного/електричного впливу.

Призначення: глибоке очищення пор, видалення надлишків себуму та забруднень, що накопичуються в порах.
На даному режимі тримаємо скрабер гострою стороною лопатки до шкіри під кутом 45 градусів. Рух лопатки – від периферії до центру.







Перед процедурою очищення рекомендовано нанести на шкіру Гідратуючий гель Medica+ Hydration Gel на 15 хв під плівку. Після даного періоду часу зняти плівку локально і почати процедуру очищення. За потреби можна додатково зволожувати шкіру ватним диском, змоченим тоніком чи теплою водою. Після завершення процедури нанести на шкіру – заспокійливу маску для обличчя Medica+ Soothing Mask або порозвужувальну маску для обличчя Medica+ Pore Control Mask.

- Для жирної та комбінованої шкіри можна проводити процедуру 1-2 рази на тиждень.
- Для сухої шкіри обличчя – 1 раз на тиждень.


Тривалість процедури – індивідуальна і залежить від ступеня забрудненості шкіри. В середньому, вона не має перевищувати 10-15 хв.

3 режим - Lifting (ліфтинг) + Блакитне світло

Режим використовується для завершення доглядової процедури, тонізації шкіри та підтримання відчуття її пружності й гладкості.

Призначення: завершення комплексного догляду, тонізація шкіри, підтримання її пружності та гладкості, заспокоєння шкіри.
На даному режимі тримаємо скрабер пласкою стороною лопатки до шкіри. Рух скрабера – від центру до периферії повільно.






Процедура проводиться з використанням – бустеру LEDerm Blue MEDICA+, сироваток, кремів, есенцій, масок для обличчя.

- Для інтенсивного курсу: 3–4 разів на тиждень.
- Для підтримання результату: 1–2 рази на тиждень.

4 режим - Sonic (ультразвукова чистка) + Червоне світло

Забезпечує ультразвукове очищення поверхні шкіри. Ультразвукові коливання з частотою 26 кГц м'яко видаляють ороговілі клітини. Процедура освіжає шкіру, вирівнює її текстуру, покращує колір обличчя та підвищує ефективність подальшого догляду. Ультразвукові коливання м'яко видаляють ороговілі клітини, поверхневі забруднення, залишки макіяжу та надлишки себуму. Допомагає зробити шкіру більш

гладкою, свіжою та рівною за текстурою.
Призначення: поверхневе очищення, делікатне відлущення ороговілих клітин та покращення текстури шкіри. Ороговілі клітини → поверхневі забруднення → гладкість → рівніша текстура.
На даному режимі тримаємо скрабер гострою стороною лопатки до шкіри під кутом 45 градусів. Рух лопатки – від периферії до центру.



Перед процедурою очищення рекомендовано нанести на шкіру Гідратуючий гель Medica+ Hydration Gel на 15 хв під плівку. Після даного періоду часу зняти плівку локально і почати процедуру очищення. Після завершення процедури нанести на

шкіру – заспокійливу маску для обличчя Medica+ Soothing Mask або порозвужувальну маску для обличчя Medica+ Pore Control Mask.

- Для жирної та комбінованої шкіри можна проводити процедуру 1-2 рази на тиждень.
- Для сухої шкіри обличчя – 1 раз на тиждень.

Увімкнення та вимкнення


- Коротко натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій.
- Натисніть і утримуйте кнопку протягом 1 секунди, щоб вимкнути пристрій.
- Якщо після увімкнення пристрій не використовується, він автоматично вимкнеться через 5 хвилин.

Заряджання пристрою

1. Під'єднайте зарядний кабель до пристрою та джерела живлення.
2. Під час заряджання індикатор блимає, а після повного заряджання світиться постійно.
3. Під час заряджання пристрій не працює.

Рекомендації щодо заряджання.

- Використовуйте лише оригінальний зарядний кабель, що входить до комплекту.
- Перед підключенням до заряджання переконайтеся, що роз'єм Type-C сухий.
- Заряджайте пристрій від джерела живлення DC 5 В / 1 А або від USB-порту з аналогічними характеристиками.
- Використання зарядних пристроїв з іншими параметрами може призвести до повільного заряджання, перегрівання або некоректної роботи пристрою.



Очищення пристрою

1. Після завершення процедури вимкніть пристрій.
2. Очистіть металеву лопатку від залишків косметичних засобів за допомогою м'якої вологої серветки або ватного диска, змоченого розчином хлоргексидину.
3. Після очищення витріть пристрій насухо та залиште його повністю висохнути.
4. Зберігайте скрабер у сухому та чистому місці.

Увага: не занурюйте пристрій у воду та не допускайте потрапляння води всередину корпусу або в роз'єм. Не використовуйте для очищення спирт, абразивні засоби чи агресивні хімічні речовини.

Гарантійні умови

Шановні клієнти!
Будь ласка, зберігайте цю інструкцію належним чином, щоб скористатись гарантійним талоном. Гарантія надається протягом одного року з дати покупки (або протягом 2-х чи 3-х років за умови придбання розширеної гарантії) в разі поломки за нормальних умов експлуатації.

Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Якщо продукт пошкоджено через неправильне використання або відсутність належного обслуговування.
2. Якщо виріб пошкоджено внаслідок розбирання чи модифікацій.
3. Якщо до пристрою були застосовані та використані деталі, які не належать нашій компанії.
4. Пошкодження, викликані форс-мажорними обставинами.

Згідно з умовами, технічне обслуговування, що надається поза гарантією, підлягає додатковій оплаті. Частини виробу, замінені протягом гарантійного періоду, залишаються власністю MEDICA+.

Технічні характеристики

Матеріал корпусу: ABS-пластик, нержавіюча сталь.
Ємність акумулятора: 450 мАг.
Роз'єм для заряджання: USB Type-C.
Живлення: DC 5 В / 1 А.
Захист від перезарядження: є.
Час повного заряджання: близько 1,5 години.
Час автономної роботи: 45 хвилин
Потужність: 1,5 Вт.
Рівень шуму: 65-70 дБ.
Вага: 80 г.
Розміри: 175 × 38 × 14 мм.
Частота ультразвукових коливань для кожного режиму:
ION-：1Hz
ION+：1Hz
Lifting: 500 Hz
Sonic ： 26 kHz

PL

Podręcznik użytkownika

Ultradźwiękowy urządzenie do oczyszczania skóry twarzy MEDICA+ Vibroskin 9.0

Spis treści

Środki bezpieczeństwa 01-02

Wskazania do stosowania..... 02

Opis..... 03-04

Przeciwwskazania..... 05-06

Zalecenia dotyczące stosowania..... 07

Tryby pracy 09-14

Włączanie i wyłączanie..... 14

Ładowanie urządzenia 15

Czyszczenie urządzenia 16

Warunki gwarancji..... 17

Dane techniczne 18

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za wybór produktów Medica+. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania szorowarki.

Środki bezpieczeństwa

1. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie.
2. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że kabel ładujący nie jest uszkodzony ani zniekształcony.
3. Przed odłożeniem urządzenia do miejsca przechowywania upewnij się, że jest wyłączone. Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
4. Do czyszczenia obudowy i łopatek myjki ultradźwiękowej należy używać chusteczek antyseptycznych lub wacików nasączonych roztworem chlorheksydyny. Nie należy używać do czyszczenia środków ściernych, agresywnych ani powodujących korozję. Czyszczenie należy przeprowadzać po każdym użyciu.
5. Nie wrzucaj urządzenia do ognia i nie

przechowuj go w wysokich temperaturach ani w wilgotnym środowisku.

6. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie używaj bieżącej wody do jego bezpośredniego płukania.
7. Jeśli urządzenie uległo uszkodzeniu w wyniku upadku, nie należy go używać.
8. Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać tego produktu. W sprawach dotyczących naprawy należy skontaktować się z centrum serwisowym firmy Medica+.

Nadaje się do pielęgnacji skóry o:

- matową;
- rozszerzonymi porami;
- nadmiernym wydzielaniem sebum;
- nierównej teksturą;
- skłonnością do powstawania zaskórników;
- zmniejszoną jędrnością;
- oznakami fotostarzenia.

Opis


MEDICA+ Vibroskin 9.0 to wielofunkcyjne urządzenie kosmetyczne przeznaczone do kompleksowej pielęgnacji skóry. Łączy w sobie nowoczesne technologie oczyszczania i odmładzania, pomagając zachować zdrowy i zadbany wygląd skóry.

W trybie Sonic urządzenie wykorzystuje drgania ultradźwiękowe o częstotliwości 26 kHz, które zapewniają ultradźwiękowe oczyszczanie powierzchni skóry, delikatne złuszczanie zrogowaciałych komórek oraz usuwanie powierzchniowych zanieczyszczeń i nadmiaru sebum.

Oprócz technologii ultradźwiękowej urządzenie posiada następujące funkcje:

- Oczyszczanie ultradźwiękowe;
- Lifting w celu tonizacji i utrzymania jędrności skóry;
- Jonoforeza w celu poprawy wchłaniania składników aktywnych preparatów kosmetycznych;
- Deinkrustacja w celu skuteczniejszego oczyszczenia porów;

1. Łopatka do peelingu
2. Światłowód LED
3. Tryb Ion- (nawilżanie / odżywianie)
4. Tryb Ion+ (głębokie oczyszczanie)
5. Tryb Lifting (lifting)
6. Tryb Sonic (oczyszczanie ultradźwiękowe / peeling)
7. Przycisk włączania/wyłączania
8. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora



Połączenie tych technologii sprzyja głębokiemu oczyszczeniu skóry, poprawie mikrokrążenia, zwiększeniu jędrności i elastyczności, stymulacji naturalnych procesów regeneracji,

zmniejszeniu niedoskonałości oraz poprawie ogólnej kondycji skóry.

Przeciwwskazania

Pomimo tego, że skrobak ultradźwiękowy jest bezpiecznym urządzeniem kosmetycznym do użytku domowego, nie zaleca się jego stosowania w następujących przypadkach:

- ciąża i okres karmienia piersią;
- obecność rozrusznika serca, wszczepionego defibrylatora lub innych elektronicznych implantów medycznych;
- choroby układu sercowo-naczyniowego, zaburzenia rytmu serca;
- padaczka i inne schorzenia neurologiczne, w przypadku których stosowanie elektrycznych urządzeń kosmetycznych jest przeciwwskazane;
- choroby nowotworowe;
- ostre choroby zakaźne lub podwyższona temperatura ciała;
- uszkodzenia skóry, otwarte rany, oparzenia lub wyraźne procesy zapalne w obszarze zabiegu;
- aktywne choroby dermatologiczne w

obszarze zabiegowym (dermatitis, egzema, łuszczyca itp.);
- wyraźne reakcje alergiczne lub zaostrzenie chorób skóry;
- niedawno przeprowadzone peelingi chemiczne, intensywne zabiegi kosmetyczne lub zabiegi chirurgiczne — do czasu całkowitej regeneracji skóry.

Uwaga! Nie należy używać urządzenia w okolicy oczu, na powiekach, błonach śluzowych ani na uszkodzonej skórze.

Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez dzieci, a także osoby z zaburzeniami fizycznymi, sensorycznymi lub poznawczymi bez nadzoru osoby odpowiedzialnej. Przed pierwszym użyciem, w przypadku występowania jakichkolwiek chorób przewlekłych lub wątpliwości, zaleca się skonsultowanie się z lekarzem.

Zalecenia dotyczące użytkowania

1. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zdjąć nasadkę ochronną z łopatki ultradźwiękowej.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
3. Po włączeniu urządzenia należy kolejno przełączać tryby pracy (Ion- / Ion+ / Lifting / Sonic), naciskając krótko przycisk (przez około 1 sekundę).

Tryby pracy


Tryb 1 – Ion- (tryb nawilżania) + niebieskie światło

Tryb ten służy do delikatnego masażu i wspomaga wchłanianie kosmetyków podczas zabiegu. Wibracje o wysokiej częstotliwości stymulują mikrokrążenie krwi oraz aktywują metabolizm komórkowy. Regularne stosowanie pomaga uczynić skórę bardziej jędrną, gładką i zadbaną.

Przeznaczenie: wspomaganie wchłaniania składników aktywnych preparatów kosmetycznych podczas zabiegu, stymulacja mikrokrążenia, tonizacja oraz poprawa ogólnego stanu skóry.
W tym trybie należy przyłożyć płaską stronę łopatki skrobaka do skóry. Zabieg należy wykonywać przez 5 minut, powoli przesuwając skrobak od środka twarzy w kierunku jej obrzeży.

Zabieg wykonuje się przy użyciu: boostera LEDerm Blue MEDICA+, serum, kremów, esencji oraz maseczek do twarzy.







W tym trybie można używać urządzenia 3–4 razy w tygodniu.


Tryb 2 – Ion+ (głębokie oczyszczanie) + światło czerwone

Jest to tryb elektryczny, który służy do głębokiego oczyszczania / usuwania zanieczyszczeń. Pomaga oczyścić pory z nadmiaru sebum i zanieczyszczeń, które się w nich gromadzą. Oczyszczanie odbywa się dzięki oddziaływaniu jonowemu/elektrycznemu.

Przeznaczenie: głębokie oczyszczanie porów, usuwanie nadmiaru sebum i zanieczyszczeń gromadzących się w porach.
W tym trybie należy przyłożyć skrobak ostrą stroną łopatki do skóry pod kątem 45 stopni. Ruch łopatki – od obrzeża do środka.







Przed zabiegiem oczyszczającym zaleca się nałożenie na skórę żelu nawilżającego Medica+ Hydration Gel na 15 minut pod folię. Po upływie tego czasu należy lokalnie zdjąć folię i rozpocząć zabieg oczyszczający. W razie potrzeby można dodatkowo nawilżyć skórę wacikiem nasączonym tonikiem lub ciepłą wodą. Po zakończeniu zabiegu nałożyć na skórę – maseczkę łagodzącą Medica+ Soothing Mask lub maseczkę zwężającą pory Medica+ Pore Control Mask.

- W przypadku skóry tłustej i mieszanej zabieg można wykonywać 1–2 razy w tygodniu.
- W przypadku suchej skóry twarzy – 1 raz w tygodniu.


Czas trwania zabiegu jest indywidualny i zależy od stopnia zanieczyszczenia skóry. Średnio nie powinien przekraczać 10–15 minut.

Tryb 3 – Lifting + Niebieskie światło

Tryb ten służy do zakończenia zabiegu pielęgnacyjnego, tonizacji skóry oraz utrzymania jej jędrności i gładkości.

Przeznaczenie: zakończenie kompleksowej pielęgnacji, tonizacja skóry, utrzymanie jej jędrności i gładkości, ukojenie skóry.
W tym trybie przytrzymujemy urządzenie płaską stroną łopatki przy skórze. Ruch urządzenia – powoli od środka do obrzeży.
Zabieg wykonuje się przy użyciu: wzmacniacza LEDerm Blue MEDICA+, serum, kremów, esencji oraz maseczek do twarzy.






- W przypadku kuracji intensywnej: 3–4 razy w tygodniu.
- W celu utrzymania efektów: 1–2 razy w tygodniu.

Tryb 4 – Sonic (czyszczenie ultradźwiękowe) + światło czerwone

Zapewnia ultradźwiękowe oczyszczanie powierzchni skóry. Drgania ultradźwiękowe o częstotliwości 26 kHz delikatnie usuwają martwe komórki naskórka. Zabieg odświeża skórę, wyrównuje jej strukturę, poprawia koloryt twarzy i zwiększa skuteczność dalszej pielęgnacji. Drgania ultradźwiękowe delikatnie usuwają martwe komórki naskórka, powierzchowne zanieczyszczenia, resztki makijażu oraz nadmiar sebum. Pomagają uczynić skórę gładsza, świeższą i o bardziej wyrównanej teksturze.

Przeznaczenie: oczyszczanie powierzchniowe, delikatne złuszczanie martwych komórek naskórka oraz poprawa tekstury skóry. Martwe komórki naskórka → zanieczyszczenia powierzchniowe → gładkość → bardziej wyrównana tekstura.
W tym trybie należy przyłożyć skrobak ostrą stroną łopatki do skóry pod kątem 45 stopni. Ruch łopatki – od obrzeża do środka.



Przed zabiegiem oczyszczania zaleca się nałożenie na skórę żelu nawilżającego Medica+ Hydration Gel na 15 minut pod folię. Po upływie tego czasu należy lokalnie zdjąć folię i rozpocząć zabieg oczyszczania. Po zakończeniu zabiegu nałożyć na skórę – maseczkę łagodzącą Medica+ Soothing Mask

lub maseczkę zwężającą pory Medica+ Pore Control Mask.

- W przypadku skóry tłustej i mieszanej zabieg można wykonywać 1–2 razy w tygodniu.
- W przypadku suchej skóry twarzy – 1 raz w tygodniu.

Włączanie i wyłączanie


- Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby wyłączyć urządzenie.
- Jeśli po włączeniu urządzenie nie będzie używane, wyłączy się automatycznie po 5 minutach.

Ładowanie urządzenia

1. Podłącz kabel ładujący do urządzenia i źródła zasilania.
2. Podczas ładowania wskaźnik miga, a po pełnym naładowaniu świeci się światłem ciągłym.
3. Podczas ładowania urządzenie nie działa.

Zalecenia dotyczące ładowania.

- Należy używać wyłącznie oryginalnego kabla ładującego dołączonego do zestawu.
- Przed podłączeniem do ładowarki upewnij się, że złącze Type-C jest suche.
- Urządzenie należy ładować z zasilacza DC 5 V / 1 A lub z portu USB o podobnych parametrach.
- Korzystanie z ładowarek o innych parametrach może spowodować spowolnienie ładowania, przegrzanie lub nieprawidłowe działanie urządzenia.



Czyszczenie urządzenia

1. Po zakończeniu zabiegu wyłącz urządzenie.
2. Oczyść metalową łopatkę z resztek kosmetyków za pomocą miękkiej, wilgotnej chusteczki lub wacika nasączonego roztworem chlorheksydyny.
3. Po wyczyszczeniu wytrzyj urządzenie do sucha i pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
4. Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu.

Uwaga: nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie dopuszczaj do przedostania się wody do wnętrza obudowy lub do gniazda. Do czyszczenia nie używaj alkoholu, środków ściernych ani agresywnych substancji chemicznych.

Warunki gwarancji

Szanowni klienci!
Prosimy o odpowiednie przechowywanie niniejszej instrukcji, aby móc skorzystać z karty gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje przez rok od daty zakupu (lub przez 2 lub 3 lata w przypadku wykupienia przedłużonej gwarancji) w przypadku awarii powstałej w normalnych warunkach użytkowania.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

1. Jeśli produkt uległ uszkodzeniu w wyniku niewłaściwego użytkowania lub braku odpowiedniej konserwacji.
2. Jeśli produkt uległ uszkodzeniu w wyniku demontażu lub modyfikacji.
3. Jeśli w urządzeniu zastosowano i użyto części, które nie pochodzą od naszej firmy.
4. Uszkodzenia spowodowane okolicznościami siły wyższej.

Zgodnie z warunkami serwisowanie wykonywane poza zakresem gwarancji podlega dodatkowej opłacie. Części produktu wymienione w okresie gwarancyjnym pozostają własnością firmy MEDICA+.

Dane techniczne

Materiał obudowy: tworzywo ABS, stal nierdzewna.
Pojemność akumulatora: 450 mAh.
Złącze ładowania: USB typu C.
Zasilanie: DC 5 V / 1 A.
Zabezpieczenie przed przeładowaniem: tak.
Czas pełnego ładowania: około 1,5 godziny.
Czas pracy na jednym ładowaniu: 45 minut
Moc: 1,5 W.
Poziom hałasu: 65–70 dB.
Waga: 80 g.
Wymiary: 175 × 38 × 14 mm.
Częstotliwość drgań ultradźwiękowych dla każdego trybu:
ION-: 1 Hz
ION+: 1 Hz
Lifting: 500 Hz
Sonic: 26 kHz

medica+
JAPAN TECHNOLOGY