ENG / UA/ PL



SkinLifting PRO 4v1

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

ENG

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Instruction manual

MEDICA+ SkinLifting PRO 4v1
Lymphatic Drainage Device

Content

Safety Precautions 01-02

Device Description 03

Mode Selection 04-06

Operating Instructions 07-11

Usage Protocol 12-16

Contraindications 17-18

Cleaning the Device 19

Charging and Operating Conditions 20-21

Warranty Terms 22

Technical Specifications 23

Dear Customer!

Thank you for choosing MEDICA+ products. Please read these instructions carefully before using the device.

Safety Precautions

Before use, carefully read these instructions and follow the recommendations provided. Improper use of the device may result in injury, skin irritation, or damage to the product.

- When using the LED mode, light may reach the eye area. Do not look directly at the LEDs. When treating the area around the eyes, it is recommended to keep your eyes closed.
- Do not immerse the device in water or use it while taking a shower or bath.
- Do not charge or use the device near an open flame, high-temperature sources, or in direct sunlight. The built-in lithium battery may overheat or malfunction.
- Keep the device out of the reach of children.
- Use the massager only in accordance with these instructions.
- If you experience pain, discomfort, skin irritation, or any unusual symptoms


during use, stop using the device immediately and consult a doctor.

Charging Safety Precautions

- Use only an AC 100–240 V power source and a DC 5 V / 1 A charger.
- Do not use chargers or adapters that do not meet the specified ratings.
- Do not use a damaged power cable or adapter, or a faulty electrical outlet.
- Do not charge the device in a bathroom or other areas with high humidity.
- Do not touch the charging cable, adapter, or plug with wet hands.
- If a malfunction or unusual situation occurs while the device is charging or operating, disconnect it from the power source immediately.

Device Description

The MEDICA+ SkinLifting PRO 4-in-1 is a multifunctional beauty device designed for comprehensive at-home skincare. It combines advanced technologies such as EMS microcurrents, LED light therapy with blue, red, and green light, vibration massage, and heating and cooling functions. The device is designed to improve skin tone, reduce the appearance of wrinkles, relieve puffiness, and enhance facial skin elasticity.



Mode Selection

Blue Light (460 nm)

Blue light penetrates the upper layers of the skin to a depth of approximately 0.5 mm. It helps soothe the skin and supports the care of problem-prone skin that is susceptible to breakouts. It helps maintain normal sebaceous gland function and is suitable for sensitive skin. It also helps improve the appearance of post-acne skin.

Red Light (630 nm)

Red light penetrates the skin to a depth of 6–8 mm, reaching the dermal layer. It helps stimulate fibroblasts, improve microcirculation and lymphatic flow, support the skin's natural elasticity, even out skin tone, make the skin smoother and more hydrated, and reduce the visible appearance of pigmentation spots.

Green Light (520 nm)

Green light penetrates the upper layers of the skin to a depth of approximately 1–2 mm. It helps even out skin tone, reduce the visible appearance of pigmentation and redness, soothe the skin, and give it a fresher and more radiant appearance. It is suitable for all skin

types, especially sensitive and dull skin.

Electrical Muscle Stimulation (EMS)

EMS technology uses low-level microcurrents to stimulate the facial muscles. The micro-impulses activate neuromuscular tissue, causing gentle muscle contractions. This helps improve skin tone, promote a more defined facial contour, support skin firmness, and reduce the visible appearance of fine lines.

During EMS operation, a mild tingling sensation or muscle contraction may be felt; this is a normal response. If the sensation causes pain or significant discomfort, stop using the device and reduce the intensity level.

Intermittent Vibration (VR)

The vibration massage mode can be used in combination with any other mode. The vibration provides a gentle massage effect, helps improve microcirculation, promotes more even distribution of cosmetic products, and increases comfort during EMS use.

Cooling Mode


The cooling temperature is 15 ± 3 °C. The

cooling effect helps tone and firm the skin, tighten pores and small capillaries, and reduce puffiness. Cooling also helps retain moisture in the skin and reduces the likelihood of impurities re-entering the pores.

Heating Mode

The heating temperature is 42 ± 3 °C. Gentle heat stimulates microcirculation and metabolic processes in the skin, promotes more even distribution of cosmetic products across the skin's surface, and improves their absorption by the stratum corneum.

Operating Instructions



Button 2: Switching the Device On/Off and Selecting LED Light Therapy Modes

Switching on the device

Press and hold Button 2 for 1–2 seconds. After the audible signal, the device will switch on and enter standby mode, and all indicators will light up.

Note: If no action is performed for 1 minute, the device will emit two audible signals and switch off automatically.

Switching off the device

Press and hold Button 2 for 1–2 seconds. After the audible signal, the device will switch off.

Selecting LED light therapy modes

After switching on the device, briefly press Button 2 to select the desired light therapy mode:

- 1 press – blue light (Blue Light);
- 2 presses – red light (Red Light);
- 3 presses – green light (Green Light);
- 4 presses – LED light therapy off.

Each light therapy mode operates for 10 minutes, after which it ends automatically.

Warning: Do not use LED light therapy if you have photosensitivity or are taking medications that increase sensitivity to light.

Button 1: EMS Intensity Selection and Vibration Mode Control

Adjusting the EMS Intensity

After switching on the device, briefly press Button 1 to activate the EMS (electrical muscle stimulation) function. Intensity Level 1 is activated by default, and the corresponding indicator lights up.

Each subsequent brief press of Button 1 switches the intensity level:

- 1 press – Level 1;
- 2 presses – Level 2;
- 3 presses – Level 3.

Note: Once activated, the EMS function cannot be switched off separately. To deactivate it, switch the device off and then switch it on again.



Gear 1



Gear 2



Gear 3

Switching the Vibration Mode (VR) On and Off

- Press and hold Button 1 to switch on the vibration mode.
- Press and hold Button 1 again to switch off the vibration mode.

The vibration mode can be used separately or in combination with any other operating mode of the device.

Note: The continuous operating time of the EMS and vibration (VR) functions is 10 minutes, after which they switch off automatically.

Button 3: Switching Between Heating and Cooling Modes

The cooling or heating mode can operate simultaneously with the EMS, vibration (VR), and LED light therapy functions.

Note: The cooling and heating modes cannot operate simultaneously.



Cooling Mode

1 brief press of Button 3 – switches on the cooling mode. The operating time is 3 minutes.

Heating Mode

2 brief presses of Button 3 – switch on the heating mode. The operating time is 5 minutes.

3 brief presses of Button 3 – switch off the cooling and heating modes.

After the activated mode has finished operating, the device enters standby mode.

When switching between modes, the timer for the selected mode restarts.

If the heating or cooling mode has ended while other functions—EMS, vibration, or LED light therapy—are still operating, the device will enter standby mode only after all active functions have finished.

Usage Protocol

Before using the device for the first time, always perform a preliminary test to ensure that your skin tolerates the procedure well. This will help prevent possible irritation or adverse reactions.

Recommended Treatment Frequency

Intensive course: 3–4 treatments per week.
Maintenance course: After achieving the desired result, it is recommended to use the device 1–2 times per week to maintain the effect.

1. Before each use, thoroughly cleanse the facial skin of makeup and impurities. After cleansing, apply a suitable gel, booster, or serum to the skin.
2. When using the EMS (electrical muscle stimulation) mode, it is recommended to apply MEDICA+ Conductive Lifting Gel or another water-based product beforehand. This improves microcurrent conductivity and ensures more effective operation of the device.

Mode Combinations

The protocols below are basic

recommendations. Depending on your skin's needs, you can combine the device's operating modes and LED light therapy modes to create an individual skincare protocol.

Basic Care

Maintaining skin cleanliness, reducing puffiness, and providing a mild toning effect.
Mode combination:

- Blue LED light
- VR (vibration) — optional
- Cooling mode

How to Use:

1. Cleanse the skin and apply a water-based booster or serum.
2. Switch on the blue LED light.
3. Activate VR for a gentle massage.
4. Add the cooling mode for 3 minutes.

This combination is used to soothe the skin, reduce inflammation, tighten pores, and decrease puffiness.

Anti-Aging Care

Improving skin firmness, defining the facial contour, and reducing the appearance of wrinkles.
Mode Combination:

- EMS, Level 1–3
- Red LED light
- VR vibration
- Heating mode

How to Use:

1. Apply a conductive gel.
2. Activate EMS and select a comfortable intensity level.
3. Switch on the red LED light.
4. Add the heating mode for 5 minutes.
5. Activate VR as needed for an additional massage effect.

This combination helps improve skin tone and firmness, reduce the visible appearance of wrinkles, and stimulate microcirculation.

Deep Hydration

Deep hydration and enhanced effectiveness of skincare products.

Mode Combination:

- EMS at a low intensity level
- Red LED light
- Heating mode

How to Use:

1. Apply a serum or a special booster for light therapy.
2. Activate EMS at the minimum intensity level.

3. Switch on the red LED light.
4. Add the heating mode for 5 minutes.

This combination is used to improve the absorption of cosmetic products, provide deep hydration, and enhance their effectiveness.

Evening Out Skin Tone

Helps even out skin tone, reduce the visible appearance of pigmentation spots, and improve the skin's radiance and freshness.

Mode Combination:

- Green LED light
- EMS at a low intensity level
- Heating mode
- VR vibration — optional

How to Use:

1. Apply a serum or a special booster for light therapy.
2. Switch on the green LED light.
3. Activate EMS at the minimum intensity level.
4. Add the heating mode for 5 minutes.
5. Activate VR as needed for an additional massage effect.

This combination helps even out skin tone, enhance the skin's natural radiance, reduce the visible appearance of pigmentation, and maintain a more even complexion.



During the procedure, move the device smoothly along the massage lines without holding it in one area for an extended period. The duration of one treatment should not exceed 10 minutes.

Contraindications

Do not use the device if you:

- Have a pacemaker or other implanted electronic medical devices;
- Use life-support equipment;
- Have diseases of the internal organs in an acute stage within the treatment area;
- Have facial nerve disorders;
- Have mental health disorders;
- Are in the acute stage of any illness;
- Have uncontrolled or abnormally high or low blood pressure;
- Have an infectious disease;
- Have tuberculosis;
- Have a blood disorder;
- Have a malignant tumour;
- Are pregnant, breastfeeding, have a fever, or are undergoing dental treatment, unless approved by a doctor;
- Have atopic dermatitis, other atopic skin conditions, or a tendency to allergic reactions;
- Have highly sensitive skin;
- Have been taking steroid hormone medications for a prolonged period or have vascular skin changes associated with liver disease;

- Have epilepsy;
- Have a heart rhythm disorder;
- Have recently received botulinum toxin injections or dermal fillers, until approved by a doctor;
- Have recently undergone aggressive cosmetic procedures, until the skin has fully recovered.

Do not use the device on the following areas:

- Open wounds;
- Areas that have undergone plastic surgery until fully healed;
- Directly on the eyeballs or upper eyelids;
- Inside the mouth;
- Mucous membranes;
- The intimate area;
- Areas with severe burns;
- Areas with redness, itching, swelling, or inflammation;
- Areas with pain or impaired sensitivity;
- Areas where metal, silicone, or plastic implants are located beneath the skin.

Cleaning the Device

1. Before cleaning the device, always switch it off and disconnect it from the power source.
2. Clean the massage head and the device body using a damp antiseptic wipe or a cotton pad moistened with chlorhexidine. Note: The device has an IPX4 protection rating. The massage head is water-resistant; however, the device itself must not be immersed in water or rinsed under running water.
3. After cleaning, store the device in a dry, cool place protected from direct sunlight.
4. Do not use alkaline products, alcohol, volatile oils, solvents, or other aggressive cleaning agents.
5. Clean the device regularly and promptly after each use.
6. If the device will not be used for an extended period, be sure to clean it before storage.
7. Do not charge the device while it is wet.
8. Do not use oily or abrasive cosmetic products during treatments.

Charging and Operating Conditions

1. The device is not intended for use while charging. Do not switch it on while it is connected to a power source.
2. Before first use, it is recommended to fully charge the device to ensure optimal performance and a long battery service life.
3. To maintain stable battery performance, charge the device at least once a month. Failure to follow this recommendation may result in deep discharge and damage to the battery.
4. Low battery indication. When the battery level is low, the device provides the following alerts:
   - The indicator flashes rapidly 10 times;
   - The audible signal sounds 10 times;
   - The device then switches off automatically.
5. It is recommended to charge the device at a room temperature of 10°C–30°C.
6. The device can be charged in one of two ways:
   - Connect the charging cable directly to the device and the power adapter.

- Place the device on the charging base and connect the cable to the base and the power adapter.
  Note: The device operates only from a DC 5 V power source.

7. During charging, the indicator is activated. Once the device is fully charged, the indicators remain continuously illuminated.
8. Do not charge the device in a bathroom or under high-humidity conditions, as this may result in electric shock or a short circuit.

Warranty Terms

Dear Customers,
Please keep this instruction manual in a safe place so that you can use the warranty card. The warranty is valid for one year from the date of purchase, or for two or three years if an extended warranty has been purchased, in the event of a malfunction under normal operating conditions.
The warranty does not cover the following cases:

1. If the product is damaged due to improper use or lack of proper maintenance.
2. If the product is damaged as a result of disassembly or modification.
3. If parts not supplied by our company have been installed or used with the device.
4. Damage caused by force majeure circumstances.

In accordance with the applicable terms, servicing provided outside the warranty period is subject to an additional charge.
Parts replaced during warranty repair become the property of the MEDICA+ service center.

Technical Specifications

Housing material: PC plastic, ABS plastic, zinc alloy, silicone
Device dimensions: 179.5 × 72 × 48.4 mm
Charging base dimensions: 81 × 69.8 × 64.8 mm
Device weight: 164 g
Charging base weight: 115 g
Rated power: 10 W. Operating voltage: 3.7 V
Power supply: built-in lithium-polymer battery
Battery capacity: 1350 mAh
Charging time: approximately 3 hours
Battery life: up to 35 minutes
Protection rating: IPX4 (protection against water splashes)
EMS (electrical muscle stimulation): 3 intensity levels

- Level 1 — 0.04 mA
- Level 2 — 0.05 mA
- Level 3 — 0.11 mA

LED light therapy: red light — 630 nm, blue light — 460 nm, green light — 520 nm
Light intensity: red light — 10 mW/cm², blue light — 24 mW/cm², green light — 21 mW/cm²
Vibration speed: 7,000 rpm
Heating: 42 ± 3 °C. Cooling: 15 ± 3 °C
Automatic shut-off: after 10 minutes
Heating mode: 5 minutes
Cooling mode: 3 minutes

UA

Посібник користувача

Ліфтинг Масажер для шиї, обличчя та очей MEDICA+ SkinLifting PRO 4v1

Зміст

Заходи безпеки при використанні..... 01-03

Опис пристрою..... 04

Вибір режиму..... 05-07

Інструкція з експлуатації..... 08-12

Протокол використання..... 13-17

Протипоказання..... 18-20

Очищення пристрою..... 21-22

Заряджання та умови використання..... 23-24

Гарантійні умови..... 25

Технічні характеристики..... 26-27

Шановний клієнте!

Дякуємо, що обираєте продукцію MEDICA+.
Просимо уважно прочитати дану інструкцію перед використанням пристрою.

Заходи безпеки при використанні масажеру

Перед використанням уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь наведених рекомендацій. Неправильне використання пристрою може призвести до травм, подразнення шкіри або пошкодження виробу.


1. Під час використання LED-режиму світло може потрапляти в область очей. Не дивіться безпосередньо на світлодіоди. Під час обробки зони навколо очей рекомендується тримати очі закритими.
2. Не занурюйте пристрій у воду та не використовуйте його під час прийняття душу або ванни.
3. Не заряджайте та не використовуйте пристрій поблизу відкритого вогню, джерел високої температури

або під прямими сонячними променями. Вбудований літієвий акумулятор може перегрітися або вийти з ладу.
4. Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці.
5. Використовуйте масажер лише відповідно до цієї інструкції.
6. Якщо під час використання виникли біль, дискомфорт, подразнення шкіри або будь-які незвичні симптоми, негайно припиніть використання та зверніться до лікаря.

Заходи безпеки під час заряджання

1. Використовуйте лише джерело живлення AC 100–240 В та зарядний пристрій DC 5 В / 1 А.
2. Не використовуйте зарядні пристрої або адаптери, які не відповідають зазначеним характеристикам.
3. Не використовуйте пошкоджений кабель живлення, адаптер або несправну електричну розетку.
4. Не заряджайте пристрій у ванній кімнаті або інших приміщеннях із підвищеною вологістю.

5. Не торкайтеся зарядного кабелю, адаптера або вилки мокрими руками.
6. Якщо під час заряджання або роботи пристрою виникла несправність чи незвична ситуація, негайно від'єднайте його від джерела живлення.



Опис пристрою

MEDICA+ SkinLifting PRO 4v1 – це багато-функціональний косметологічний пристрій для комплексного догляду за шкірою в домашніх умовах. Він поєднує в собі сучасні технології, такі як EMS-мікроструми, LED-фототерапія (синє, червоне та зелене світло), вібраційний масаж, а також функції нагрівання та охолодження. Пристрій спрямований на покращення тонусу шкіри, зменшення зморшок, зняття набряклості та підвищення еластичності шкіри обличчя.

Вибір режиму

Синє світло (460 нм)
Синє світло проникає у верхні шари шкіри на глибину приблизно 0,5 мм. Воно сприяє заспокоєнню шкіри, допомагає у догляді за проблемною шкірою, схильною до висипань. Підтримує нормальну роботу сальних залоз та підходить для чутливої шкіри. Також сприяє покращенню зовнішнього вигляду шкіри після акне.

Червоне світло (630 нм)
Червоне світло проникає в шкіру на глибину 6–8 мм, досягаючи дермального шару. Сприяє стимуляції фібробластів, покращенню мікроциркуляції та лімфотоку, підтримує природну еластичність шкіри, допомагає вирівнювати її тон, робить шкіру більш гладкою та зволоженою, а також сприяє зменшенню видимості пігментних плям.

Зелене світло (520 Нм)
Зелене світло проникає у верхні шари шкіри на глибину приблизно 1–2 мм. Воно сприяє вирівнюванню тону шкіри, допомагає зменшити видимість пігментації та

почервоніння, заспокоює шкіру й надає їй більш свіжого та сяючого вигляду. Підходить для всіх типів шкіри, особливо для чутливої та тьмяної.

Електроміостимуляція (EMS)

Технологія EMS використовує слабкі мікроструми для стимуляції м'язів обличчя. Мікроімпульси активізують нервово-м'язову тканину, викликаючи легке скорочення м'язів. Це допомагає покращити тонус шкіри, сприяє більш чіткому контуру обличчя, підтримує пружність шкіри, допомагає зменшити видимість дрібних зморшок.

Під час роботи EMS може відчуватися легке поколювання або скорочення м'язів — це є нормальною реакцією. Якщо відчуття викликають біль або значний дискомфорт, припиніть використання та зменште рівень інтенсивності.

Переривчаста вібрація (VR)

Режим вібраційного масажу можна використовувати у поєднанні з будь-яким іншим режимом. Вібрація забезпечує легкий масажний ефект, сприяє покращенню мікроциркуляції, більш рівномірному розпо-

ділу косметичних засобів та підвищує комфорт під час використання EMS.


Режим охолодження

Температура охолодження становить 15 ± 3 °C. Холодовий вплив сприяє тонізації та зміцненню шкіри, допомагає звузити пори й дрібні капіляри, зменшує набряклість. Також охолодження допомагає утримувати вологу в шкірі та знижує ймовірність повторного потрапляння забруднень у пори.

Режим нагрівання

Температура нагрівання становить 42 ± 3 °C. М'яке тепло стимулює мікроциркуляцію та обмінні процеси в шкірі, сприяє кращому розподілу косметичного засобу на поверхні шкіри та покращує його поглинання роговим шаром.

Інструкція з експлуатації



Кнопка 2: Увімкнення/вимкнення пристрою та перемикання режимів LED-світлотерапії

Увімкнення пристрою

Натисніть і утримуйте кнопку 2 протягом 1-2 секунди. Після звукового сигналу пристрій увімкнеться та перейде в режим очікування, при цьому засвітяться всі індикатори.

! Примітка: якщо протягом 1 хвилини не виконувати жодних дій, пристрій подасть два звукові сигнали та автоматично

вимкнеться.

Вимкнення пристрою

Натисніть і утримуйте кнопку 2 протягом 1-2 секунди. Після звукового сигналу пристрій вимкнеться.

Перемикання режимів LED-світлотерапії

Після увімкнення пристрою короткими натисканнями кнопки 2 можна вибрати потрібний режим світлотерапії:

- 1 натискання – синє світло (Blue Light);
- 2 натискання – червоне світло (Red Light);
- 3 натискання – зелене світло (Green Light);
- 4 натискання – вимкнення LED-світлотерапії.

Тривалість роботи кожного режиму світлотерапії становить 10 хвилин, після чого він автоматично завершується.

Застереження: Не використовуйте LED-світлотерапію за наявності фоточутливості або під час прийому препаратів, що підвищують чутливість до світла.

Кнопка 1: Вибір інтенсивності EMS та керування режимом вібрації

Налаштування інтенсивності EMS

Після увімкнення пристрою коротко

натисніть кнопку 1, щоб активувати функцію EMS (електроміостимуляції). За замовчуванням вмикається 1-й рівень інтенсивності, при цьому засвічується відповідний індикатор.
Кожне наступне коротке натискання кнопки 1 перемикає рівень інтенсивності:

- 1 натискання – Рівень 1;
- 2 натискання – Рівень 2;
- 3 натискання – Рівень 3.

Примітка: після активації функцію EMS неможливо вимкнути окремо. Для її вимкнення необхідно вимкнути та знову увімкнути пристрій.


Gear 1


Gear 2


Gear 3

<u>Увімкнення та вимкнення режиму вібрації</u> (VR)

- Натисніть і утримуйте кнопку 1, щоб увімкнути режим вібрації.
- Повторно натисніть і утримуйте кнопку 1, щоб вимкнути режим вібрації.

Режим вібрації можна використовувати

окремо або в поєднанні з будь-яким іншим режимом роботи пристрою.
! Примітка: тривалість безперервної роботи функцій EMS та вібрації (VR) становить 10 хвилин, після чого вони автоматично вимикаються.

Кнопка 3: Перемикання режимів нагрівання та охолодження
Режими охолодження або нагрівання можуть працювати одночасно з функціями EMS, вібрації (VR) та LED-світлотерапії.
! Примітка: режими охолодження та нагрівання не можуть працювати одночасно.



Режим охолодження

1 коротке натискання кнопки 3 – увімкнення режиму охолодження. Тривалість роботи режиму 3 хвилини.

Режим нагрівання

2 короткі натискання кнопки 3 – увімкнення режиму нагрівання. Тривалість роботи режиму 5 хвилин.
3 короткі натискання кнопки 3 – вимкнення режимів охолодження та нагрівання. Після завершення роботи активованого режиму пристрій переходить у режим очікування. При перемиканні між режимами таймер відповідного режиму запускається заново. Якщо режим нагрівання або охолодження завершився, але інші функції (EMS, вібрація або LED-світлотерапія) ще працюють, пристрій перейде в режим очікування лише після завершення роботи всіх активних функцій.

Протокол використання

Під час першого використання обов'язково проведіть попередній тест, щоб переконатися, що шкіра добре переносить процедуру. Це допоможе уникнути можливих подразнень або небажаних реакцій.

Рекомендована частота процедур

Інтенсивний курс: 3–4 процедури на тиждень.
Підтримувальний курс: після досягнення бажаного результату рекомендується використовувати пристрій 1–2 рази на тиждень для підтримання отриманого ефекту.

1. Перед кожним використанням ретельно очистіть шкіру обличчя від косметики та забруднень. Після очищення нанесіть на шкіру відповідний гель, бустер або сироватку.
2. 2При використанні режиму EMS (електроміостимуляції) рекомендується попередньо нанести на шкіру струмопровідний гель MEDICA+ Conductive Lifting Gel або інший засіб на водній основі, що покращує провідність мікрострумів і забезпечує більш ефективну роботу пристрою.

Комбінація режимів

Наведені нижче протоколи є базовими рекомендаціями. Залежно від потреб шкіри ви можете поєднувати режими роботи пристрою та LED-світлотерапії між собою, створюючи індивідуальний протокол догляду.

Базовий догляд

Підтримання чистоти шкіри, зменшення набряклості, легкий тонізуючий ефект.

Комбінація режимів:

- LED синє світло
- VR (вібрація) — за бажанням
- Охолодження (Cooling)

Як використовувати:

1. Очистити шкіру та нанести бустер або сироватку на водній основі
2. Увімкнути синє світло (LED)
3. Активувати VR для м'якого масажу
4. Додати режим охолодження (3 хв)

Дана комбінація використовується для заспокоєння шкіри, зменшення запалень, звуження пор, зниження набряклості.

Антивіковий догляд

Підвищення пружності шкіри, робота з овалом обличчя, зменшення зморшок.

Комбінація режимів:

- EMS (рівень 1–3)
- LED червоне світло
- VR (вібрація)
- Нагрівання

Як використовувати:

1. Нанести струмопровідний гель
2. Активувати EMS та вибрати комфортний рівень інтенсивності
3. Увімкнути червоне світло (LED)
4. Додати режим нагрівання (5 хв)
5. За потреби активувати VR для додаткового масажного ефекту

Дана комбінація сприяє покращенню тонусу шкіри, підвищенню її пружності, зменшенню видимості зморшок та стимуляції мікроциркуляції.

Глибоке зволоження

Глибоке зволоження та підсилення дії доглядових засобів.

Комбінація режимів:

- EMS (низький рівень)
- LED червоне світло
- Нагрівання (Heating)

Як використовувати:

1. Нанести сироватку або спеціальний бустер для світлотерапії
2. Активувати EMS на мінімальному рівні
3. Увімкнути червоне світло (LED)

4. Додати режим нагрівання (5 хв)

Дана комбінація використовується для кращого проникнення косметичних засобів, глибокого зволоження та посилення їх ефективності.

Вирівнювання тону шкіри

Сприяти вирівнюванню тону шкіри, зменшенню видимості пігментних плям, покращенню сяйва та свіжості шкіри.

Комбінація режимів:

- LED зелене світло
- EMS (низький рівень)
- Нагрівання (Heating)
- VR (вібрація) — за бажанням

Як використовувати:

1. Нанести сироватку або спеціальний бустер для світлотерапії
2. Увімкнути зелене світло (LED)
3. Активувати EMS на мінімальному рівні
4. Додати режим нагрівання (5 хв)
5. За потреби активувати VR для додаткового масажного ефекту

Дана комбінація сприяє вирівнюванню тону шкіри, покращенню її природного сяйва, зменшенню видимості пігментації та підтримує більш рівномірний колір обличчя.



Під час процедури плавно переміщуйте пристрій по масажних лініях, не затримуючи його тривалий час в одній точці. Тривалість однієї процедури не повинна перевищувати 10 хвилин.

Протипоказання

Не використовуйте пристрій, якщо:

- Маєте встановлений кардіостимулятор або інші імплантовані електронні медичні пристрої;
- Користуєтеся апаратами штучного життєзабезпечення;
- Маєте захворювання внутрішніх органів у стадії загострення, у зоні впливу;
- Маєте захворювання лицьового нерва;
- Маєте психічні розлади;
- Перебуваєте у гострому періоді будь-якого захворювання;
- Маєте неконтрольований або патологічно підвищений чи знижений артеріальний тиск;
- Маєте інфекційні захворювання;
- Хворієте на туберкульоз;
- Маєте захворювання крові;
- Маєте злоякісні новоутворення;
- Вагітні, годуєте грудьми, маєте підвищену температуру тіла або проходите стоматологічне лікування, тільки після консультації з лікарем;
- Маєте атопічний дерматит, інші атопічні захворювання шкіри або схильність до алергічних реакцій;

- Маєте підвищену чутливість шкіри;
- Тривалий час приймаєте стероїдні гормональні препарати або маєте судинні зміни шкіри, пов'язані із захворюваннями печінки;
- Епілепсія;
- Порушення серцевого ритму;
- Не використовувати після ін'єкцій ботулотоксину або філерів до дозволу лікаря;
- Не використовувати після агресивних косметологічних процедур до повного відновлення шкіри.

Заборонено використовувати пристрій на таких ділянках:

- на відкритих ранах;
- на ділянках після пластичних операцій до повного загоєння;
- безпосередньо на очних яблуках та верхніх повіках;
- у ротовій порожнині;
- на слизових оболонках;
- в інтимній зоні;
- на ділянках із сильними опіками;
- на ділянках із почервонінням, свербежем, набряком або запаленням;
- на ділянках із болем або порушеною чутливістю;

- на ділянках, де під шкірою встановлені металеві, силіконові або пластикові імпланти.

Очищення пристрою

1. Перед очищенням пристрою обов'язково вимкніть його та від'єднайте від джерела живлення.
2. Очистіть масажну головку та корпус пристрою за допомогою вологої антисептичної серветки або ватного диску змоченого у хлоргексидин.
   Примітка: пристрій має ступінь захисту IPX4. Масажна головка є водостійкою, однак сам пристрій не можна занурювати у воду або промивати під струменем води.
3. Після очищення зберігайте пристрій у сухому та прохолодному місці, захищеному від прямих сонячних променів.
4. Не використовуйте лужні засоби, спирт, леткі олії, розчинники та інші агресивні миючі засоби.
5. Очищуйте пристрій регулярно та своєчасно після кожного використання.
6. У разі тривалого невикористання обов'язково очистіть пристрій перед зберіганням.
7. Не заряджайте пристрій, якщо він вологий.

8. Не використовуйте під час процедур жирні або абразивні косметичні засоби.

Заряджання та умови використання

1. Під час заряджання пристрій не призначений для використання — не вмикайте його під час підключення до живлення.
2. Перед першим використанням рекомендується повністю зарядити пристрій для забезпечення оптимальної роботи та тривалого ресурсу акумулятора.
3. Для підтримання стабільної роботи батареї заряджайте пристрій щонайменше 1 раз на місяць. Недотримання цієї рекомендації може призвести до глибокого розряду та пошкодження акумулятора.
4. Індикація низького заряду. При низькому рівні заряду пристрій подає сигнал:
   • індикатор швидко блимає 10 разів
   • звуковий сигнал спрацьовує 10 разів
   • після цього пристрій автоматично вимикається
5. Заряджання пристрою рекомендується проводити при кімнатній температурі 10°C – 30°C.
6. Ви можете заряджати пристрій одним із двох способів:
   • Підключіть зарядний кабель безпосередньо до пристрою та адаптера живлення.

• Встановіть пристрій на зарядну базу та підключіть кабель до бази і адаптера живлення.
Примітка: пристрій працює лише від джерела живлення DC 5V.

7. Під час заряджання індикатор активується. Після повного заряджання індикатори залишаються постійно увімкненими.
8. Не заряджайте пристрій у ванній кімнаті або в умовах підвищеної вологості, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або короткого замикання.

Гарантійні умови

Шановні клієнти!
Будь ласка, зберігайте цю інструкцію належним чином, щоб скористатись гарантійним талоном. Гарантія надається протягом одного року з дати покупки (або протягом 2-х чи 3-х років за умови придбання розширеної гарантії) в разі поломки за нормальних умов експлуатації.
Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Якщо продукт пошкоджено через неправильне використання або відсутність належного обслуговування.
2. Якщо виріб пошкоджено внаслідок розбирання чи модифікацій.
3. Якщо до пристрою були застосовані та використані деталі, які не належать нашій компанії.
4. Пошкодження, викликані форс-мажорними обставинами.

Згідно з умовами, технічне обслуговування, що надається поза гарантією, підлягає додатковій оплаті.

Деталі, замінені під час гарантійного ремонту, стають власністю сервісного центру MEDICA+.

Технічні характеристики

Матеріал корпусу: PC-пластик, ABS-пластик, цинковий сплав, силікон
Розміри пристрою: 179,5 × 72 × 48,4 мм
Розміри зарядної бази: 81 × 69,8 × 64,8 мм
Вага пристрою: 164 г
Вага зарядної бази: 115 г
Номінальна потужність: 10 Вт
Робоча напруга: 3,7 В
Живлення: вбудований літій-полімерний акумулятор
Ємність акумулятора: 1350 мАг
Час заряджання: приблизно 3 години
Час автономної роботи: до 35 хвилин
Ступінь захисту: IPX4 (захист від бризок води)
EMS (електроміостимуляція): 3 рівні інтенсивності

- Рівень 1 — 0,04 мА
- Рівень 2 — 0,05 мА
- Рівень 3 — 0,11 мА

LED-фототерапія: Червоне світло — 630 нм, синє світло — 460 нм, зелене світло — 520 нм
Інтенсивність світлового випромінювання: Червоне світло: 10 mW /см², синє світло: 24 mW /см², зелене світло: 21 mW/см²
Хвильова вібрація: 7000 об/хв
Нагрівання: 42 ± 3 °C

Охолодження: 15 ± 3 °C
Автоматичне вимкнення: через 10 хвилин
Режим нагрівання: 5 хвилин
Режим охолодження: 3 хвилини

PL

Podręcznik użytkownika

Masażer liftingujący do szyi, twarzy i oczu MEDICA+ SkinLifting PRO 4v1

Spis treści

Środki bezpieczeństwa podczas użytkowania 01-02

Opis urządzenia 03

Wybór trybu 04-06

Instrukcja obsługi 07-11

Protokół użytkowania 12-16

Przeciwwskazania 17-19

Czyszczenie urządzenia 20-21

Ładowanie i warunki użytkowania 22-23

Warunki gwarancji 24

Dane techniczne 25-26

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za wybór produktów MEDICA+. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

Środki bezpieczeństwa podczas użytkowania

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i przestrzegać zawartych w niej zaleceń. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia, podrażnienie skóry lub uszkodzenie produktu.

1. Podczas korzystania z trybu LED światło może padać na okolice oczu. Nie patrz bezpośrednio na diody LED. Podczas zabiegu w okolicy oczu zaleca się zamknięcie oczu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie używaj go podczas kąpieli pod prysznicem lub w wannie.
3. Nie ładuj ani nie używaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury ani w bezpośrednim świetle słonecznym. Wbudowany akumulator litowy może się przegrzać lub ulec uszkodzeniu.


4. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5. Używaj masażera wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.
6. Jeśli podczas użytkowania wystąpi ból, dyskomfort, podrażnienie skóry lub jakiekolwiek nietypowe objawy, należy natychmiast przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.

Środki bezpieczeństwa podczas ładowania

- Należy używać wyłącznie źródła zasilania AC 100–240 V oraz ładowarki DC 5 V / 1 A.
- Nie należy używać ładowarek ani adapterów, które nie spełniają podanych parametrów.
- Nie należy używać uszkodzonego kabla zasilającego, adaptera ani wadliwego gniazdka elektrycznego.
- Nie ładuj urządzenia w łazience ani w innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.
- Nie dotykaj kabla ładowarki, zasilacza ani wtyczki mokrymi rękami.
- Jeśli podczas ładowania lub pracy urządzenia wystąpi awaria lub nietypowa sytuacja, należy natychmiast odłączyć je od źródła zasilania.

Opis urządzenia

MEDICA+ SkinLifting PRO 4v1 to wielofunkcyjne urządzenie kosmetyczne do kompleksowej pielęgnacji skóry w warunkach domowych. Łączy w sobie nowoczesne technologie, takie jak mikroprądy EMS, fototerapia LED (światło niebieskie, czerwone i zielone), masaż wibracyjny, a także funkcje ogrzewania i chłodzenia. Urządzenie ma na celu poprawę jędrności skóry, redukcję zmarszczek, zmniejszenie obrzęków oraz zwiększenie elastyczności skóry twarzy.



Wybór trybu

Światło niebieskie (460 nm)
Światło niebieskie wnika w górne warstwy skóry na głębokość około 0,5 mm. Działa kojąco na skórę, pomaga w pielęgnacji skóry problemowej, skłonnej do wyprysków. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie gruczołów łojowych i jest odpowiednie dla skóry wrażliwej. Przyczynia się również do poprawy wyglądu skóry po trądziku.

Światło czerwone (630 nm)
Światło czerwone wnika w skórę na głębokość 6–8 mm, docierając do warstwy skóry właściwej. Wspomaga stymulację fibroblastów, poprawia mikrokrążenie i przepływ limfy, utrzymuje naturalną elastyczność skóry, pomaga wyrównać jej koloryt, sprawia, że skóra staje się gładsza i nawilżona, a także przyczynia się do zmniejszenia widoczności plam pigmentacyjnych.

Światło zielone (520 nm)
Światło zielone wnika w górne warstwy skóry na głębokość około 1–2 mm. Przyczynia się do wyrównania kolorytu skóry, pomaga zmniejszyć

widoczność przebarwień i zaczerwienień, łagodzi skórę i nadaje jej świeższy i promienniejszy wygląd. Nadaje się do wszystkich rodzajów skóry, zwłaszcza wrażliwej i matowej.

Elektrostymulacja mięśni (EMS)
Technologia EMS wykorzystuje słabe mikroprądy do stymulacji mięśni twarzy. Mikroimpulsy aktywują tkankę nerwowo-mięśniową, wywołując lekkie skurcze mięśni. Pomaga to poprawić napięcie skóry, przyczynia się do uzyskania wyraźniejszego konturu twarzy, wspiera jędrność skóry oraz pomaga zmniejszyć widoczność drobnych zmarszczek.
Podczas działania EMS można odczuwać lekkie mrowienie lub skurcze mięśni — jest to normalna reakcja. Jeśli odczucia te powodują ból lub znaczny dyskomfort, należy przerwać stosowanie i zmniejszyć poziom intensywności.


Wibracja przerywana (VR)
Tryb masażu wibracyjnego można stosować w połączeniu z dowolnym innym trybem. Wibracja zapewnia delikatny efekt masażu, poprawia mikrokrążenie, sprzyja bardziej

równomiernemu rozprowadzaniu kosmetyków oraz zwiększa komfort podczas korzystania z EMS.

Tryb chłodzenia
Temperatura chłodzenia wynosi 15 ± 3 °C. Działanie chłodu sprzyja ujędrnieniu i wzmocnieniu skóry, pomaga zwężyć pory i drobne naczynka oraz zmniejsza obrzęki. Ponadto chłodzenie pomaga zatrzymać wilgoć w skórze i zmniejsza prawdopodobieństwo ponownego przedostania się zanieczyszczeń do porów.

Tryb ogrzewania
Temperatura ogrzewania wynosi 42 ± 3 °C. Delikatne ciepło stymuluje mikrokrążenie i procesy metaboliczne w skórze, sprzyja lepszemu rozprowadzeniu preparatu kosmetycznego na powierzchni skóry oraz poprawia jego wchłanianie przez warstwę rogową.

Instrukcja obsługi



Przycisk 2: Włączanie/wyłączanie urządzenia oraz przełączanie trybów terapii światłem LED

Włączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2 przez 1–2 sekundy. Po sygnale dźwiękowym urządzenie włączy się i przejdzie w tryb czuwania, a wszystkie wskaźniki zaświecą się.

! Uwaga: jeśli w ciągu 1 minuty nie zostanie wykonana żadna czynność, urządzenie wyda dwa sygnały dźwiękowe i automatycznie się wyłączy.

Wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2 przez 1–2 sekundy. Po sygnale dźwiękowym urządzenie wyłączy się.

Przełączanie trybów terapii światłem LED

Po włączeniu urządzenia krótkimi naciśnięciami przycisku 2 można wybrać żądany tryb terapii światłem:

- 1 naciśnięcie – światło niebieskie (Blue Light);
- 2 naciśnięcia – światło czerwone (Red Light);
- 3 naciśnięcia – światło zielone (Green Light);
- 4 naciśnięcia – wyłączenie terapii światłem LED.

Czas trwania każdego trybu terapii światłem wynosi 10 minut, po czym tryb ten automatycznie się wyłącza.

Ostrzeżenie: Nie należy stosować terapii światłem LED w przypadku nadwrażliwości na światło lub podczas przyjmowania leków zwiększających wrażliwość na światło.

Przycisk 1: Wybór intensywności EMS i sterowanie trybem wibracji

Regulacja intensywności EMS

Po włączeniu urządzenia należy krótko nacisnąć przycisk 1, aby aktywować funkcję EMS (elektrostymulacji mięśni). Domyślnie

włącza się 1. poziom intensywności, przy czym zapala się odpowiedni wskaźnik.
Każde kolejne krótkie naciśnięcie przycisku 1 powoduje zmianę poziomu intensywności:

- 1 naciśnięcie – poziom 1;
- 2 naciśnięcia – poziom 2;
- 3 naciśnięcia – poziom 3.

Uwaga: po włączeniu funkcji EMS nie można jej wyłączyć osobno. Aby ją wyłączyć, należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.


Gear 1


Gear 2


Gear 3

<u>Włączanie i wyłączanie trybu wibracji (VR)</u>

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1, aby włączyć tryb wibracji.
- Naciśnij ponownie i przytrzymaj przycisk 1, aby wyłączyć tryb wibracji.

Tryb wibracji można używać osobno lub w połączeniu z dowolnym innym trybem pracy urządzenia.
! Uwaga: czas ciągłej pracy funkcji EMS i wibracji (VR) wynosi 10 minut, po upływie których wyłączają się one automatycznie.

Przycisk 3: Przełączanie trybów ogrzewania i chłodzenia
Tryby chłodzenia lub ogrzewania mogą działać jednocześnie z funkcjami EMS, wibracji (VR) i terapii światłem LED.
! Uwaga: tryby chłodzenia i ogrzewania nie mogą działać jednocześnie.



Tryb chłodzenia
1 krótkie naciśnięcie przycisku 3 – włączenie trybu chłodzenia. Czas działania trybu wynosi 3 minuty.

Tryb ogrzewania
2 krótkie naciśnięcia przycisku 3 – włączenie trybu ogrzewania. Czas działania trybu wynosi 5 minut.
3 krótkie naciśnięcia przycisku 3 – wyłączenie trybów chłodzenia i ogrzewania. Po zakończeniu działania aktywowanego trybu urządzenie przechodzi w tryb czuwania.

Podczas przełączania między trybami timer danego trybu uruchamia się od nowa. Jeśli tryb ogrzewania lub chłodzenia dobiegł końca, ale inne funkcje (EMS, wibracja lub terapia światłem LED) nadal działają, urządzenie przejdzie w tryb czuwania dopiero po zakończeniu działania wszystkich aktywnych funkcji.

Instrukcja użytkowania

Podczas pierwszego użycia należy koniecznie przeprowadzić test wstępny, aby upewnić się, że skóra dobrze znosi zabieg. Pomoże to uniknąć ewentualnych podrażnień lub niepożądanych reakcji.

Zalecana częstotliwość zabiegów

Kurs intensywny: 3–4 zabiegi tygodniowo.
Kuracja podtrzymująca: po osiągnięciu pożądanego rezultatu zaleca się stosowanie urządzenia 1–2 razy w tygodniu w celu utrzymania uzyskanego efektu.

1. Przed każdym użyciem dokładnie oczyść skórę twarzy z makijażu i zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu nałóż na skórę odpowiedni żel, booster lub serum.
2. W przypadku korzystania z trybu EMS (elektrostymulacji) zaleca się wcześniejsze nałożenie na skórę żelu przewodzącego prąd MEDICA+ Conductive Lifting Gel lub innego preparatu na bazie wody, który poprawia przewodność mikroprądów i zapewnia bardziej efektywne działanie urządzenia.

Kombinacja trybów

Przedstawione poniżej protokoły stanowią podstawowe zalecenia. W zależności od potrzeb skóry można łączyć ze sobą tryby pracy urządzenia i terapię światłem LED, tworząc indywidualny protokół pielęgnacyjny.

Pielęgnacja podstawowa

Utrzymanie czystości skóry, zmniejszenie obrzęków, delikatny efekt tonizujący.
Kombinacja trybów:

- Niebieskie światło LED
- VR (wibracja) — opcjonalnie
- Chłodzenie (Cooling)

Sposób użycia:

1. Oczyść skórę i nałóż booster lub serum na bazie wody
2. Włącz niebieskie światło (LED)
3. Włączyć funkcję VR, aby uzyskać delikatny masaż
4. Włączyć tryb chłodzenia (3 min)

Ta kombinacja służy do uspokojenia skóry, zmniejszenia stanów zapalnych, zwężenia porów oraz zmniejszenia obrzęków.

Pielęgnacja przeciwstarzeniowa

Poprawa jędrności skóry, modelowanie owalu

twarzy, redukcja zmarszczek.
Kombinacja trybów:

- EMS (poziom 1–3)
- Czerwone światło LED
- VR (wibracja)
- Ogrzewanie

Sposób użycia:

1. Nałożyć żel przewodzący prąd
2. Włączyć EMS i wybrać komfortowy poziom intensywności
3. Włączyć czerwone światło (LED)
4. Włączyć tryb ogrzewania (5 min)
5. W razie potrzeby włączyć VR, aby uzyskać dodatkowy efekt masażu

Ta kombinacja przyczynia się do poprawy napięcia skóry, zwiększenia jej jędrności, zmniejszenia widoczności zmarszczek oraz stymulacji mikrokrążenia.

Głębokie nawilżenie

Głębokie nawilżenie i wzmocnienie działania kosmetyków pielęgnacyjnych.
Kombinacja trybów:

- EMS (niski poziom)
- Światło LED czerwone
- Ogrzewanie (Heating)

Sposób użycia:

1. Nałożyć serum lub specjalny booster do terapii światłem
2. Włączyć EMS na minimalnym poziomie
3. Włączyć czerwone światło (LED)
4. Włączyć tryb ogrzewania (5 min)

Ta kombinacja służy do lepszego wchłaniania kosmetyków, głębokiego nawilżenia oraz wzmocnienia ich działania.

Wyrównanie kolorytu skóry

Wspomaga wyrównanie kolorytu skóry, zmniejszenie widoczności plam pigmentacyjnych oraz poprawę blasku i świeżości skóry.

- Kombinacja trybów:
- Zielone światło LED
- EMS (niski poziom)
- Ogrzewanie (Heating)
- VR (wibracja) — opcjonalnie

Sposób użycia:

1. Nałożyć serum lub specjalny booster do terapii światłem
2. Włączyć zielone światło (LED)
3. Włączyć EMS na minimalnym poziomie
4. Włączyć tryb ogrzewania (5 min)
5. W razie potrzeby włączyć VR, aby uzyskać dodatkowy efekt masażu

Ta kombinacja pomaga wyrównać koloryt skóry, poprawić jej naturalny blask, zmniejszyć widoczność przebarwień oraz zapewnia bardziej jednolity koloryt twarzy.



Podczas zabiegu płynnie przesuwaj urządzenie wzdłuż linii masażu, nie zatrzymując go na dłużej w jednym miejscu. Czas trwania jednego zabiegu nie powinien przekraczać 10 minut.

Przeciwwskazania

Nie należy używać urządzenia, jeśli:

- Mają Państwo wszczepiony rozrusznik serca lub inne wszczepione elektroniczne urządzenia medyczne;
- korzystają Państwo z urządzeń do sztucznego podtrzymywania życia;
- cierpisz na choroby narządów wewnętrznych w fazie zaostrzenia w obszarze działania urządzenia;
- cierpią Państwo na schorzenia nerwu twarzowego;
- cierpisz na zaburzenia psychiczne;
- Znajdujesz się w ostrym okresie jakiejkolwiek choroby;
- Mają Państwo niekontrolowane lub patologicznie podwyższone lub obniżone ciśnienie tętnicze;
- Cierpisz na choroby zakaźne;
- Cierpisz na gruźlicę;
- Cierpisz na choroby krwi;
- Mają nowotwory złośliwe;
- Jesteś w ciąży, karmisz piersią, masz podwyższoną temperaturę ciała lub przechodzisz leczenie stomatologiczne – stosuj produkt wyłącznie po konsultacji z lekarzem;

- Cierpią Państwo na atopowe zapalenie skóry, inne atopowe choroby skóry lub mają skłonność do reakcji alergicznych;
- Mają zwiększoną wrażliwość skóry;
- Od dłuższego czasu przyjmują Państwo hormonalne leki steroidowe lub występują u Państwa zmiany naczyniowe skóry związane z chorobami wątroby;
- Padaczka;
- Zaburzenia rytmu serca;
- Nie stosować po zastrzykach z botoksem lub wypełniaczami bez zgody lekarza;
- Nie stosować po agresywnych zabiegach kosmetycznych do czasu całkowitej regeneracji skóry.

Zabrania się stosowania urządzenia w następujących miejscach:

- na otwartych ranach;
- na obszarach po operacjach plastycznych do czasu całkowitego wygojenia;
- bezpośrednio na gałkach ocznych i górnych powiekach;
- w jamie ustnej;
- na błonach śluzowych;
- w okolicy intymnej;
- na obszarach z poważnymi oparzeniami;

- na obszarach z zaczerwienieniem, swędzeniem, obrzękiem lub stanem zapalnym;
- w miejscach, w których występuje ból lub zaburzenia czucia;
- w miejscach, gdzie pod skórą znajdują się implanty metalowe, silikonowe lub plastikowe.

Czyszczenie urządzenia

1. Przed czyszczeniem urządzenia należy je koniecznie wyłączyć i odłączyć od źródła zasilania.
2. Wyczyść głowicę masującą i obudowę urządzenia za pomocą wilgotnej chusteczki antyseptycznej lub wacika nasączonego chlorheksydyną.
   Uwaga: urządzenie posiada stopień ochrony IPX4. Głowica masująca jest wodoodporna, jednak samego urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani myć pod strumieniem wody.
3. Po wyczyszczeniu przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu, chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Nie należy używać środków alkalicznych, alkoholu, olejków eterycznych, rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących.
5. Urządzenie należy czyścić regularnie i niezwłocznie po każdym użyciu.
6. W przypadku dłuższego okresu nieużywania należy koniecznie wyczyścić urządzenie przed przechowywaniem.
7. Nie ładuj urządzenia, jeśli jest wilgotne.

8. Nie należy stosować podczas zabiegów tłustych ani ściernych środków kosmetycznych.

Ładowanie i warunki użytkowania

1. Podczas ładowania urządzenie nie jest przeznaczone do użytku — nie włączaj go, gdy jest podłączone do zasilania.
2. Przed pierwszym użyciem zaleca się całkowite naładowanie urządzenia, aby zapewnić optymalne działanie i długą żywotność akumulatora.
3. Aby zapewnić stabilną pracę akumulatora, należy ładować urządzenie co najmniej raz w miesiącu. Nieprzestrzeganie tej zalecenia może doprowadzić do głębokiego rozładowania i uszkodzenia akumulatora.
4. Wskazanie niskiego poziomu naładowania. Przy niskim poziomie naładowania urządzenie emituje sygnał:
   • wskaźnik szybko miga 10 razy
   • sygnał dźwiękowy rozbrzmiewa 10 razy
   • następnie urządzenie wyłącza się automatycznie
5. Ładowanie urządzenia zaleca się przeprowadzać w temperaturze pokojowej od 10°C do 30°C.
6. Urządzenie można ładować na dwa sposoby:
   • Podłącz kabel ładujący bezpośrednio do urządzenia i zasilacza.

• Umieść urządzenie na stacji ładującej i podłącz kabel do stacji oraz zasilacza. Uwaga: urządzenie działa wyłącznie przy zasilaniu prądem stałym 5 V.

7. Podczas ładowania zapala się wskaźnik. Po pełnym naładowaniu wskaźniki pozostają stale włączone.
8. Nie ładuj urządzenia w łazience ani w warunkach podwyższonej wilgotności, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub zwarcie.

Warunki gwarancji

Szanowni Klienci!
Prosimy o odpowiednie przechowywanie niniejszej instrukcji, aby móc skorzystać z karty gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje przez rok od daty zakupu (lub przez 2 lub 3 lata w przypadku wykupienia przedłużonej gwarancji) w przypadku awarii przy normalnych warunkach użytkowania.
Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

1. Jeśli produkt uległ uszkodzeniu w wyniku niewłaściwego użytkowania lub braku odpowiedniej konserwacji.
2. Jeśli produkt uległ uszkodzeniu w wyniku demontażu lub modyfikacji.
3. Jeśli w urządzeniu zastosowano i użyto części, które nie pochodzą od naszej firmy.
4. Uszkodzenia spowodowane okolicznościami siły wyższej.

Zgodnie z warunkami, serwis świadczony poza gwarancją podlega dodatkowej opłacie.

Części wymienione podczas naprawy gwarancyjnej stają się własnością centrum serwisowego MEDICA+.

Dane techniczne

Materiał obudowy: tworzywo PC, tworzywo ABS, stop cynku, silikon
Wymiary urządzenia: 179,5 × 72 × 48,4 mm
Wymiary stacji ładującej: 81 × 69,8 × 64,8 mm
Waga urządzenia: 164 g
Waga stacji ładującej: 115 g
Moc znamionowa: 10 W
Napięcie robocze: 3,7 V
Zasilanie: wbudowany akumulator litowo-polimerowy
Pojemność akumulatora: 1350 mAh
Czas ładowania: około 3 godzin
Czas pracy na baterii: do 35 minut
Stopień ochrony: IPX4 (ochrona przed rozpryskami wody)
EMS (elektrostymulacja mięśni): 3 poziomy intensywności

- Poziom 1 — 0,04 mA
- Poziom 2 — 0,05 mA
- Poziom 3 — 0,11 mA

Fototerapia LED: światło czerwone — 630 nm, światło niebieskie — 460 nm, światło zielone — 520 nm
Intensywność promieniowania świetlnego: światło czerwone: 10 mW/cm², światło

niebieskie: 24 mW/cm², światło zielone: 21 mW/cm²
Częstotliwość drgań: 7000 obr./min
Ogrzewanie: 42 ± 3 °C
Chłodzenie: 15 ± 3 °C
Automatyczne wyłączanie: po 10 minutach
Tryb ogrzewania: 5 minut
Tryb chłodzenia: 3 minuty

medica+
JAPAN TECHNOLOGY